

VITA CAD-Waxx

Инструкция



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 2022.06

VITA – perfect match.

VITA

Выгораемый без остатка акрилатный полимер
для техники литья и техники прессования

Материал и его преимущества

VITA CAD-Waxx - акрилатный полимер без наполнителя, выгорающий без остатка. Используется для CAD/CAM изготовления восковых моделей для прессования или литья. Материал отличается следующими свойствами и преимуществами:

- Фрезерование и шлифование в зависимости от САМ-системы
- По сравнению с моделировочным воском, высокая жесткость скручивания и точное соответствие воска готовым деталям даже при изготовлении протяженных реставраций
- Оптимальная толщина стенок и соединительных элементов для VMK-каркасов, требуется лишь небольшая постобработка.
- В случае литейного брака не требуется повторное моделирование, только шлифование и фрезерование должны быть выполнены повторно.
- Изготовленные детали могут комбинироваться с воском для литья
- Возможность примерки формованного изделия in situ
- Легкий контроль припасовки благодаря прозрачному цвету
- Сгораемость без остатка
- CAD-Waxx - это медицинский продукт класса I, поэтому он также одобрен для примерки во рту пациента.

Целевое назначение

Продукты VITA CAD-Waxx — это материалы из интраорального стоматологического воска для стоматологического лечения.





Целевые пользователи

Исключительно профессиональные пользователи: стоматологи и зубные техники.

Целевая группа пациентов

без ограничений

Показания

Показания	 VMK-каркас коронки	 VMK-каркас мостовидного протеза	 Цельнолитая коронка	 Цельнолитой мостовидный протез
VITA CAD-Waxx	●	●	●	●

● рекомендуется

Противопоказания:

VITA CAD-Waxx не подходит для изготовления временных реставраций, и его нельзя временно или окончательно фиксировать во рту с помощью цемента.

Альтернативное применение моделировочного воска:

- Изготовление каркасов коронок и мостовидных протезов по технике VMK.
- Изготовление коронок и мостовидных протезов методом полного литья
- Шлифование/фрезерование запакованных реставраций из пресс-керамики
- Изготовление полностью анатомических реставраций, например с VITA AMBRIA

Примерка для контроля конструкции:

- Контроль точности припасовки во рту перед шлифованием/фрезерованием реставрации из окончательного материала.
- Перед примеркой формованной детали/каркаса ее необходимо очистить этанолом.

Простота применения: Step by step

⚠ Важное указание:

Для обработки VITA CAD-Waxx в САМ-системе обратите внимание на рекомендации производителя.



После процесса шлифования/фрезерования (САМ), срезать литник с помощью твердосплавной фрезы с мелкой крестообразной насечкой (красное кольцо).



Отшлифованная/фрезерованная формованная деталь на рабочей модели.



Утолщенный маргинальный край редуцировать с помощью твердосплавной фрезы с мелкой крестообразной насечкой (красное кольцо). У полностью анатомических формованных деталей необходимо проверить окклюзию.




При желании маргинальный край формованной детали можно оптимизировать с помощью воска для литья.



Оптимизированное с помощью воска для литья формованное изделие на рабочей модели.



Как в технологии литья или прессования, формованная деталь снабжена восковыми штифтами для литья и наплавлена воском на формирователе литника. При этом необходимо соблюдать рекомендации производителей сплавов и производителей пресс-керамики.




Запакуйте отливаемую деталь согласно предписаниям производителей паковочных масс и поместите в печь предварительного нагрева.

⚠ Важно:

Удельный вес VITA CAD-Waxx: 1,18 г/см³

Количество сплава, необходимое для реставрации, в г получается путем умножения плотности сплава на массу отшлифованной/фрезерованной формованной детали VITA CAD-Waxx в г, делится на коэффициент 1,18.



Литой каркас мостовидного протеза из дентального сплава, подготовленный к облицовке.

Рекомендуемые инструменты и материалы

- Твердосплавные фрезы с мелкой и грубой крестообразной насечкой
- Имеющиеся в продаже моделировочные воски

Хранение/утилизация

Нет особых условий хранения.

Продукты, маркированные пиктограммой опасного вещества
 Данный материал должен быть утилизированы как вредные отходы.
 Перерабатываемые отходы (такие как замковые крепления, бумага, пластмассы) должны утилизироваться с помощью соответствующих систем переработки.

Загрязненные остатки продукта необходимо предварительно обработать в соответствии с региональными правилами и утилизировать отдельно.

Технические характеристики

Химический состав: 100% PMMA

Пояснение символов

Производитель VITA Zahnfabrik		Дата изготовления	
Срок годности		Беречь от солнечных лучей	
Температура хранения		Номер лота (партия)	LOT
Каталожный номер	REF	Медицинский продукт	MD
см. Инструкцию			

Общие инструкции по применению

Безопасность продукта

См. Краткие отчеты о клинической безопасности и производительности (SSCP) для получения информации о серьезных инцидентах, связанных с медицинскими устройствами, общих рисках стоматологического лечения, остаточных рисках и (если применимо) кратких отчетах о клинической безопасности и производительности (SSCP)
www.vita-zahnfabrik.com/product_safety.

Соответствующие спецификации безопасности можно скачать с сайта www.vita-zahnfabrik.com/sds.



VITA CAD-Waxx для inLab®

Размеры: 14 x 15 x 40 мм
Обозначение: CW-40/15


В упаковке 10 шт.



VITA CAD-Waxx DISC

Размеры: Ø 98,4 x 20 мм
(с кольцевой канавкой)
Обозначение: CT-DISC

В упаковке 1 шт.



Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2022-06

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку



VITA CAD-Waxx



Rx Only- (только для профессиональных пользователей)



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik