

# MATERIALI VITA CAD/CAM

Compendio per studi e laboratori



VITA – perfect match.

**VITA**

MATERIALI **VITA CAD/CAM** – clinicamente affermati in milioni di casi.

# MATERIALI VITA CAD/CAM – Indicazioni

	Ceramica a base di biossido di zirconio				Ceramica feldspatica	Vetro-ceramica	Ceramica ibrida	Polimero/Composito	
	VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST**	VITA YZ XT	VITABLOCS	VITA SUPRINITY PC	VITA ENAMIC	VITA CAD-Temp	VITA CAD-Waxx
	○	○	○	×	—	○ <sup>1)</sup>	● <sup>1)</sup>	●	—
	●	●	×	×	×	×	—	—	—
	—	—	—	—	○	○	○	—	—
	—	○	●	●	●	●	●	—	▲
	—	○	●	●	●	●	●	—	▲
	—	○	●	●	●	●	●	●	▲
	—	○	●	●	×	×	×	●	▲
	—	○	●	×	×	×	×	●	▲
	○	●	●	●	○	●	●	●	▲
	○	●	●	●	×	×	×	●	▲
	○	●	●	●	×	×	×	●	▲
	●	●	○	○	×	○	×	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	○	×	○	—	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	—	▲

● raccomandato\*    ○ possibile    × impossibile    — non raccomandato    ▲ solo come alternativa alla cera per modellare

\* Avvertenza: Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

\*\* Le ricostruzioni in VITA YZ ST in Canada sono limitate a max. sei elementi con max. due elementi intermedi contigui.


1) La configurazione degli abutment deve soddisfare i requisiti di una preparazione funzionale alla ceramica e consentire l'osservanza degli spessori minimi per corone in VITA ENAMIC. Attenersi anche alle istruzioni di impiego dei produttori.

2) solo molari

3) max. 2 elementi intermedi contigui

# Soluzioni collaudate. Innovazioni esemplari.

Da oltre 30 anni la VITA Zahnfabrik sviluppa materiali CAD/CAM per odontoiatri e odontotecnici. Una prima pietra miliare è stata l'introduzione dei VITABLOCKS, nel frattempo affermati in milioni di casi clinici. Sono seguiti concetti merceologici innovativi come ad es. la ceramica ibrida VITA ENAMIC. Attualmente VITA offre molteplici soluzioni praticamente per tutte le indicazioni.







Affermati in milioni di casi.



## > FATTI & CARATTERISTICHE

### Cosa?

- **VITABLOCS Mark II:** blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, monocromi, che si integrano cromaticamente in modo ottimale nella sostanza residua
- **VITABLOCS TriLuxe forte:** blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con andamento cromatico integrato per la riproduzione di giochi di colore naturali
- **VITABLOCS RealLife:** blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con struttura 3D integrata per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale nel settore frontale

### Vantaggi?

- **riabilitazioni affidabili**  
grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- **riabilitazioni estetiche**  
grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- **ricostruzioni economiche**  
grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

### Per cosa?

- Soluzione per ricostruzioni estetiche di piccoli difetti (VITABLOCS Mark II) e riabilitazioni estetiche nel settore visibile (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife)

# VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife

## > INFORMAZIONI DI BASE



### Indicazioni raccomandate?\*

#### VITABLOCS Mark II

- piccole ricostruzioni estetiche (inlay, onlay, corone parziali)



#### VITABLOCS TriLuxe forte

- corone e faccette altamente estetiche in zone visibili



#### VITABLOCS RealLife

- corone frontali altamente estetiche

### Fasi procedurali?

Materiali 1-step:

- realizzazione CAM, lucidatura e inserimento; cottura non necessaria
- opzionale: caratterizzazione / individualizzazione

### Compatibilità di sistema?


#### VITABLOCS – SOLUZIONE DI SISTEMA

VITA offre VITABLOCS con supporto per CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

#### VITABLOCS – SOLUZIONI UNIVERSAL\*\*

VITA offre VITABLOCS con supporto universale per i sistemi CAD/CAM:

Serie CORiTEC (imes-icore GmbH), Serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation), CS 3000 /CS 3100 (Carestream Dental, Inc.), Serie N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH), Serie Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG), Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)



\*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

\*\*) Avvertenze: La gamma di geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per alcuni partner di sistema / sistemi CAD/CAM.

## > COLORI DISPONIBILI

### VITABLOCS Mark II

- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C (für I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C


### VITABLOCS TriLuxe forte

- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C

### VITABLOCS RealLife

- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 3M2C

## > GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



### Blocchetti:

- **VITABLOCS Mark II: I10:** 8 x 10 x 15; **I12:** 10 x 12 x 15; **I14:** 12 x 14 x 18
- **TriLuxe forte: TF-12:** 10 x 12 x 15; **TF-14:** 12 x 14 x 18; **TF-14/14:** 14 x 14 x 18
- **RealLife: RL-14/14:** 14 x 14 x 18

## > PRODOTTI SINGOLI/ASSORTIMENTI



### VITABLOCS

- Confezione VITABLOCS Mark II da 5 blocchetti in ceramica feldspatica
- Confezione VITABLOCS Mark II/ TriLuxe forte da 5 blocchetti in ceramica feldspatica
- Confezione VITABLOCS RealLife da 5 blocchetti in ceramica feldspatica

## > COMPONENTI DI SISTEMA DISPONIBILI

Fissaggio con  
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS

Caratterizzazione  
con VITA AKZENT PLUS

Individualizzazione  
con VITA LUMEX AC

Lucidatura con pasta per  
lucidare VITA Polish Cera  
e con i VITA CERAMICS  
Polishing Set



Definisce ex novo la caricabilità\*.



## > FATTI & CARATTERISTICHE

### Cosa?

- l'esclusiva ceramica ibrida con struttura a reticolo duale ceramico e polimerico a livello mondiale
- disponibile come variante mono- e multicromatica in fino a 3 livelli di traslucenza (T, HT, ST)

### Vantaggi?

- **riabilitazioni stabili**  
grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile con caratteristiche di assorbimento delle forze occlusali
- **riabilitazioni non/minimamente invasive,**  
la ceramica ibrida consente spessori ridotti rispetto alla ceramica feldspatica
- **strutture fedeli nel dettaglio, precise e sottili**  
grazie ad un materiale composito dalla fragilità ridotta
- **ricostruzioni economiche**  
grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura, senza alcuna cottura

### Per cosa?

- Soluzione per ricostruzioni minimamente invasive, sottili e sostenute da impianti

\*) Oltre ad una particolare elasticità, per la prima volta questa innovativa ceramica ibrida assicura anche un'elevata resistenza dopo il fissaggio adesivo.

## > INFORMAZIONI DI BASE



### Indicazioni raccomandate?\*

#### VITA ENAMIC (T, HT, ST)

- ricostruzioni minimamente invasive con spessori ridotti
- corone altamente caricabili in situazioni di spazio limitato
- riabilitazione precisa di piccoli difetti (ad es. otturazioni indirette nell'area cervicale/inlay sottili)
- ricostruzione non/minimamente invasiva di tavolati occlusali (table-top)
- strutture di rivestimento monolitiche per ponti digitali a doppia struttura



#### VITA ENAMIC HT multiColor

- riabilitazioni coronali estetiche con vivace gioco di colori / luci
- faccette sottili (No-Prep) per ricostruzioni cosmetiche



#### VITA ENAMIC IS\*\*

- corone-abutment sostenute da impianto e mesostrutture

### Fasi procedurali?

Materiali 1-step:

- realizzazione CAM, lucidatura e inserimento; nessuna cottura
- opzionale: caratterizzazione / individualizzazione

### Compatibilità di sistema?

#### VITA ENAMIC – SOLUZIONE DI SISTEMA\*\*\*

VITA offre VITA ENAMIC con supporto per CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

#### VITA ENAMIC – SOLUZIONI UNIVERSAL\*\*\*

Serie CORiTEC (imes-icore GmbH), Serie Röders RXD (Röders GmbH), serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation), CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH), serie Milling UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.), Serie N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG), serie Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH), serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)



\*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

\*\*) Per ulteriori informazioni su VITA ENAMIC IS consultare il capitolo VITA IMPLANT SOLUTIONS.


\*\*\*) Avvertenza: la gamma di varianti/geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per singoli partner di sistema/sistemi CAD/CAM.

## > COLORI DISPONIBILI

- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, traslucente (T)**  
0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, altamente traslucente (HT)**  
0M1, 1M1\*, 1M2\*, 2M1, 2M2\*, 2M3, 3M1, 3M2\*, 3M3, 4M2\*
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, supertraslucente (ST)**  
1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

\*) Disponibile come multiColor

## > GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



### Blocchetti:

- **VITA ENAMIC: EM-14:** 12 x 14 x 18; **EM-10:** 8 x 10 x 15
- **VITA ENAMIC multiColor: EMC-14:** 12 x 14 x 18; **EMC-16:** 18 x 16 x 18
- **VITA ENAMIC IS\*:** **IS-14:** 18 x 14 x 12 (per mesostrutture); **IS-16:** 18 x 16 x 18 (per corone-abutment)

\*) Avvertenza: tutte le geometrie con interfaccia S o L integrata.

## > PRODOTTI SINGOLI/ASSORTIMENTI



### VITA ENAMIC


- Confezione VITA ENAMIC da 5 blocchetti in ceramica ibrida



### VITA ENAMIC Polishing Set clinical/technical

- Sistema di lucidatura in 2 fasi comprendente sei gommini per prelucidatura e lucidatura a specchio per contrangolo o manipo

## > COMPONENTI DI SISTEMA DISPONIBILI



Vetroceramica. Rivoluzionaria.



## > FATTI & CARATTERISTICHE

- Cosa?**
- generazione di vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio, ad alta resistenza
  - disponibile in blocchetti monocromatici in due livelli di traslucenza (T, HT)
- Vantaggi?**
- **elevata sicurezza**  
grazie alla matrice vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio
  - **risultati precisi**  
grazie alla stabilità dei bordi
  - **lavorazione semplice**  
grazie alla buona lucidabilità e all'elevata stabilità di cottura
  - **estetica brillante**  
grazie a traslucenza, opalescenza e fluorescenza integrate
- Per cosa?**
- Soluzione per corone frontali e posteriori, sovrastrutture su impianti, inlays, onlays e faccette

# VITA SUPRINITY® PC

## > INFORMAZIONI DI BASE



### Indicazioni raccomandate?\*

#### VITA SUPRINITY PC

Molteplici possibilità (estetiche) grazie ad un'ampia gamma di indicazioni:

- corone posteriori
- corone frontali
- corone su impianti
- Faccetta

### Fasi procedurali?

Materiale 2-step:

- realizzazione CAM, successivamente occorre una cottura di cristallizzazione/combinata
- opzionale: caratterizzazione / individualizzazione

### Compatibilità di sistema?

#### VITA SUPRINITY PC – SOLUZIONE DI SISTEMA\*\*

VITA offre VITA SUPRINITY PC con supporto per CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

#### VITA SUPRINITY PC – SOLUZIONI UNIVERSAL\*\*

VITA offre VITA SUPRINITY PC con supporto universale per i sistemi CAD/CAM:

CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc), serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG), serie CORiTEC (imes-icore GmbH), serie Röders RXD (Röders GmbH), serie N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG), serie MILLING UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.), serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)



\*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

\*\*) Avvertenze: La gamma di geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per alcuni partner di sistema / sistemi CAD/CAM.

## > COLORI DISPONIBILI

- **VITA SUPRINITY PC, altamente traslucente (HT)**

VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2

VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

- **VITA SUPRINITY PC, traslucente (T)**

VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2

VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

## > GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



### Blocchetti:

- **VITA SUPRINITY PC:**

**PC-14:** 12 x 14 x 18

## > PRODOTTI SINGOLI/ASSORTIMENTI



### VITA SUPRINITY PC

- Confezione VITA SUPRINITY PC da 5 blocchetti in vetroceramica

### VITA SUPRINITY PC Starter Set VITA classical A1–D4/ VITA SYSTEM 3D-MASTER clinical/technical

- 16 o 12 confezioni VITA SUPRINITY PC da 5 blocchetti (una confezione per colore e livello di traslucenza)
- VITA SUPRINITY Polishing Set clinical/technical
- VITA AKZENT PLUS GLAZE LT SPRAY
- Supporto di cottura a nido d'ape e perni di platino



### VITA CERAMICS Polishing Set clinical/technical

- Sistema di lucidatura a 2 fasi comprendente per ciascuna sei strumenti per prelucidatura e lucidatura a specchio per contrangolo o manipolo

## > COMPONENTI DI SISTEMA DISPONIBILI





Soluzioni per riabilitazione dentale su impianti.



## > FATTI & CARATTERISTICHE

### Cosa?

- blocchetti in ceramica ibrida e composito, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio
- disponibili in ceramica ibrida VITA ENAMIC IS (T/HT) per ricostruzioni definitive e in composito VITA CAD-Temp IS per riabilitazioni provvisorie

### Vantaggi?

#### VITA ENAMIC IS

- **riabilitazioni stabili su impianti**  
grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile
- **ricostruzioni economiche**  
grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione

#### VITA CAD-Temp IS

- **realizzazione efficiente di provvisori**  
grazie al processo completamente digitale
- **aspetto cromatico naturale**  
grazie alle buone caratteristiche ottiche

### Per cosa?

- Soluzione per riabilitazioni implantari definitive e provvisorie

# VITA IMPLANT SOLUTIONS

## > INFORMAZIONI DI BASE



### Indicazioni raccomandate?\*

#### VITA ENAMIC IS

- corone-abutment sostenute da impianto (AC) e mesostrutture (MS) definitive



#### VITA CAD-Temp IS

- riabilitazioni provvisorie / gestione dei tessuti molli

### Fasi procedurali?

Materiali 1-step:

- realizzazione CAM, unire con la base e avvitare l'impianto, nessuna cottura!
- opzionale: caratterizzazione / individualizzazione

### Compatibilità di sistema?

#### VITA IMPLANT SOLUTIONS – SOLUZIONI DI SISTEMA

VITA offre VITA IMPLANT SOLUTIONS con supporti specifici per il sistema CAD/CAM:  
CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



\*) Queste sono indicazioni consigliate. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

## > COLORI DISPONIBILI

- **VITA ENAMIC IS-14, traslucente (T)**

Variante MS con interfaccia S o L in VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2


- **VITA ENAMIC IS-16, altamente traslucente (HT)**

Variante AC con interfaccia S o L in VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

- **VITA CAD-Temp IS-16**

Variante AC con interfaccia S o L in VITA SYSTEM 3D-Master: 1M2T, 2M2T, 3M2T

## > GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



### Blocchetti:

- **VITA ENAMIC: IS-14:** 18 x 14 x 12 (per mesostrutture definitive); **IS-16:** 18 x 16 x 18 (per corone-abutment definitive)
- **VITA CAD-Temp: IS-16:** 18 x 16 x 18 (per corone-abutment provvisorie)

Tutte le geometrie con interfaccia S o L integrata


## > PRODOTTI SINGOLI/ASSORTIMENTI



### VITA IMPLANT SOLUTIONS

- Confezione VITA ENAMIC IS da 5 blocchetti in ceramica ibrida
- Confezione VITA CAD-Temp IS da 5 blocchetti

## > COMPONENTI DI SISTEMA DISPONIBILI





Soluzioni per provvisori di riabilitazione.



## > FATTI & CARATTERISTICHE

- Cosa?**
- composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione
- Vantaggi?**
- **buona stabilità di lungo periodo**  
grazie a buona resistenza superficiale e resistenza alla rottura (fino a 3 anni di permanenza in bocca)
  - **aspetto cromatico naturale**  
grazie alle buone caratteristiche ottiche
  - **realizzazione efficiente di provvisori**  
grazie alla veloce realizzazione CAD/CAM
- Per cosa?**
- Soluzione per provvisori di riabilitazione completamente/parzialmente anatomici (VITA CAD-Temp) e riabilitazioni sostenute da impianto (VITA CAD-Temp IS)

# VITA CAD-TEMP®

## > INFORMAZIONI DI BASE



### Indicazioni raccomandate?\*

#### VITA CAD-Temp monoColor

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi, corone provvisorie nel settore posteriore



#### VITA CAD-Temp multiColor

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi, corone provvisorie nel settore frontale



#### VITA CAD-Temp IS\*\*

- riabilitazioni provvisorie / gestione dei tessuti molli

### Fasi procedurali?

Materiale 1-step:

- realizzazione CAM, lucidatura e inserimento

### Compatibilità di sistema?


#### VITA CAD-Temp – SOLUZIONE DI SISTEMA

VITA offre VITA CAD-Temp con supporto specifico per il sistema CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

#### VITA CAD-Temp – SOLUZIONI UNIVERSAL\*\*\*

VITA offre VITA CAD-Temp in geometria DISC universale (Ø 98,4 mm) per il sistema CAD/CAM:

serie CORiTEC (imes-icore GmbH), serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation), serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG), CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc.), serie Röders RXD (Röders GmbH), inLab MC X5 (Dentsply Sirona), serie N/R/S/Z/E (vhf manufacturer AG)



Avvertenza: in linea di principio i VITA CAD-temp DISC possono essere fresati con tutti i sistemi CAD/CAM aperti, in grado di utilizzare dischi con un diametro di 98,4 mm (incl. scanalatura circolare).

\*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

\*\*) Per ulteriori informazioni su VITA CAD-Temp IS consultare il capitolo VITA IMPLANT SOLUTIONS.

\*\*\*) Avvertenza: la gamma di varianti/geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per singoli partner di sistema/sistemi CAD/CAM.

## > COLORI DISPONIBILI

- **VITA CAD-Temp monoColor**

VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1T (für CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T

- **VITA CAD-Temp multiColor**


VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T

## > GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



### Discs (Ø 98,4 mm):

- **VITA CAD-Temp monoColor:** h 20
- **VITA CAD-Temp multiColor:** h 18



### Blocchetti:

- **VITA CAD-Temp monoColor:** **CT-40:** 15,5 x 19 x 39; **CT-55:** 15,5 x 19 x 55
- **VITA CAD-Temp multiColor:** **CTM-40:** 15,5 x 19 x 39; **CTM-85/40:** 18 x 40 x 85

## > PRODOTTI SINGOLI/ASSORTIMENTI



### VITA CAD-Temp monoColor/multiColor

- Confezione VITA CAD-Temp da 1, 2, 10 blocchetto/i
- Confezione VITA CAD-Temp da 1 disco

## > COMPONENTI DI SISTEMA DISPONIBILI





# VITA CAD-WAXX



VITABLOCS®

VITA ENAMIC®

VITA SUPRINITY® PC

VITA IMPLANT  
SOLUTIONS

VITA CAD-Temp®

VITA CAD-Waxx

VITA YZ®  
SOLUTIONS

Componenti/  
Accessori

Soluzioni per wax-up e dime di fresaggio



## > FATTI & CARATTERISTICHE

- Cosa?**
- poliacrilato calcinabile senza residui per la realizzazione computerizzata di wax-up per la tecnica di pressatura e fusione
- Vantaggi?**
- **Dispositivo medico di classe 1**  
Le protesi possono essere testate in bocca
  - **fusioni prive di lacune e risultati di pressatura privi di porosità**  
grazie alla completa calcinabilità del materiale CAD-Waxx
- Per cosa?**
- Ausilio per la tecnica di wax-up digitale

# VITA CAD-WAXX



## > INFORMAZIONI DI BASE

### Indicazioni raccomandate?\*

#### VITA CAD-Waxx

- per la tecnica di pressatura/fusione

### Fasi procedurali?

Materiale 1-step:

- realizzazione CAM di lavori pressati

### Compatibilità di sistema?

#### VITA CAD-Waxx – SOLUZIONE DI SISTEMA

VITA offre VITA CAD-Waxx con supporti specifici per CEREC/inLab (Dentsply Sirona)




Avvertenza: in linea di principio i VITA CAD-Waxx DISC possono essere fresati con tutti i sistemi CAD/CAM aperti, in grado di utilizzare dischi con un diametro di 98,4 mm (incl. scanalatura circolare).

\*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

## > COLORI DISPONIBILI


- **VITA CAD-Waxx**  
è trasparente

## > GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



### Discs (Ø 98,4 mm):

- **VITA CAD-Waxx:** h 20



### Blocchetti:

- **VITA CAD-Waxx: CW-40/15:** 14 x 15 x 40

## > PRODOTTI SINGOLI/ASSORTIMENTI



### **VITA CAD-Waxx**

- Confezione VITA CAD-Waxx da 2, 10 blocchetti
- Confezione VITA CAD-Waxx da 1 disco



Soluzioni di sistema per ricostruzioni in  $ZrO_2$  precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



## ► FATTI & CARATTERISTICHE

### Cosa?

- sistema coordinato di materiali costituito da grezzi in  $ZrO_2$  e relativi componenti di sistema, come Liquids e supercolori
- disponibile in variante non cromatizzata, mono- e multicromatica in fino a 4 livelli di traslucenza (T/HT/ST/XT)

### Vantaggi?

- **riprodurre in sicurezza i colori dei denti**  
grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- **realizzare riabilitazioni di elevata precisione**  
con grezzi caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- **conseguire solidi risultati estetici grazie**  
a grezzi precromatizzati di colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

### Per cosa?

- Soluzione per la realizzazione di ponti monolitici precisi e cromaticamente fedeli con rivestimento estetico completo/parziale nel settore frontale e posteriore

## > INFORMAZIONI DI BASE



### Indicazioni raccomandate?\*

#### VITA YZ T/HT

- strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo

#### VITA YZ ST

- riabilitazioni dei posteriori monolitiche e con rivestimento estetico parziale/completo

#### VITA YZ XT

- riabilitazioni frontali monolitici e con rivestimento estetico parziale/completo

### Fasi procedurali?

Materiale 4-Step VITA YZ T/HT

- Realizzazione CAM, sinterizzazione, rivestimento estetico completo, cottura finale

Materiale 3-Step VITA YZ ST/XT

- Realizzazione CAM, sinterizzazione, cottura finale
- Opzionale: rivestimento estetico parziale/totale



### Compatibilità di sistema?

#### VITA YZ SOLUTIONS – SOLUZIONI DI SISTEMA\*\*

VITA offre VITA YZ con supporto specifico per il sistema CAD/CAM: inLab MC XL family, CEREC MC XL family\*\*\* (Dentsply Sirona)

#### VITA YZ SOLUTIONS – SOLUZIONI UNIVERSAL\*\*

Serie CORiTEC (imes-icore GmbH), serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG), serie Röders RXD (Röders GmbH), serie N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG), inLab MC X5 (Dentsply Sirona), serie Ceramill mikro/Motion/Matik/DRS (Amann Girrbach AG)\*\*\*\*



Avvertenza: in linea di principio i VITA YZ Discs possono essere fresati con tutti i sistemi CAD/CAM aperti, in grado di utilizzare dischi con un diametro di 98,4 mm (incl. scanalatura circolare).

\*) Avvertenza: Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

\*\*) Avvertenze: La gamma di geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per alcuni partner di sistema / sistemi CAD/CAM.

\*\*\*) CEREC MC XL family è valido solo per VITA YZ HT, inLab MC XL family pe T e HT.

\*\*\*\*) Solo con adattatori per dischi 98,4 mm

## > COLORI DISPONIBILI

### VITA YZ T, traslucente

- T<sup>White</sup>: non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ T COLORING LIQUIDS
- T<sup>Color</sup>: precromatizzato nei livelli di valore LL1 (light)\*, LL2 (medium) e LL3 (intense)

### VITA YZ HT, altamente traslucente

- HT<sup>White</sup>: non cromatizzato per la cromatizzazione manule con VITA YZ HT SHADE LIQUIDS
- HT<sup>Color\*\*</sup>: A1, A2, A3, 1M2, 2M2, 3M2

### VITA YZ ST/XT, super traslucente/extra traslucente

- ST/XT<sup>White\*\*</sup>: non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ ST/XT SHADE LIQUIDS
- ST/XT<sup>Color\*\*</sup>: tutti i 16 colori VITA classical A1–D4 VITA YZ ST<sup>Color</sup>: 1M1, 2M1, 3M1
- ST/XT<sup>Multicolor\*\*</sup>: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
- ST<sup>Multicolor\*\*</sup>: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, 0M1, 1M1, 2M1, 3M1, 4M1

\*) VITA YZ T<sup>Color</sup> geometrie a blocchetto disponibili solo in LL1


\*\*) Disponibile solo in geometria Disc

## > GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



### Discs (Ø 98,4 mm):

- VITA YZ T/HT: h 12\*, 14, 16\*, 18, 20, 25
- VITA YZ ST/XT: h 14\*\*, 18\*\*, 20, 22\*\* (esclusivamente per Multicolor), 25



### Blocchetti:

- VITA YZ T: 20/19: 20 x 19 x 15,5; 40/19: 39 x 19 x 15,5; 55: 55 x 19 x 15,5; 65/25: 65 x 25 x 22
- VITA YZ HT\*: 20/19: 20 x 19 x 15,5; 40/19: 39 x 19 x 15,5; 55/19: 55 x 19 x 19; 65/25: 65 x 25 x 22

Avvertenza: La gamma delle geometrie disponibili può scostarsi nelle singole varianti White o (Multi)Color.

\*) Disponibile solo come varianti T/HT<sup>White</sup>.

\*\*) ST/XT<sup>Multicolor</sup> è disponibile solo in: 14, 18, 22 mm; 25 mm solo per ST<sup>Multicolor</sup>

## > PRODOTTI SINGOLI/ASSORTIMENTI



### VITA YZ T/HT


- Confezione VITA YZ T/HT da 1, 2 o 4 blocchetto/i
- Confezione VITA YZ T/HT da 1 disco



### VITA YZ ST/XT

- Confezione VITA YZ ST/XT da 1 disco

## > COMPONENTI DI SISTEMA DISPONIBILI





## > Componenti di sistema/Accessori Soluzioni affermate per il processo di lavorazione

Determinazione  
del colore



Realizzazione  
CAD/CAM



Caratterizzazione  
cromatica\*



Cottura\*



Lucidatura



Fissaggio



- Per la determinazione digitale del colore utilizzate **VITA Easyshade LITE** oppure **VITA Easyshade V** e per la determinazione visiva del colore ad es. **VITA Linearguide 3D-MASTER** o **VITA classical A1–D4**.
- Per la realizzazione CAD/CAM la gamma VITA comprende **ceramica feldspatica altamente estetica, vetroceramica ad alta resistenza, ceramica ibrida e biossido di zirconio innovativi** e nel settore delle ceramiche pressabili la ceramica al disilicato di litio rinforzata con biossido di zirconio **VITA AMBRIA** – scegliete semplicemente la soluzione merceologica ottimale per le vostre esigenze.
- Per la ceramica feldspatica, la vetroceramica ed il biossido di zirconio usate i supercolori **VITA AKZENT Plus** e le ceramiche per rivestimento estetico **VITA LUMEX AC** o **VITA VM 11**. Come metallo-ceramiche potete scegliere **VITA VM 13** e **VITA VMK MASTER**, e per l'individualizzazione della ceramica ibrida **VITA ENAMIC** i supercolori **VITA AKZENT LC** o il composito di rivestimento **VITA VM LC**.
- Per la cottura finale dei supercolori e/o della dentina, nonché la cottura di cristallizzazione in laboratorio, è particolarmente indicato il forno Premium **VITA VACUMAT 6000 M** e in studio l'unità di cottura Premium **VITA SMART.FIRE**, studiata espressamente per riabilitazioni chairside.
- L'unità di pressatura combinata **VITA VACUMAT 6000 MP** è indicata per la cottura e pressatura delle ceramiche pressabili.
- Per la cottura di sinterizzazione la soluzione ottimale è **VITA ZYRCOMAT 6100 MS**.
- Avvertenza: la ceramica ibrida VITA non deve essere sottoposta a cottura.
- Per la ceramica feldspatica VITA usate sistemi di lucidatura idonei per ceramica silicatica (ad es. **VITA Polish Cera**).
- Per la ceramica e la ceramica ibrida VITA sono ideali i **VITA CERAMICS/ VITA ENAMIC Polishing Set**.
- **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS** sono prodotti appositamente ideati per i materiali VITA, per il fissaggio adesivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida.

\*) Avvertenza „Fasi procedurali/cottura opzionali“: i materiali ceramica feldspatica e ceramica ibrida possono essere inseriti direttamente dopo il fresaggio e la lucidatura. Per la ceramica feldspatica le seguenti fasi procedurali sono pertanto opzionali. In linea di principio per la ceramica ibrida valgono le stesse indicazioni, ma non si devono eseguire cotture. Per il biossido di zirconio prima della caratterizzazione/individualizzazione occorre eseguire una cottura di sinterizzazione.

## > Componenti di sistema:

### > VITABLOCS®-Componenti di sistema



#### **VITA CERAMICS Polishing Set clinical /technical**

Sistema di lucidatura a 2 fasi comprendente per ciascuna sei strumenti per prelucidatura e lucidatura a specchio per contrangolo o manipolo.



#### **VITA Polish Cera**

Pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale di restauri in materiali ceramici: ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica al biossido di zirconio



#### **VITA AKZENT PLUS**

Supercolori fluorescenti costituiti da masse per lasura, accentuazione e glasura. Disponibili in forma di polvere o pasta.



#### **VITA LUMEX AC**

Stratificate tutte le correnti ceramiche strutturali (+titanio) con la ceramica di rivestimento altamente estetica **VITA LUMEX AC**.

### > VITA ENAMIC®-Componenti di sistema



#### **VITA ENAMIC Polishing Set clinical/technical**

Sistema di lucidatura a 2 fasi comprendente per ciascuna sei strumenti per prelucidatura e Lucidatura a specchio per contrangolo o manipolo.



#### **VITA Polish Hybrid**

Pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC, composito e polimero.



#### **VITA AKZENT LC**

Supercolori fotopolimerizzabili per la riproduzione di tonalità cromatiche naturali su restauri VITA ENAMIC.



#### **VITA VM LC flow**

Materiale composito a bassa viscosità, fotopolimerizzabile per l'individualizzazione di restauri ad es. in VITA ENAMIC.

## > VITA SUPRINITY®-Componenti di sistema



### VITA CERAMICS Polishing Set clinical/technical

Sistema di lucidatura a 2 fasi comprendente per ciascuna sei strumenti per prelucidatura e lucidatura a specchio per contrangolo o manipolo.



### VITA AKZENT PLUS

Supercolori fluorescenti costituiti da masse per lasura, accentuazione e glasura. Disponibili in forma di polvere o pasta.



### VITA VM 11

Ceramica di rivestimento per l'individualizzazione di VITA SUPRINITY PC. Disponibile come CREATIVE KIT con 26 masse EFFECT o come DENTINE KIT con 10 masse.

## > VITA YZ® SOLUTIONS-Componenti di sistema



### VITA YZ T COLORING LIQUID

Liquidi in quattro tonalità per la cromatizzazione individuale di strutture in VITA In-Ceram YZ T.



### VITA YZ HT/ST/XT SHADE LIQUIDS

Liquidi per la cromatizzazione manuale di restauri VITA YZ HT/ST/XT.



### VITA AKZENT PLUS

Supercolori fluorescenti costituiti da masse per lasura, accentuazione e glasura. Disponibili in forma di polvere, pasta e spray.



### VITA LUMEX AC

ceramica di rivestimento estetico per l'individualizzazione di strutture VITA YZ.



### VITA Polish Cera

Pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale in materiali ceramici: ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica al biossido di zirconio.

## > Accessori

### > DETERMINAZIONE/VALUTAZIONE DEL COLORE



#### **VITA Easyshade V**

Per la determinazione digitale del colore dei denti in pochi secondi (risultati in standard cromatici come VITA SYSTEM 3D-MASTER, VITA classical A1–D4 ecc.)



#### **VITA Linearguide 3D-MASTER**

Con questa Guide si determina il corretto colore dei denti in modo rapido e preciso in soli due passaggi.



#### **Scala colori VITA classical A1–D4**

Scelta del colore semplice mediante confronto diretto tra campioni colore e dente naturale in un solo passaggio.

## > FORNI DI COTTURA



#### **VITA VACUMAT 6000 M**

Unità di cottura Premium completamente automatica, design compatto, per cotture di cristallizzazione, dei supercolori e delle ceramica di rivestimento estetico.



#### **VITA ZYRCOMAT 6100 MS**

Forno di sinterizzazione HighSpeed per materiali strutturali ceramici a base di  $ZrO_2$ . Confortevole gestione „One-Touch“ - con le unità di comando VITA vPad.



#### **VITA SMART.FIRE**

Unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione di tutti i correnti materiali chairside.

## > MATERIALI DI FISSAGGIO



### VITA ADIVA FULL-ADHESIVE

Sistema di fissaggio adesivo con tutti i componenti per il condizionamento della sostanza dentaria e dei materiali di restauro in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo..



### VITA ADIVA SELF-ADHESIVE

Sistema di fissaggio autoadesivo con tutti i componenti per il condizionamento della sostanza dentaria ed il fissaggio dei materiali di restauro in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio e metallo.



### VITA ADIVA IA-CEM

Composito di fissaggio ultra-opaco per l'incollaggio di corone su basi in titanio, abutments individuali in titanio e monconi decolorati.



### VITA ADIVA TE-CEM

Cemento-resina a indurimento duale per il fissaggio provvisorio di restauri.



### VITA ADIVA T-BOND SET

Sistema Bonding a indurimento duale per un legame sicuro tra composito di fissaggio e sostanza dentaria.



### VITA ADIVA TOOTH-ETCH

Acido fosforico in gel al 37%, colore blu, per la mordenzatura della sostanza dentaria.



### VITA ADIVA CERA-ETCH

Acido fluoridrico in gel al 5%, colore rosso, per la mordenzatura di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida. Solo per uso extraorale!



### VITA ADIVA OXY-PREVENT

Gel alla glicerina, colore neutro, per impedire la formazione dello strato di dispersione. Utilizzabile anche come pasta try-in.



### VITA ADIVA PRIMER

Adesivo per restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida (C-Prime), biossido di zirconio (ZR\_PRIME) e leghe (M-PRIME).

# MATERIALI VITA CAD/CAM – Raccomandazioni per il fissaggio

VITA CAD/CAM Materiale	Classe merceologica	Tipo di fissaggio		
		adesivo	autoadesivo	convenzionale
VITABLOCS	Ceramica silicatica	●	● <sup>1)</sup>	✗
VITA ENAMIC	Ceramica ibrida	●	● <sup>1)</sup>	✗
VITA SUPRINITY PC	Ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio	●	●	○ <sup>2)</sup>
VITA YZ SOLUTIONS <sup>3)</sup>	Biossido di zirconio	●	●	●

## ■ Ceramica silicatica

● raccomandato ○ possibile ✗ non ammesso

Vetro-ionomeri: non ammessi

Adesivi: VITA ADIVA F-CEM, VITA ADIVA IA-CEM, ultra-opaco (VITA Zahnfabrik), Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Multilink Automix (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG), NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (Dentsply Sirona), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO), PANAVIA V5 (Kuraray Noritake), DuoCem (Coltène/Whaledent)

Autoadesivi: VITA ADIVA S-CEM (VITA Zahnfabrik), RelyX Unicem 2 (3M ESPE)

## ■ Ceramica ibrida

Vetro-ionomeri: non ammessi

Adesivi: VITA ADIVA F-CEM, VITA ADIVA IA-CEM, ultra-opaco (VITA Zahnfabrik), Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG), NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (Dentsply Sirona), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO), Panavia V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)

Autoadesivi: VITA ADIVA S-CEM (VITA Zahnfabrik), RelyX Unicem 2 (3M ESPE)

## ■ Ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio

Vetro-ionomeri: Ketac Cem (3M ESPE), Vivaglass CEM (Ivoclar Vivadent), FujiCEM (GC Dental)

Adesivi: VITA ADIVA F-CEM, VITA ADIVA IA-CEM, ultra-opaco (VITA Zahnfabrik), Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG), NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (Dentsply Sirona), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO), Panavia V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)

Autoadesivi: VITA ADIVA S-CEM (VITA Zahnfabrik), RelyX Unicem 2 (3M ESPE)

## ■ Biossido di zirconio<sup>3)</sup>

Vetro-ionomeri: Ketac CEM (3M ESPE), Vivaglass CEM (Ivoclar Vivadent), GC Fuji I (GC Dental)

Adesivi: VITA ADIVA F-CEM, VITA ADIVA IA-CEM, ultra-opaco (VITA Zahnfabrik), Multilink Automix (Ivoclar Vivadent), Panavia V5 (Kuraray)

Autoadesivi: VITA ADIVA S-CEM (VITA Zahnfabrik), RelyX Unicem 2 (3M ESPE)

### Avvertenze:

<sup>1)</sup> Compositi di fissaggio autoadesivi possono essere utilizzati per ceramica silicatica e ceramica ibrida esclusivamente in caso di corone.

<sup>2)</sup> Materiali di fissaggio convenzionali (ad es. Ketac CEM, 3M ESPE, Vivaglass CEM, Ivoclar Vivadent, GC Fuji I, GC Dental) possono essere usati esclusivamente per corone su denti naturali. Per il fissaggio convenzionale la preparazione deve presentare superfici ritentive e forma anatomica ridotta secondo le direttive di preparazione, attenendosi agli spessori prescritti.

Nei fissaggio convenzionale l'ancoraggio del restauro si realizza quasi esclusivamente per attrito statico tra materiale di fissaggio e restauro nonché materiale di fissaggio e preparazione. Per ottenere il necessario attrito statico occorre una preparazione ritentiva con un angolo di preparazione di ca. 4-6° e un trattamento delle superfici ceramiche interessate con VITA ADIVA CERA-ETCH per 20 sec.

<sup>3)</sup> Le ossido-ceramiche non possono essere mordenzate con acido fluoridrico in gel e prima del fissaggio vanno sabbiate con Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (50 µm) ed una pressione max. di 2 bar per aumentarne la ritenzione. Il monomero fosfato contenuto nei compositi o nei primer realizza un legame chimico tra la superficie sabbata dell'ossido-ceramica ed il composito. Se il moncone è corto (≤ 4 mm) si raccomanda un fissaggio adesivo.

## Siamo a vostra disposizione

› Per ulteriori informazioni sui prodotti e la lavorazione consultare anche  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

### Hotline Supporto vendite

Tel. +49 (0) 7761 / 56 28 84

Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99

8:00 - 17:00

Il nostro team del Servizio commerciale interno è a vostra disposizione per ordini, informazioni sulle forniture, dati di prodotto e materiale pubblicitario.

### Contatto mail

Potete inoltrare richieste e desideri per e-mail a [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)!

› Per altri contatti internazionali consultare  
[www.vita-zahnfabrik.com/contacts](http://www.vita-zahnfabrik.com/contacts)

### Hotline tecnica

Tel. +49 (0) 7761 / 56 22 22


Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

8:00 - 17:00

Per chiarimenti tecnici sulle soluzioni di prodotto VITA CAD/CAM potete contattare la hotline tecnica.



Per ulteriori informazioni sui MATERIALI VITA CAD/CAM consultare:  
[www.vita-zahnfabrik.com/cadcam](http://www.vita-zahnfabrik.com/cadcam)



**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 203-09

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

**CE 0124**

**VITABLOCS®**, **VITA ENAMIC®**, **VITA SUPRINITY® PC**, **VITA LUMEX® AC**, **VITAVM-11**, **VITAVM-LC flow**, **VITA AKZENT® PLUS**, **VITA AKZENT® LC**, **VITA CAD-Temp®**, **VITA YZ® T**, **VITA YZ® HT**, **VITA YZ® ST**, **VITA YZ® XT**, **VITA YZ® T COLORING LIQUID**

Zirkonzahn Srl. è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il seguente prodotto è marcato

**CE 0476**

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID**, **VITA YZ® ST SHADE LIQUID**,  
**VITA YZ® XT SHADE LIQUID**

L'azienda Ernst Vetter GmbH è certificata e il seguente prodotto è marcato

**CE 0483**

**VITA CERAMICS** Polishing Set clinical

Harvard Dental International GmbH è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati

**CE 0482**

**VITA ADIVA® F-CEM**, **VITA ADIVA® S-CEM**, **VITA ADIVA® TE-CEM**, **VITA ADIVA® TOOTH-ETCH**, **VITA ADIVA® T-BOND I + II**, **VITA ADIVA® C-PRIME**, **VITA ADIVA® ZR-PRIME**, **VITA ADIVA® M-PRIME**, **VITA ADIVA® OXY-PREVENT**

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)