

Gebrauchsinformation

DE

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Zirkondioxid-Haftvermittler

VITA ADIVA ZR-PRIME ist ein Haftvermittler zur Verbesserung der Haftung zwischen methacrylat-basierten Befestigungskompositen (z.B. VITA ADIVA F-CEM) und Restaurationen aus Zirkondioxid.

Zusammensetzung
Zubereitung von adhäsiven Monomeren auf Basis von Aceton.

Indikation
VITA ADIVA ZR-PRIME wird angewendet, um einen chemischen Verbund zwischen gesinterten Restaurationen aus Zirkondioxid (z.B. VITA YZ), Zirkondioxid-Abutments und Befestigungskompositen zu erzielen.

Kontraindikation
Anwendungen außerhalb der Indikation.
Bei erwiesener Allergie gegen Bestandteile von VITA ADIVA ZR-PRIME.

Nebenwirkungen
Systemische Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Anwendung
Konditionierung der Zirkondioxidoberfläche
Abstrahlen der zu verklebenden Zirkondioxidflächen mit Edelkorund (Al ₂ O ₃ , max. 50 µm, Strahldruck 2 bar). Anschließend gestrahlte Oberfläche im Ultraschallbad reinigen und mit ölfreier Luft trocknen.
Instructions for use
EN
VITA ADIVA® ZR-PRIME
Zirconia bonding agent
VITA ADIVA ZR-PRIME is a bonding agent that improves the adhesion between methacrylate-based dental materials (e.g. VITA ADIVA F-CEM) and restorations made of titanium, non-precious and precious metal alloys.
Composition
Preparation of adhesive monomers based on acetone.
Indication
VITA ADIVA ZR-PRIME is used to establish a chemical bond between sintered restorations made of zirconia (e.g. VITA YZ), zirconia abutments and adhesive composites.
Contraindication
Applications outside the indication. For proven allergies to components of VITA ADIVA ZR-PRIME.
Side effects
No known side effects
Use
Conditioning the zirconia surface
Sandblast the zirconia surface that is to be adhered with high-grade aluminum oxide (Al ₂ O ₃ , max. 50 µm, blasting pressure 2 bar). Next, clean the sandblasted surface in an ultrasonic bath and dry with oil-free air.
Mode d’emploi
FR
VITA ADIVA® ZR-PRIME
Adhésif dioxyde de zirconium
VITA ADIVA ZR-PRIME est un adhésif qui améliore l’adhérence entre les composites de scellement à base de méthacrylate (par ex. VITA ADIVA F-CEM) et les restaurations en dioxyde de zirconium.
Composition
Préparation de monomères adhésifs sur une base acétone.
Indications
VITA ADIVA ZR-PRIME s’utilise pour créer une liaison chimique entre des restaurations frittées en dioxyde de zirconium (par ex. VITA YZ), des piliers implantaires zircone et les composites de scellement.
Contre-indications
Utilisations non indiquées. En cas d’allergie reconnue aux composants de VITA ADIVA ZR-PRIME.
Effets secondaires
Des effets secondaires systémiques n’ont pas été observés.
Mise en œuvre
Conditionnement de la surface du dioxyde de zirconium
Sablage des surfaces en dioxyde de zirconium à coller au corindon (Al ₂ O ₃ , max 50 µm, pression 2 bars). Nettoyer ensuite la surface sablée dans un bain à ultra sons et sécher à l’air sans hule.
Informazione d’uso
IT
VITA ADIVA® ZR-PRIME
Adeviso per biossido di zirconio
VITA ADIVA ZR-PRIME è un adesivo per incrementare l’unione tra compositi di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) e restauri in biossido di zirconio.
Composizione
Preparazione di monomeri adesivi a base di acetone.
Indicazioni
VITA ADIVA ZR-PRIME si usa per creare un legame chimico tra restauri in biossido di zirconio sinterizzato (ad es. VITA YZ), abutments in biossido di zirconio e compositi di fissaggio.
Controindicazioni
Uso diverso dalle indicazioni. In caso di allergia dimostrata a componenti di VITA ADIVA ZR-PRIME.
Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali sistemici.
Lavorazione
Condizionamento della superficie di biossido di zirconio
Sabbiare le superfici di biossido di zirconio da incollare con corindone (Al ₂ O ₃ , max. 50 µm, pressione 2 bar). Pulire quindi la superficie sabbiata in bagno ad ultrasuoni e asciugare con un getto d’aria priva d’olio.
Instrucciones de uso
SP
VITA ADIVA® ZR-PRIME
Agente adhesivo para dióxido de circonio
VITA ADIVA ZR-PRIME es un agente adhesivo para mejorar la adhesión entre composites de fijación basados en metacrilato (p. ej., VITA ADIVA F-CEM) y restauraciones de dióxido de circonio.
Composicón
Preparado de monómeros adhesivos con base de acetona.
Indicaciones
VITA ADIVA ZR-PRIME se utiliza para lograr una unión química entre restauraciones sinterizadas de dióxido de circonio (p. ej., VITA YZ), pilares de dióxido de circonio y composites de fijación.
Contraindicaciones
Aplicaciones no contempladas en las indicaciones. En caso de alergia confirmada a componentes de VITA ADIVA ZR-PRIME.
Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios sistémicos.
Aplicación
Acondicionamiento de la superficie de dióxido de circonio
Arenado de las superficies de dióxido de circonio a adherir con corindón noble (Al ₂ O ₃ , máx. 50 µm, presión de arenado 2 bar). A continuación, limpiar la superficie arenada en el baño de ultrasonidos y secarla con aire exento de aceite.

Applikation von VITA ADIVA ZR-PRIME





VITA ADIVA ZR-PRIME in Mischpalette vorlegen, mit einem Erwegpinsel oder Microbrush auf die gemäß Herstellerangaben vorbereitete Zirkondioxid-Fäche in einer gleichmäßigen Schicht auftragen und **10 s** einwirken lassen. Die flüchtigen Bestandteile leicht mit Druckluft verblasen.





Auf die so vorbehandelte Oberfläche kann ein methacrylatbasiertes Befestigungskomposit (z.B. VITA ADIVA F-CEM) gemäß Gebrauchsanweisung appliziert werden.





Warnhinweis
VITA ADIVA ZR-PRIME enthält Aceton. Aceton ist leichtflüchtig. Nur in gut belüfteten Arbeitsräumen anwenden. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Augenarzt hinzuziehen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser spülen.





Lagerhinweis
Nicht über 25°C (77° F) lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.





Das Produkt ist leichtflüchtig. Behälter sofort nach Gebrauch wieder verschließen.





Markierung der Verpackung
 Symbol für „Herstelldatum“
 Symbol für „Verwendbar bis“
 Symbol für „Chargenbezeichnung“
 Symbol für „Lagertemperatur“



Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Place VITA ADIVA ZR-PRIME on a mixing palette, apply an even layer with a disposable brush or micro-brush on a zirconia surface that has been prepared according to the manufacturer’s instructions, and let the bonding agent work for 10 s . Slightly disperse the volatile components with compressed air.
A methacrylate-based adhesive composite (e.g., VITA ADIVA F-CEM) can be applied on a surface that has been prepared this way, according to the instructions for use.
Warning
VITA ADIVA ZR-PRIME contains acetone. Acetone is volatile. Only use in well ventilated workspaces. Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and consult an ophthalmologist. In case of contact with the skin, rinse with plenty of water.
Storage information
Do not store above 25°C (77°F)! Do not use after the expiration date.
The product is volatile. Close containers immediately after use.
Marking on the package
 Symbol for „date of manufacture“
 Symbol for „can be used until“
 Symbol for „lot number“
 Symbol for „storage temperature“





Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Déposer VITA ADIVA ZR-PRIME dans une plaque de mélange, appliquer en couche régulière avec un pinceau à usage unique ou une micro brosseette sur la surface en dioxyde de zirconium préparée selon les indications du fabricant. Laisser agir 10 s . Passer la soufflette à air comprimé légèrement sur les composants volatils.
Sur la surface préparée il est possible d’appliquer un composite de scellement à base de méthacrylate (par ex. VITA ADIVA F-CEM) en suivant le mode d’emploi.
Avertissement
VITA ADIVA ZR-PRIME contient de l’acétone. L’acétone est volatil! À utiliser uniquement dans des locaux bien aérés. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Après contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un ophtalmologiste. En cas de contact cutané rincer abondamment à l’eau
Consigne de stockage
Ne pas stocker à plus de 25 °C (77°F)! Ne plus utiliser après la date de péremption.
Le produit est facilement volatil. Reforme les récipients immédiatement après usage.
Marquage de l’emballage
 Symbole pour „Date de fabrication“
 Symbole pour „À utiliser avant“
 Symbole pour „Désignation de la charge“
 Symbole pour „Température de stockage“





Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Place VITA ADIVA ZR-PRIME on a mixing palette, apply an even layer with a disposable brush or micro-brush on a zirconia surface that has been prepared according to the manufacturer’s instructions, and let the bonding agent work for 10 s . Slightly disperse the volatile components with compressed air.
A methacrylate-based adhesive composite (e.g., VITA ADIVA F-CEM) can be applied on a surface that has been prepared this way, according to the instructions for use.
Warning
VITA ADIVA ZR-PRIME contains acetone. Acetone is volatile. Only use in well ventilated workspaces. Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and consult an ophthalmologist. In case of contact with the skin, rinse with plenty of water.
Storage information
Do not store above 25°C (77°F)! Do not use after the expiration date.
The product is volatile. Close containers immediately after use.
Marking on the package
 Symbol for „date of manufacture“
 Symbol for „can be used until“
 Symbol for „lot number“
 Symbol for „storage temperature“





Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Déposer VITA ADIVA ZR-PRIME dans une plaque de mélange, appliquer en couche régulière avec un pinceau à usage unique ou une micro brosseette sur la surface en dioxyde de zirconium préparée selon les indications du fabricant. Laisser agir 10 s . Passer la soufflette à air comprimé légèrement sur les composants volatils.
Sur la surface préparée il est possible d’appliquer un composite de scellement à base de méthacrylate (par ex. VITA ADIVA F-CEM) en suivant le mode d’emploi.
Avertissement
VITA ADIVA ZR-PRIME contient de l’acétone. L’acétone est volatil! À utiliser uniquement dans des locaux bien aérés. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Après contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un ophtalmologiste. En cas de contact cutané rincer abondamment à l’eau
Consigne de stockage
Ne pas stocker à plus de 25 °C (77°F)! Ne plus utiliser après la date de péremption.
Le produit est facilement volatil. Reforme les récipients immédiatement après usage.
Marquage de l’emballage
 Symbole pour „Date de fabrication“
 Symbole pour „À utiliser avant“
 Symbole pour „Désignation de la charge“
 Symbole pour „Température de stockage“





Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Place VITA ADIVA ZR-PRIME on a mixing palette, apply an even layer with a disposable brush or micro-brush on a zirconia surface that has been prepared according to the manufacturer’s instructions, and let the bonding agent work for 10 s . Slightly disperse the volatile components with compressed air.
A methacrylate-based adhesive composite (e.g., VITA ADIVA F-CEM) can be applied on a surface that has been prepared this way, according to the instructions for use.
Warning
VITA ADIVA ZR-PRIME contains acetone. Acetone is volatile. Only use in well ventilated workspaces. Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and consult an ophthalmologist. In case of contact with the skin, rinse with plenty of water.
Storage information
Do not store above 25°C (77°F)! Do not use after the expiration date.
The product is volatile. Close containers immediately after use.
Marking on the package
 Symbol for „date of manufacture“
 Symbol for „can be used until“
 Symbol for „lot number“
 Symbol for „storage temperature“

Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Déposer VITA ADIVA ZR-PRIME dans une plaque de mélange, appliquer en couche régulière avec un pinceau à usage unique ou une micro brosseette sur la surface en dioxyde de zirconium préparée selon les indications du fabricant. Laisser agir 10 sec . Distribuire i composants volatils un un leggero getto d’aria compressa.
Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.
Avvertenza
VITA ADIVA ZR-PRIME contiene acetone. L’acetone è molto volatile. Usare solo in locali ben aerati. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua e interpellare un oculista. In caso di contatto con la pelle lavare con abbondante acqua.
Conservazione
Non conservare oltre 25° C (77° F)! Non utilizzare oltre la data di scadenza.
Il prodotto è molto volatile. Richiudere il flacone immediatamente dopo l’uso.
Marcatore sulla confezione
 Simbolo per „Data di produzione“
 Simbolo per „Utilizzabile fino a“
 Simbolo per „Lotto“
 Simbolo per „Temperatura di conservazione“

Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Approntare VITA ADIVA ZR-PRIME sulla piastra di miscelazione, con un pennellino monouso o un Microbrush applicare uno strato uniforme sulla superficie pretrattata di biossido di zirconio come da istruzioni del produttore, e lasciar agire 10 sec . Distribuire i componenti volatili con un leggero getto d’aria compressa.
Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.
Avvertenza
VITA ADIVA ZR-PRIME contiene acetone. L’acetone è molto volatile. Usare solo in locali ben aerati. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua e interpellare un oculista. In caso di contatto con la pelle lavare con abbondante acqua.
Conservazione
Non conservare oltre 25° C (77° F)! Non utilizzare oltre la data di scadenza.
Il prodotto è molto volatile. Richiudere il flacone immediatamente dopo l’uso.
Marcatore sulla confezione
 Simbolo per „Data di produzione“
 Simbolo per „Utilizzabile fino a“
 Simbolo per „Lotto“
 Simbolo per „Temperatura di conservazione“

Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Approntare VITA ADIVA ZR-PRIME sulla piastra di miscelazione, con un pennellino monouso o un Microbrush applicare uno strato uniforme sulla superficie pretrattata di biossido di zirconio come da istruzioni del produttore, e lasciar agire 10 sec . Distribuire i componenti volatili con un leggero getto d’aria compressa.
Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.
Avvertenza
VITA ADIVA ZR-PRIME contiene acetone. L’acetone è molto volatile. Usare solo in locali ben aerati. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua e interpellare un oculista. In caso di contatto con la pelle lavare con abbondante acqua.
Conservazione
Non conservare oltre 25° C (77° F)! Non utilizzare oltre la data di scadenza.
Il prodotto è molto volatile. Richiudere il flacone immediatamente dopo l’uso.
Marcatore sulla confezione
 Simbolo per „Data di produzione“
 Simbolo per „Utilizzabile fino a“
 Simbolo per „Lotto“
 Simbolo per „Temperatura di conservazione“

Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Approntare VITA ADIVA ZR-PRIME sulla piastra di miscelazione, con un pennellino monouso o un Microbrush applicare uno strato uniforme sulla superficie pretrattata di biossido di zirconio come da istruzioni del produttore, e lasciar agire 10 sec . Distribuire i componenti volatili con un leggero getto d’aria compressa.
Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.
Avvertenza
VITA ADIVA ZR-PRIME contiene acetone. L’acetone è molto volatile. Usare solo in locali ben aerati. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua e interpellare un oculista. In caso di contatto con la pelle lavare con abbondante acqua.
Conservazione
Non conservare oltre 25° C (77° F)! Non utilizzare oltre la data di scadenza.
Il prodotto è molto volatile. Richiudere il flacone immediatamente dopo l’uso.
Marcatore sulla confezione
 Simbolo per „Data di produzione“
 Simbolo per „Utilizzabile fino a“
 Simbolo del „numero di lote“
 Simbolo de „Temperatura di almacenamiento“

Application of VITA ADIVA ZR-PRIME
Approntare VITA ADIVA ZR-PRIME sulla piastra di miscelazione, con un pennellino monouso o un Microbrush applicare uno strato uniforme sopra la superficie di dióxido de circonio preparada conforme a las especificaciones del fabricante y dejar actuar 10 s . Soplar ligeramente con aire comprimido los componentes volátiles.
Sobre la superficie así pretratada puede aplicarse un composite de fijación basado en metacrilato (p. ej., VITA ADIVA F-CEM) conforme a las instrucciones de uso.
Advertencia
VITA ADIVA ZR-PRIME contiene acetona. La acetona es volátil. Utilizar únicamente en espacios de trabajo bien ventilados. Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. En caso de contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua abundante y acudir al oftalmólogo. En caso de contacto con la piel, aclarar con agua abundante.
Instrucciones para el almacenamiento
No almacenar a más de 25 °C (77 °F). No utilizar tras la fecha de caducidad.
El producto es volátil. Cerrar el recipiente inmediatamente después del uso.
Marcado del envase
 Símbolo de „Fecha de fabricación“
 Símbolo de „Fecha de caducidad“
 Símbolo del „número de lote“
 Símbolo de „Temperatura de almacenamiento“

Lieferformen
VITA ADIVA ZR-PRIME, Tropferflasche à 5 ml.
Garantie
Harvard Dental International GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Harvard übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkauflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Harvard in der Reparatur oder dem Ersatz des Harvard Dental International GmbH-Produktes.
Haftungsbeschränkung
Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Harvard Dental International GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
Rx only (Nur für professionelle Anwender)
CE 0482
Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.vita-zahnfabrik.com heruntergeladen oder per Fax unter +49(0)7761/562-233 angefordert werden. Stand dieser Information: 09.2016

Lieferformen
VITA ADIVA ZR-PRIME, Tropferflasche à 5 ml.
Garantie
Harvard Dental International GmbH garantiza que este producto está libre de defectos de material y de fabricación. Harvard declina cualquier responsabilidad adicional, incluida cualquier garantía implícita en cuanto a la comerciabilidad o la idoneidad para un fin determinado. El usuario es responsable de la aplicación y del uso previsto del producto. Si aparecen daños en el producto durante el plazo de garantía, su único derecho y la única obligación de Harvard consistirá en la reparación o la reposición del producto de Harvard Dental International GmbH.
Limitación de responsabilidad
En la medida en que la legislación admita una exoneración de responsabilidad, Harvard Dental International GmbH quedará eximida de cualquier responsabilidad por pérdidas o daños causados por este producto, ya se trate de daños directos, indirectos, especiales, colaterales o consecuentes, con independencia de la base legal, incluidos la garantía, el contrato, negligencia o dolo.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Solo para uso odontológico.
Rx only (solo para usuarios profesionales)
CE 0482
La ficha de datos de seguridad puede descargarse en www.vita-zahnfabrik.com o solicitarse por fax en el número +49(0)7761/562-233. Actualización de esta información: 09.2016

Lieferformen
VITA ADIVA ZR-PRIME, flacon goutte de 5 ml.
Garantie
Harvard Dental International GmbH garantit l’état irréprochable de ce produit. La responsabilité de Harvard Dental International GmbH ne pourra être engagée. De même le fabricant n’accorde aucune garantie implicite quant à la commercialisation ou l’adéquation du produit pour un but défini. L’utilisateur a la responsabilité d’utiliser et de mettre en oeuvre correctement le produit. En cas de dommages constatés au niveau du produit pendant la période de garantie, Harvard Dental International GmbH a pour seule obligation de réparer ou de remplacer le produit.
Limitation de la garantie
Dans la limite légale permise en matière d’exclusion de responsabilité, de garantie, de contrat, de négligence ou de faute grave, Harvard Dental International GmbH ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de ce produit, qu’il s’agisse de dommages directs, indirects, spécifiques ou accessoires.
Tenir hors de portée des enfants! Réservez uniquement à un usage dentaire!
Rx only (réservé à un usage professionnel)
CE 0482
La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur www.vita-zahnfabrik.com ou demandée par fax au +49(0)7761/562-233. Date d’édition: 09.2016

Lieferformen
VITA ADIVA ZR-PRIME, flacon goutte de 5 ml.
Garantie
Harvard Dental International GmbH garantiza que este producto está libre de defectos de material y de fabricación. Harvard declina cualquier responsabilidad adicional, incluida cualquier garantía implícita en cuanto a la comerciabilidad o la idoneidad para un fin determinado. El usuario es responsable de la aplicación y del uso previsto del producto. Si aparecen daños en el producto durante el plazo de garantía, su único derecho y la única obligación de Harvard consistirá en la reparación o la reposición del producto de Harvard Dental International GmbH.
Limitación de responsabilidad
En la medida en que la legislación admita una exoneración de responsabilidad, Harvard Dental International GmbH quedará eximida de cualquier responsabilidad por pérdidas o daños causados por este producto, ya se trate de daños directos, indirectos, especiales, colaterales o consecuentes, con independencia de la base legal, incluidos la garantía, el contrato, negligencia o dolo.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Solo para uso odontológico.
Rx only (solo para usuarios profesionales)
CE 0482
La ficha de datos de seguridad puede descargarse en www.vita-zahnfabrik.com o solicitarse por fax en el número +49(0)7761/562-233. Actualización de esta información: 09.2016

Lieferformen
VITA ADIVA ZR-PRIME, flacon goutte de 5 ml.
Garantie
Harvard Dental International GmbH garantiert l’état irréprochable de ce produit. La responsabilité de Harvard Dental International GmbH ne pourra être engagée. De même le fabricant n’accorde aucune garantie implicite quant à la commercialisation ou l’adéquation du produit pour un but défini. L’utilisateur a la responsabilité d’utiliser et de mettre en oeuvre correctement le produit. En cas de dommages constatés au niveau du produit pendant la période de garantie, Harvard Dental International GmbH a pour seule obligation de réparer ou de remplacer le produit.
Limitation de la garantie
Dans la limite légale permise en matière d’exclusion de responsabilité, de garantie, de contrat, de négligence ou de faute grave, Harvard Dental International GmbH ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de ce produit, qu’il s’agisse de dommages directs, indirects, spécifiques ou accessoires.
Tenir hors de portée des enfants! Réservez uniquement à un usage dentaire!
Rx only (réservé à un usage professionnel)
CE 0482
La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur www.vita-zahnfabrik.com ou requested by fax from +49(0)7761/562-233. Information issued: 09.2016

Lieferformen
VITA ADIVA ZR-PRIME, flacon goutte de 5 ml.
Garantie
Harvard Dental International GmbH garantiza que este producto está libre de defectos de material y de fabricación. Harvard declina cualquier responsabilidad adicional, incluida cualquier garantía implícita en cuanto a la comerciabilidad o la idoneidad para un fin determinado. El usuario es responsable de la aplicación y del uso previsto del producto. Si aparecen daños en el producto durante el plazo de garantía, su único derecho y la única obligación de Harvard consistirá en la reparación o la reposición del producto de Harvard Dental International GmbH.
Limitación de responsabilidad
En la medida en que la legislación admita una exoneración de responsabilidad, Harvard Dental International GmbH quedará eximida de cualquier responsabilidad por