

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

Guide de démarrage rapide



Colorants indépendants du CDT  
pour le contrôle de la saturation

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER – FAITS & CARACTÉRISTIQUES

## Les CHROMA STAINS sont :

- des colorants céramiques indépendants du CDT pour toutes les céramiques cosmétiques classiques, les céramiques monolithiques en dioxyde de zirconium, les céramiques silicatées ou feldspathiques.

## Avec CHROMA STAINS, vous bénéficiez des avantages suivants :

- adaptation chromatique simple dans les groupes de luminosité correspondants,
- super propriétés de mise en œuvre, comme une application simple,
- résultats très esthétiques grâce au maquillage de surface.

## COMPOSANTS DU SYSTÈME



## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

### Utilisation des CHROMA STAINS 3D-MASTER sur une base définie



<b>CHROMA STAINS L</b>		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
<b>CHROMA STAINS M2</b>		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
<b>CHROMA STAINS M3</b>			2M2
<b>CHROMA STAINS R</b>		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

### ! N. B.

\* Mélangez dans le 4<sup>e</sup> groupe de luminosité CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) avec les CHROMA STAINS correspondants (ratio du mélange 1:5).

## Contrôle de la teinte

- Vous avez la possibilité de rendre toutes les couleurs plus rouges ou plus jaunes en mélangeant les couleurs (ratio du mélange 1:1).

**Par exemple :** pour que la couleur 2M2 soit plus jaune, mélangez du CSM3 et du CSL au ratio 1:1 pour obtenir la couleur 2L2.5.



→ 3L2.5	4L1.5*	→ 4L2.5*	
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
→ 3R2.5	4R1.5*	→ 4R2.5*	

 Exemple d'utilisation pour une restauration antérieure unique



**1** Relevé de la couleur.



La couleur de le restauration ne s'intègre pas à celle des autres dents.



**2** Application CHROMA STAINS.  
Cuisson de fixation des colorants ou cuisson combinée avec VITA AKZENT Plus GLAZE (voir tableau des cuissons).



Adaptation chromatique parfaite de la restauration aux autres dents.

## VITA AKZENT® Plus – Tableaux de cuisson

### Programme de cuisson conseillé

**Cuisson de glaçage POWDER – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT**

	Prés. °C	min*	↗ min	↗ °C/min	Temp. env. °C	min	Vide min	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LT Paste	400	8.00	7.00	50	750	1.00	-	500*
Cuisson de fixation des colorants	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500**

\* Lors de la cuisson des pâtes, le temps de préchauffage doit être allongé de 4 à 6 min au minimum.

\*\*\*) Le refroidissement lent jusqu'à la température correspondante est conseillé pour la dernière cuisson de céramique cosmétique prévue.

Le lift des appareils VITA VACUMAT doit être dans une position > 75 %. La pièce à cuire doit être à l'abri de toute arrivée d'air directe.



**!** **Attention :** tous les types de restauration peuvent également être glacés avec VITA AKZENT Plus GLAZE LT. Dans ce cas, il est possible de réduire la température jusqu'à 750 °C.





## ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Questions au sujet des produits VITA ?

Des prothésistes dentaires et des conseillers techniques d'expérience répondront à vos questions aux coordonnées suivantes

- ▶ **Téléphone +49 (0) 7761/562222**
- ▶ **Courriel [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **de 8 h à 17 h HEC**



## ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?

Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ**,  
**de vidéos et de modules de formation en ligne.**

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,  
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**

# CE 0124

MD



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)