

El siguiente SSCP (resumen de seguridad y funcionamiento clínico) es aplicable a los siguientes productos:

CEREC MTL Zirconia, VITA YZ® SOLUTIONS

Índice

Identificación del producto sanitario	2
Indicaciones, finalidad prevista y poblaciones objetivo	2
Descripción del producto sanitario.....	6
a) Descripción del producto sanitario.....	6
b) Anteriores generaciones de los productos sanitarios	6
c) Accesorios/otros productos destinados al uso con los productos sanitarios .	6
Alternativas terapéuticas o diagnósticas posibles	9
Referencia a normas y especificaciones comunes aplicadas.....	10
Resumen de los datos clínicos	12
a) Estudios clínicos sobre productos sanitarios.....	12
b) Evaluación clínica.....	12
c) Seguimiento clínico poscomercialización (PMCF).....	13
d) Conclusión sobre la seguridad y el funcionamiento clínico de productos sanitarios.....	13
Perfil y formación recomendados de los usuarios	14
Información sobre riesgos residuales y efectos no deseados, así como advertencias y precauciones	14
a) Riesgos residuales	14
b) Efectos no deseados	14
c) Advertencias y precauciones.....	14

Historial de revisiones

Versión	Cambios
001	Primera versión

Identificación del producto sanitario



Denominación comercial del material	CEREC MTL Zirconia, VITA YZ® SOLUTIONS
Fabricante	VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Spitalgasse 3 D-79713 Bad Säckingen
SRN del fabricante	DE-MF-000005906
BASIC-UDI-DI	++J017CC2PY
Denominación técnica del producto sanitario (EMDN)	Q010699 – MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE PRODUCTOS DENTALES INDIVIDUALIZADOS - OTROS
Clase de material	Ila
Año del primer certificado CE	VITA YZ SOLUTIONS: 2018 CEREC MTL Zirconia: 2021
Organismo notificado, incluido el n.º de identificación	DEKRA Certification GmbH, n.º de identificación: 0124

Indicaciones, finalidad prevista y poblaciones objetivo

Finalidad prevista	VITA YZ SOLUTIONS y CEREC MTL Zirconia son materiales cerámicos para tratamientos dentales.
--------------------	---

Indicaciones	<p>VITA YZ SOLUTIONS:</p> <p>VITA YZ T:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coronas totalmente anatómicas y puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas. • Estructuras de dientes individuales y de puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas total y parcialmente recubiertas. • Restauraciones de dientes individuales y puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas sobre estructuras de implante atornilladas directamente. • Coronas telescópicas primarias. • Inlays***, onlays***, carillas***, coronas parciales***, carillas oclusales (table top)***. <p>VITA YZ HT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coronas totalmente anatómicas y puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas. • Estructuras de dientes individuales y de puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas total y parcialmente recubiertas. • Restauraciones de dientes individuales y puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas sobre estructuras de implante atornilladas directamente. • Coronas telescópicas primarias. • Inlays***, onlays***, carillas***, coronas parciales***, carillas oclusales (table top)***. <p>VITA YZ ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coronas totalmente anatómicas y puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas**. • Estructuras de dientes individuales y de puentes** anteriores y posteriores de hasta 14 piezas total y parcialmente recubiertas. • Restauraciones de dientes individuales y puentes* anteriores y posteriores de hasta 14 piezas** sobre estructuras de implante atornilladas directamente. • Inlays***, onlays***, carillas***, coronas parciales***, carillas oclusales (table top)***. <p>VITA YZ XT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coronas individuales totalmente anatómicas y puentes de hasta 3 piezas. • Coronas de dientes individuales y estructuras de puentes anteriores y posteriores de hasta 3 piezas total y parcialmente recubiertas. • Inlays***, onlays***, carillas***, coronas parciales***, carillas oclusales (table top)***.
--------------	---

	<p>*) Puentes y estructuras de puentes con un máximo de dos pónicos contiguos. **) En Canadá, VITA YZ ST está aprobado para indicaciones de puentes con un máximo de seis piezas y un máximo de dos pónicos contiguos. ***) Solo en caso de fijación adhesiva.</p> <p>CEREC MTL Zirconia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coronas de dientes anteriores y posteriores totalmente anatómicas • Puentes de dientes anteriores y posteriores de tres piezas totalmente anatómicos • Onlays • Inlays • Carillas
<p>Contraindicaciones</p>	<p>VITA YZ SOLUTIONS para VITA YZ T, VITA YZ HT, VITA YZ ST y VITA YZ XT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puentes de más de dos piezas • Puentes de dos o más piezas en extensión • Parafunciones en restauraciones recubiertas, especialmente en caso de bruxismo • Pacientes con una higiene bucal insuficiente • Resultados de preparación insuficientes • Sustancia dental dura insuficiente • Pacientes con alergias o hipersensibilidades al contenido de la colocación provisional de restauraciones recubiertas • Colocación convencional o autoadhesiva de inlays, onlays, carillas, coronas parciales y carillas oclusales (table tops) <p>adicionalmente, para VITA YZ XT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puentes de más de tres piezas • Puentes en extensión • Colocación provisional <p>CEREC MTL Zirconia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puentes de más de una pieza • Puentes de más de una pieza en extensión • Pacientes con parafunciones, en particular bruxismo • Pacientes con una higiene bucal insuficiente • Resultados de preparación insuficientes • Sustancia dental dura insuficiente • Pacientes que presenten alergias o sensibilidades conocidas a los componentes químicos del material

	<ul style="list-style-type: none">• Colocación convencional o autoadhesiva de inlays, onlays y carillas
Usuario previsto	Protésico dental, odontólogo, usuario profesional, Rx only

Descripción del producto sanitario

a) Descripción del producto sanitario

VITA YZ SOLUTIONS VITA abarca piezas en bruto de dióxido de circonio en cuatro niveles de translucidez, con componentes de sistema armonizados para lograr una reproducción cromática fiable. Las piezas en bruto de VITA YZ sirven para la confección de reconstrucciones total o parcialmente recubiertas y puentes monolíticos en los grupos anterior y posterior. Las piezas en bruto de VITA YZ están disponibles en múltiples variantes: T (Translucent), HT (High Translucent), ST (Super Translucent), XT (Extra Translucent), White (sin colorear), Color (monocromo, de color dental), Multicolor (policromo, de color dental).

Los bloques de CEREC MTL Zirconia para CEREC® se componen de cerámica de dióxido de circonio para la restauración de dientes individuales mediante el procedimiento CAD/CAM. Las propiedades estéticas de CEREC MTL Zirconia posibilitan su aplicación como coronas y puentes totalmente anatómicos. Las restauraciones indirectas se confeccionan mediante el fresado de bloques de CEREC MTL Zirconia utilizando un sistema CAD/CAM de Dentsply Sirona. Los bloques de CEREC MTL Zirconia se suministran en estado parcialmente sinterizado y, a continuación, se fresan mediante el sistema CAD/CAM CEREC de forma sobredimensionada. Las restauraciones se trabajan individualmente conforme a las especificaciones y finalmente se sinterizan a la máxima densidad en el horno de sinterización CEREC SpeedFire. El software determina el programa de sinterización conforme a las indicaciones. Tenga en cuenta que para ello se requiere el software CEREC® 5.1.3 o superior con paquete de materiales. Los bloques de CEREC MTL Zirconia están disponibles en colores intermedios conforme a la guía de colores VITA classical A-D. Los bloques de CEREC MTL Zirconia están disponibles en dos tamaños: mono (20 mm) para la mayoría de coronas de una pieza y medi (39 mm) para la mayoría de puentes de tres piezas.

b) Anteriores generaciones de los productos sanitarios

VITA In-Ceram YZ fue la primera generación del material de dióxido de circonio en VITA.

c) Accesorios/otros productos destinados al uso con los productos sanitarios

Los siguientes productos pueden —pero no deben necesariamente— utilizarse con este producto. En las instrucciones de uso del producto correspondiente encontrará una explicación detallada de cómo utilizar los productos de forma combinada.

Accesorios para VITA YZ SOLUTIONS:

Denominación del accesorio (fabricante)	Descripción breve
VITA Easyshade V, VITA Linearguide 3D-MASTER	Utilice para la determinación digital del color el VITA Easyshade V y para la determinación convencional del color, p. ej., la guía VITA Linearguide 3D-MASTER.
VITA YZ COLORING LIQUID o VITA YZ SHADE LIQUIDS o EFFECT LIQUIDS	Para la coloración manual de los resultados de fresado, utilice el VITA YZ COLORING LIQUID (T) o los correspondientes VITA YZ SHADE LIQUIDS (HT/ST/XT) y EFFECT LIQUIDS.
VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS	Sinterice la restauración de VITA YZ en el horno de sinterización VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS.
VITA VM 9	Para obtener resultados especialmente estéticos, utilice la cerámica de recubrimiento VITA VM 9, que está armonizada con el dióxido de circonio.
VITA AKZENT Plus	Para la caracterización de VITA YZ, utilice los maquillajes y materiales de glaseado VITA AKZENT Plus.
VITA VACUMAT 6000 M	Para cocer la restauración de VITA YZ, utilice el horno de cocción VITA VACUMAT 6000 M.
VITA SUPRINITY Polishing Set	Utilice el Polishing Set recomendado para VITA YZ.
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS	Utilice VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS para fijar la restauración de dióxido de circonio de forma totalmente adhesiva o autoadhesiva.
YZ Brush	Pincel sin metal (p. ej., YZ BRUSH) para el coloreado manual mediante la técnica de pincel.
En lugar de los pinceles sin metal se pueden utilizar pinceles de la marca Pentel.	
VITA CAD-Waxx	Para el recubrimiento mediante la técnica de pincel, el modelado en cera se puede realizar con VITA CAD-Waxx mediante la tecnología CAD/CAM o bien manualmente con cera de modelado (directamente en la estructura).

Accesorios para CEREC MTL Zirconia:

Denominación del accesorio (fabricante)	Descripción breve
Calibra® Universal (Dentsply Sirona)	Para la fijación definitiva de la restauración
Calibra® Bio Cement (Dentsply Sirona)	Para la fijación definitiva de la restauración
CEREC SpeedPaste (Dentsply Sirona)	Para fijar la restauración en el soporte de cocción
Glazing Support Single Unit +A	Para colocar la restauración en el aparato de cocción
Glazing Support Multi Unit	Para colocar varias restauraciones en el aparato de cocción
Dentsply Sirona Universal Spray Glaze Fluo (Dentsply Sirona)	Para el glaseado de la restauración a fin de obtener fluorescencia
Dentsply Sirona Universal Spray Glaze (Dentsply Sirona)	Para el glaseado de la restauración
DS Universal Glaze (Dentsply Sirona)	Para el glaseado de la restauración
DS Universal Glaze Liquid (Dentsply Sirona)	Para el glaseado de la restauración
Fresas para CEREC Primemill y fresas para CEREC MC XL, CEREC MC X	Para el fresado de la restauración en la fresadora CEREC Primemill y CEREC MC XL, CEREC MC X
Corindón de arenado (óxido de aluminio), máx. 50 µm	Para el arenado de la restauración antes de la fijación

Alternativas terapéuticas o diagnósticas posibles

Alternativa diagnóstica/terapéutica con especificaciones de uso	Posibles beneficios/ventajas y posibles riesgos/inconvenientes conocidos
<p>Las alternativas terapéuticas a las restauraciones de dióxido de circonio pueden ser restauraciones análogas de silicato de litio reforzado con dióxido de circonio/ZLS (cerámica CAD/CAM o prensada), en caso de puentes de tres piezas de cerámica prensada hasta el segundo premolar y en caso de restauraciones CAD/CAM únicamente restauraciones de dientes individuales. La cerámica híbrida, los composites y la cerámica de feldespato pueden utilizarse como alternativa en caso de restauraciones de dientes individuales; también son posibles como alternativas las aleaciones de oro y las aleaciones no preciosas.</p>	<p>Los riesgos de estas alternativas terapéuticas podrían ser reacciones alérgicas a la aleación de oro o no preciosa. En caso de restauraciones de cerámica híbrida, composite o cerámica de feldespato que requieran fijación adhesiva, puede producirse una alergia a este tipo de fijación (o al monómero residual que esta contiene).</p> <p>El oro, las aleaciones no preciosas y el dióxido de circonio pueden fijarse de manera convencional. El disilicato de litio y el silicato de litio reforzado con dióxido de circonio también pueden fijarse, si bien en estos casos es recomendable una fijación adhesiva por motivos de estabilidad.</p> <p>En caso de utilizar cemento de fosfato de cinc convencional, los agentes químicos nocivos del ácido fosfórico pueden dañar la pulpa, y la rugosidad del cemento puede causar gingivitis localizada debido a un incremento de la acumulación de placa.</p> <p>Debido a sus componentes ácidos, no debería utilizarse cemento de ionómero de vidrio convencional en la proximidad inmediata de la pulpa, o bien debería cubrirse previamente la pulpa para protegerla.</p>

Referencia a normas y especificaciones comunes aplicadas

No se aplican especificaciones comunes para los productos VITA YZ SOLUTIONS y CEREC MTL Zirconia. Las siguientes normas se aplican a estos productos en VITA:

- *DIN EN 1641 10:2009 Odontología. Productos sanitarios para odontología. Materiales.*
- *DIN EN 22248 02:1993 Embalajes. Embalajes de expedición listos para enviar. Ensayo de choque vertical por caída libre.*
- *DIN EN 62366 08:2021 Productos sanitarios. Parte 01: Aplicación de la ingeniería de usabilidad a los productos sanitarios.*
- *DIN EN ISO 10993-1 05:2021 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo.*
- *DIN EN ISO 10993-10 10:2014 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea.*
- *DIN EN ISO 10993-11 09:2018 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 11: Ensayos de toxicidad sistémica.*
- *DIN EN ISO 10993-12 08:2021 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 12: Preparación de muestras y materiales de referencia.*
- *DIN EN ISO 10993-13 11:2010 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 13: Identificación y cuantificación de los productos de degradación de productos sanitarios poliméricos.*
- *DIN EN ISO 10993-14 08:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 14: Identificación y cuantificación de los productos de degradación de materiales cerámicos.*
- *DIN EN ISO 10993-16 02:2018 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 16: Diseño e interpretación del estudio toxicocinético de productos de degradación y sustancias lixiviables.*
- *DIN EN ISO 10993-17 08:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 17: Establecimiento de los límites permisibles para sustancias lixiviables.*
- *DIN EN ISO 10993-18 03:2021 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 18: Caracterización química de materiales de productos sanitarios dentro de un proceso de gestión de riesgos.*
- *DIN EN ISO 10993-2 10:2006 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 2: Requisitos relativos a la protección de los animales.*
- *DIN EN ISO 10993-3 02:2015 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 3: Ensayos de genotoxicidad, carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción.*
- *DIN EN ISO 10993-4 12:2017 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 4: Selección de los ensayos para las interacciones con la sangre.*
- *DIN EN ISO 10993-5 10:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in vitro.*
- *DIN EN ISO 10993-6 09:2017 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 6: Ensayos relativos a los efectos locales después de la implantación.*
- *DIN EN ISO 10993-9 03:2022 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 9: Marco para la identificación y cuantificación de productos potenciales de degradación.*
- *DIN EN ISO 13485 12:2021 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.*
- *DIN EN ISO 14971 04:2022 Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios.*
- *DIN EN ISO 15223-1 02:2022 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar con la información a suministrar por el fabricante. Parte 1: Requisitos generales.*
- *DIN EN ISO 20417 03:2022 Productos sanitarios. Información a suministrar por el fabricante.*
- *DIN EN ISO 4180 03:2020 Envases y embalajes. Embalajes de expedición listos para enviar. Reglas generales para la recopilación de los esquemas de ensayos de prestaciones.*
- *DIN EN ISO 6872 01:2019 Odontología. Materiales de cerámica.*

- *DIN EN ISO 7405 03:2019 Odontología. Evaluación de la biocompatibilidad de los productos sanitarios utilizados en odontología.*
- *ISO 10993-1 10:2018 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo.*
- *ISO 13485 03:2016 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.*
- *ISO 2206 04:1987 Embalajes. Embalajes de expedición listos para enviar. Identificación de las superficies, bordes y esquinas para su ensayo.*
- *ISO 7405 10:2018 Odontología. Evaluación de la biocompatibilidad de los productos sanitarios utilizados en odontología.*
- *ISO TR 24971 06:2020 Productos sanitarios. Orientación sobre la aplicación de ISO 14971.*
- *ISO 109931 Guía sobre dispositivos de la FDA 2020*
- *MEDDEV 2_7_1_rev4_en 06:2016*

Resumen de los datos clínicos

a) Estudios clínicos sobre productos sanitarios

Conforme al artículo 61 del Reglamento sobre Productos Sanitarios (UE) 2017/745 (MDR), el requisito de llevar a cabo las investigaciones clínicas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 no será aplicable a los productos implantables y productos de la clase III:

- que hayan sido legalmente introducidos en el mercado o puestos en servicio, de conformidad con la Directiva 90/385/CEE o la Directiva 93/42/CEE, y cuya evaluación clínica esté basada en datos clínicos suficientes, y
- se ajuste a la correspondiente especificación común de producto que sea aplicable para la evaluación clínica de ese tipo de producto, cuando se disponga de tal especificación común; o
- que sean suturas, grapas quirúrgicas, productos de obturación dental, aparatos de ortodoncia, coronas dentales, tornillos, cuñas, placas, alambres, alfileres, clips o conectores, cuya evaluación clínica esté suficientemente avalada por datos clínicos y sea conforme con la correspondiente especificación común de producto que sea aplicable, cuando se disponga de dicha especificación común.

Los productos sujetos a evaluación fueron legalmente introducidos en el mercado y puestos en servicio de conformidad con la Directiva 93/42/CEE. Su evaluación clínica está basada en datos clínicos suficientes y se ajusta a las correspondientes especificaciones comunes de producto aplicables para la evaluación clínica de este tipo de productos. Por consiguiente, no son necesarias investigaciones clínicas para acreditar la seguridad clínica y se lleva a cabo una evaluación clínica.

b) Evaluación clínica

Extracto del resumen definitivo de la evaluación clínica “VITA YZ SOLUTIONS VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG” en: novineon CRO GmbH, Mayo de 2021/Rev. 03: “[...] Sobre la base de la documentación proporcionada por VITA, llegamos a la conclusión de que los riesgos potenciales asociados a VITA YZ SOLUTIONS son riesgos residuales aceptables para el paciente y el usuario. Los principales riesgos clínicos, el desconchamiento o la rotura de las restauraciones dentales, se describen de forma detallada en la literatura científica. Sobre la base de la literatura científica pertinente, llegamos a la conclusión de que los riesgos asociados a la utilización de productos de dióxido de circonio parcialmente estabilizado con itrio están bien documentados en la literatura publicada y, por consiguiente, son bien conocidos por los odontólogos y los protésicos dentales formados en la materia. Si se observan todas las advertencias y precauciones de uso, VITA YZ SOLUTIONS presenta un perfil de beneficio-riesgo aceptable [...]”.

c) Seguimiento clínico poscomercialización (PMCF)

Puede que no sean necesarios estudios PMCF si ya se conocen la seguridad y el funcionamiento clínico a medio/largo plazo por usos anteriores del producto o si otras medidas de seguimiento adecuadas proporcionarían datos suficientes tras la comercialización para gestionar los riesgos.

Las indicaciones y los tratamientos de los productos sanitarios odontológicos VITA son métodos clínicos conocidos. Los principios fundamentales de la utilización de materiales dentales han permanecido inalterados desde principios del siglo XX. La observancia de la norma DIN EN ISO 6872 aplicable a materiales de cerámica garantiza la aplicación segura de los productos también en el ámbito clínico.

El seguimiento poscomercialización de VITA recaba datos clínicos relevantes en una medida que satisface los requisitos del Reglamento europeo sobre productos sanitarios (UE 2017/745) (MDR) para evaluar y confirmar debidamente la seguridad de los productos sanitarios. De ahí que para CEREC MTL Zirconia, VITA YZ® SOLUTIONS no sean necesarios estudios PMCF y estos no formen parte de este SSCP.

d) Conclusión sobre la seguridad y el funcionamiento clínico de productos sanitarios

VITA garantiza la seguridad clínica de sus productos también tras su comercialización, actualizando continuamente la evaluación clínica de sus productos sanitarios y sometiéndolos a un seguimiento en el mercado conforme a los requisitos del Reglamento europeo sobre productos sanitarios (UE 2017/745) (MDR) y a la guía MEDDEV 2.7/1 Revisión 4.

Para CEREC MTL Zirconia, VITA YZ® SOLUTIONS puede constatarse que la evaluación clínica de los productos confirma de manera concluyente su seguridad y funcionamiento clínico. No existen dudas sobre la seguridad y fiabilidad de los productos. Pueden utilizarse con seguridad de la manera comunicada por VITA por lo que respecta a indicaciones, contraindicaciones, cumplimiento de las indicaciones de seguridad y riesgos residuales.

Perfil y formación recomendados de los usuarios

Los productos dentales VITA están concebidos para su utilización por usuarios profesionales. Esta especificación se indica mediante la identificación de los productos VITA con el símbolo "Rx only". Los usuarios especializados son odontólogos y protésicos dentales que, en virtud de sus años de formación profesional y/o de sus estudios, cuentan con excelentes conocimientos previos sobre la utilización de nuestros productos. VITA ofrece específicamente para los productos VITA cursos de actualización que son responsabilidad de los usuarios profesionales. Esto garantiza la manipulación segura de los productos VITA en todas las fases del proceso de utilización.

Información sobre riesgos residuales y efectos no deseados, así como advertencias y precauciones

a) Riesgos residuales

Encontrará información sobre los riesgos residuales específicos de los productos en el sitio web de VITA en [Centro de descargas. Seguridad del producto \(vita-zahnfabrik.com\)](https://www.vita-zahnfabrik.com)

Nota: Se trata de posibles complicaciones y riesgos residuales del grupo de productos odontológicos en general, y no de riesgos y complicaciones específicos de los materiales de VITA.

El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.

b) Efectos no deseados

No se conocen efectos no deseados de los productos.

c) Advertencias y precauciones

- Durante el trabajo utilizar gafas de seguridad/protección facial.
- Trabajar siempre con aspiración.
- Utilizar guantes de protección.



Durante el trabajo con VITA YZ HT SHADE LIQUID, VITA YZ ST SHADE LIQUID, VITA XT LIQUID, VITA YZ EFFECT LIQUID:

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

- Puede irritar las vías respiratorias.
- No respirar los polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
- Lavarse concienzudamente las manos, los antebrazos y la cara tras la manipulación.
- Úsese únicamente al aire libre o en espacios bien ventilados.
- Úsense guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
- Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- El contenido y el recipiente deben eliminarse conforme a la normativa local/regional/nacional/internacional.



Estas advertencias y precauciones también se incluyen en las respectivas instrucciones de uso de los productos.