

VITA Bomba de vacío II

Instrucciones de uso



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.

VITA

Información general

Este aparato está destinado exclusivamente para el uso en laboratorio. Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de instalar o utilizar el aparato. No está permitido realizar en el aparato ningún ajuste que no se indique de manera explícita en estas instrucciones de uso. Cualquier modificación invalidará la garantía y podría entrañar un riesgo potencial. No aceptamos ninguna responsabilidad por lesiones o daños causados por el uso indebido o la modificación del aparato sin permiso.

1. Compruebe la tensión indicada en la placa de características y asegúrese de que coincida con la tensión de red en su ubicación.
2. La bomba no es resistente a la corrosión. No la utilice directamente con gases corrosivos.
3. Instale el aparato en un lugar limpio, libre de polvo, ventilado y a una temperatura inferior a 40 °C.
4. El separador de humedad puede evitar que una gran cantidad de líquido rebose al interior de la bomba. Asegúrese de que el nivel de líquido en la botella no exceda el límite de seguridad. El incumplimiento podría causar daños graves a la bomba e invalidar la garantía. En ese caso, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.
5. El cartucho del filtro en el separador de humedad se utiliza para absorber humedad y polvo. Sustituya el cartucho del filtro cuando esté saturado, a fin de garantizar un buen rendimiento de bombeo.
6. Para evitar dañar la bomba, púrguela antes de ponerla en marcha.
7. Para evitar que el cartucho del filtro en el separador de humedad bloquee la entrada de aire, no incline la bomba durante el funcionamiento.
8. Esta bomba incorpora un dispositivo de protección térmica que la apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento.

VITA Bomba de vacío II – Información general

9. La temperatura superficial de la bomba es muy elevada tras el uso o durante el funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque la bomba.
10. No utilice ningún lubricante que pueda causar daños a la bomba.
11. Nunca pulverice sustancias inflamables o tóxicas.
12. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el fabricante o con el servicio de atención al cliente para sustituirlo y evitar peligros.

Compruebe que la bomba esté en buen estado al extraerla del embalaje.

De no ser así, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor o envíenos un correo electrónico a instruments@vita-zahnfabrik.com.

Puesta en servicio inicial

1. Inspeccione los cables de conexión y la manguera de vacío en busca de daños visibles. Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aparato. Póngase en contacto con el fabricante o con el servicio de atención al cliente para sustituirlo.
2. Asegúrese de que el aparato esté encendido mediante el interruptor principal (ajuste de fábrica).



3. Asegúrese de que el separador de humedad esté completamente cerrado (ajuste de fábrica).



4. Conecte correctamente la bomba a su aparato de cocción VITA.

Consulte las conexiones en las instrucciones de uso del correspondiente aparato de cocción.

Sustitución del cartucho

Sustituya el cartucho del filtro cuando esté saturado de humedad o partículas.





1. Extraiga el vaso del separador de humedad girándolo en sentido antihorario.
2. Extraiga el cartucho del filtro girándolo en sentido antihorario.
3. Instale el nuevo cartucho del filtro girándolo en sentido horario.
4. Introduzca el vaso en el separador de humedad girándolo en sentido horario.

VITA Bomba de vacío II – Datos técnicos


Datos técnicos

Referencia	DVPURM110	DVPURM220
Potencia máxima	100 W	80 W
Corriente máxima	1 A	0,4 A
Vacío máximo	25 mbar	
Caudal máximo	23 l/min	20 l/min
Regulador de vacío	Sí	
Protección contra rebose	Sí	
Nivel de ruido	52 dB	
Conector de manguera	Conector de aire comprimido 6 mm	
Peso neto	5,2 kg	
Dimensiones (l x an x al)	31,0 x 13,5 x 20,4 cm	
Conexión de alimentación	120 V, 60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz

Información sobre seguridad

Pictogramas		
Tensión peligrosa	<p>Este pictograma advierte al usuario sobre la existencia de tensión peligrosa.</p> <p>Antes de abrirlo, desconecte siempre el aparato de la red eléctrica desenchufando el enchufe de red.</p>	
Superficie caliente	<p>Este pictograma advierte al usuario sobre la existencia de superficies calientes. Riesgo de quemaduras.</p>	
Eliminación por separado	<p>Elimine los equipos eléctricos y electrónicos por separado, nunca junto con los residuos domésticos.</p> <p>La barra negra bajo el símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado indica que el aparato se comercializó después del 13 de agosto de 2005.</p> <p>Tenga en cuenta que el aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea (RAEE) y a las leyes nacionales vigentes en su país, y que debe ser eliminado de conformidad con estas. Póngase en contacto con su distribuidor si necesita deshacerse del aparato.</p>	
Nota	<p>Este pictograma advierte sobre situaciones peligrosas con riesgo de lesiones personales o daños al aparato.</p>	

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.



Nota: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de esta información: 2023-10

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com.

VITA Bomba de vacío II lleva el marcado CE conforme a la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.



VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik