

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Guía de inicio rápido



Maquillajes independientes del  
CET para regular el croma

VITA – perfect match.

**VITA**

## > VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS – DATOS Y CARACTERÍSTICAS

### **CHROMA STAINS son:**

- maquillajes para cerámica independientes del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas de circonio, de silicato o de feldespato monolíticas

### **Con los CHROMA STAINS, beneficiese de:**

- ajuste sencillo del croma en los grupos de colores correspondientes
- Propiedades de manipulación óptimas, como por ejemplo, facilidad de aplicación
- Resultados altamente estéticos gracias a la coloración de la superficie

## > COMPONENTES DEL SISTEMA





## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

### Ejemplo de aplicación basado en una restauración de diente anterior individual



1 - Determinación del color



La restauración no se integra cromáticamente en la dentadura remanente



2 - Aplicación de CHROMA STAINS  
Cocción de fijación de los maquillajes o cocción combinada con VITA AKZENT Plus GLAZE (véase la tabla de cocción)



Perfecta adaptación cromática de la restauración a la dentadura remanente

## Regulación de la cromaticidad

### Consistencia fluida



### Consistencia espesa



Aplicación de  
**CHROMA STAINS**



**!** **Nota:** debe evitarse la formación de charcos. Si desea aumentar sustancialmente la intensidad cromática de la restauración, recomendamos hacerlo en dos cocciones.

\* La consistencia de los VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste se corresponde con 1:2.

## VITA AKZENT® Plus – Tablas de cocción

### Proceso de cocción recomendado

**Cocción de glaseado con POWDER:** CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Presec. °C	→ min*	↗ min	↗ °C/ min	Temp. °C, aprox.	→ min	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC con GLAZE LT Powder	400	4.00	-	50	750	1.00	-	500
Cocción de fijación de los maquillajes	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

\* En las cocciones de pasta es preciso incrementar el tiempo de precalentamiento de 4 min a 6 min (8 min para VITA LUMEX AC).



**Nota:** todos los tipos de restauración pueden glasearse también con VITA AKZENT Plus GLAZE LT. En este caso puede reducir la temperatura hasta 750 °C.





## LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

¿Tiene preguntas sobre las soluciones de producto VITA?

Los **experimentados protésicos dentales**

y **asesores técnicos** las responderán en:

▶ **Teléfono: +49(0) 7761/562222**

**E-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**

**De 8:00 a 17:00 h CET**



## ASISTENCIA ONLINE

¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto?

Encontrará respuestas competentes online en forma de

**Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.**

También encontrará más información detallada en las instrucciones de uso completas de VITA AKZENT Plus.

▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**

▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**

 Rx Only

**CE 0124**



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)