

Tablas de cocción VITABLOCS en el VACUMAT

VITABLOCS

VITABLOCS

| | Pre- calent. °C | → min. | ↗ min. | ↗ °C/min | Temp. aprox. °C | → min. | VAC min. |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Cocción de fijación de colores | 500 | 4.00 | 5.00 | 76 | 880 | 0.30 | 0.00 |
| Cocción de colores | 600 | 6.00 | 4.00 | 83 | 930 | 1.00 | 0.00 |
| Cocción de glaseado | 600 | 6.00 | 6.00 | 58 | 950 | 1.00 | 0.00 |

VITA shade, VITA made.

VITA