

# VITA

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen  
Germany · Allemagne · Alemania · Germania  
Tel. +49 (0) 7761/562-0  
Fax +49 (0) 7761/562-299  
www.vita-zahnfabrik.com  
info@vita-zahnfabrik.com

Manufactured for VITA



GDF Gesellschaft für dentale Forschung  
und Innovationen GmbH  
Dieselstr. 5-6  
D-61191 Rosbach vor der Höhe  
Germany

## VITA VIONIC® BASE

Gebrauchsinformation

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni d'uso

Instrucciones de uso



920-26440 – 0620 (X).TP – Version (04)

VITA – perfect match.

# VITA

### Gebrauchsanweisung

**VITA VIONIC BASE ist ein fräsbarer Rohling aus einem hochwertigen, industriell polymerisierten und farb stabilen Acrylatpolymer zur CAD/CAM-Herstellung von Prothesenbasen.**

#### Ergänzende Informationen

Zur Herstellung von Prothesenbasen im **VITA VIONIC** System. **VITA VIONIC** BASE sind Kunststoff-Blanks aus PMMA Polymethylmethacrylat zur Verarbeitung in dentalen Frässystemen.

#### Systemspezifische Indikationen

**VITA VIONIC** BASE ist ausschließlich zur Herstellung von Totalprothesen mit denen im **VITA VIONIC** System freigegebenen **VITA** Konfektionszähnen und Klebersystem(en) (**VITA VIONIC BOND**) bestimmt.

#### Systemspezifische Kontraindikation

**VITA VIONIC** BASE und die **VITA VIONIC** Systemkomponenten sind nicht freigegeben zur Herstellung von Totalprothesen mit Konfektionszähnen von Drittanbietern.

#### Ausarbeitung / Politur

Bitte lesen Sie zur Verarbeitung der **VITA VIONIC** BASE und Systemkomponenten die aktuelle **VITA VIONIC SOLUTIONS** Verarbeitungsanleitung (www.vita-zahnfabrik.com).

#### Verarbeitung

Bitte lesen Sie zur Verarbeitung der **VITA VIONIC** BASE und Systemkomponenten die aktuelle **VITA VIONIC SOLUTIONS** Verarbeitungsanleitung (www.vita-zahnfabrik.com).

#### Unterfütterung und Reparatur

Prothesenbasen aus **VITA VIONIC** BASE können mit einem handelsüblichen PMMA Kaltpolymerisat repariert und unterfüttert werden.

Herstellerempfehlung: Kaltpolymerisat FuturaGen (Schütz Dental GmbH) in den Farben orange, rosa-transparent und rosa-opak.

#### Ergänzende Sicherheitshinweise

##### Nebenwirkungen

Unerwünschte Nebenwirkungen des Medizinprodukts und der

Systemkomponenten sind bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten.

Immunreaktionen (z.B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen können prinzipiell jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir um umgehende zusätzliche Mitteilung an **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen

#### Gegenanzeigen/Wechselwirkungen

Bei Überempfindlichkeiten des Patienten gegen einen der Bestandteile darf dieses Produkt und der Systemkomponenten nicht oder nur unter strenger Aufsicht des behandelnden Arztes/Zahnarztes verwendet werden. In diesen Fällen ist die Zusammensetzung des von uns gelieferten Medizinprodukts auf Anfrage erhältlich. Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen des Medizinprodukts mit anderen bereist im Mund befindlichen Werkstoffen müssen vom Zahnarzt bei Verwendung berücksichtigt werden.

#### Hinweis

Geben Sie bitte alle o.g. Informationen an den behandelnden Zahnarzt weiter. Beachten Sie bei der Verarbeitung die hierfür existierenden Sicherheitsdatenblätter.

#### Markierung

Symbol für „Herstelldatum“

Symbol für „Vor Lichteinstrahlung schützen“

Symbol für „Chargenbezeichnung“

Die Chargen-Nr. (LOT) ist auf dem **VITA VIONIC** BASE Rohling aufgedruckt.

„Bitte Gebrauchsanweisung lesen“

#### Lieferform

**VITA VIONIC** BASE ist in den Maßen Ø 98,4 / h 30 mm sowie Ø 98,4 / h 26 mm je in den 3 Farben Light-Pink, Orange-Pink und Deep-Pink erhältlich.

VITA VIONIC® BASE		
Farbe	Größe	Artikel-Nummer
Light-Pink	Ø 98,4 / h 30 mm	ADLP9830
Orange-Pink	Ø 98,4 / h 30 mm	ADOP9830
Deep-Pink	Ø 98,4 / h 30 mm	ADDP9830
Light-Pink	Ø 98,4 / h 26 mm	ADLP9826
Orange-Pink	Ø 98,4 / h 26 mm	ADOP9826
Deep-Pink	Ø 98,4 / h 26 mm	ADDP9826

**VITA VIONIC Systemkomponenten** zum Verkleben der **VITA-PAN EXCELL®** und **VITAPAN®** LINGOFORM DD FRAME Zähne und freigegebener **VITA** Zahnlinien

#### VITA VIONIC® BOND

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA VIONIC BOND KIT	AD9VBK

#### Entsorgung

Reste der **VITA VIONIC** BASE können im Hausmüll entsorgt werden.

#### Gewährleistung

Unsere anwendungstechnischen Hinweise, ganz gleich ob sie mündlich, schriftlich oder durch praktische Anleitung erteilt wurden, beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und können daher nur als Richtwerte gesehen werden.

#### Haltbarkeit

Die maximale Haltbarkeit ist auf dem Etikett aufgedruckt. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

### Instructions for use

EN

**VITA VIONIC** BASE is a millable blank made of a high-quality, industrially polymerized acrylic polymer that features shade stability for the CAD/CAM fabrication of denture bases.

#### Additional information

For the fabrication of denture bases in the **VITA VIONIC** System. **VITA VIONIC** BASE are acrylic blanks made of PMMA polymethyl methacrylate for processing in dental milling systems.

#### System-specific indications

**VITA VIONIC** BASE is intended exclusively for the fabrication of full dentures with the approved **VITA** denture teeth and adhesive systems (**VITA VIONIC BOND**) in the **VITA VIONIC** System.

#### System-specific contraindication

**VITA VIONIC** BASE and the **VITA VIONIC** system components are not approved for the fabrication of full dentures with denture teeth from third party providers.

#### Finishing / polishing

Please read the current **VITA VIONIC SOLUTIONS** working instructions for the processing of **VITA VIONIC** BASE and system components (www.vita-zahnfabrik.com).

#### Processing

Please read the current **VITA VIONIC SOLUTIONS** working instructions for the processing of **VITA VIONIC** BASE and system components (www.vita-zahnfabrik.com).

#### Relining and repair

Denture bases made of **VITA VIONIC** BASE can be relined and repaired with a standard PMMA cold-curing resin.

Manufacturer recommendation: cold-curing resin FuturaGen (Schütz Dental GmbH) in the shades orange, transparent pink and opaque pink.

#### Additional safety information

##### Side effects

Undesirable side effects of the medical device and system components are extremely rare when properly processed and used.

Immune responses (e.g., allergies) or local discomfort can occur. Should you be aware of unwanted side effects - even those you are unsure of - please immediately notify **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen.

#### Contraindications / interactions

In the event of hypersensitivity of the patient to any of the components, this product and the system components must not be used, or must only be used under the strict supervision of the attending physician / dentist. In these cases, the composition of the medical device supplied by us is available on request. Known cross-reactions or interactions of the medical device with other materials in the mouth, must be considered by the dentist.

#### Note

Please give the abovementioned information to the attending dentist. When processing, pay attention to the existing safety data sheets.

#### Labeling

Symbol for “date of manufacture”

Symbol for “Protect from light”

Symbol for “batch number”

The batch number (LOT) is printed on the **VITA VIONIC** BASE blank.

“Please read the instructions for use”

#### Delivery form

**VITA VIONIC** BASE is available in dimensions Ø 98.4 / h 30 mm and Ø 98.4 / h 26 mm, each in the three shades Light-Pink, Orange-Pink and Deep-Pink.

VITA VIONIC® BASE		
Shade	Size	Product number
Light-pink	Ø 98.4 / h 30 mm	ADLP9830
Orange-pink	Ø 98.4 / h 30 mm	ADOP9830
Deep-pink	Ø 98.4 / h 30 mm	ADDP9830
Light-pink	Ø 98.4 / h 26 mm	ADLP9826
Orange-pink	Ø 98.4 / h 26 mm	ADOP9826
Deep-pink	Ø 98.4 / h 26 mm	ADDP9826

**VITA VIONIC System Components** for the bonding of **VITAPAN EXCELL®** und **VITAPAN®** LINGOFORM DD FRAME teeth and approved **VITA** tooth lines

#### VITA VIONIC® BOND

Description	Prod. No.
VITA VIONIC BOND KIT	AD9VBK

#### Disposal

Waste from **VITA VIONIC** BASE can be disposed of in household waste.

#### Warranty

Our technical application notes, whether oral, written or practical, are based on our own experience and can therefore only be considered as guidelines.

#### Service life

The maximum service life is printed on the label. Do not use after the expiration date.

#### Physical properties

Composition: > 98% PMMA,  
< 2% inorganic pigments

Vickers hardness HV50: 14.2  
Flexural strength: 91 MPa  
E-modulus: 2650 MPa  
Water absorption: 26.8 µg/mm<sup>3</sup>  
Solubility in water: 1.6 µg/mm<sup>3</sup> residual monomers: < 1.0%  
Shelf life: 10 years

The technical data are averages and may fluctuate slightly between delivered batches.

#### Additional information

Detailed information on the processing of **VITA VIONIC** BASE can be found in the processing instructions for **VITA VIONIC SOLUTIONS**.

Please observe instructions for use!

The safety data sheet can be downloaded from [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) or requested by fax at +49 (0) 77 61 / 562-233.

The product bears the mark

**CE 0297** VITA VIONIC BASE

The product has been developed for use in the dental sector and must be processed in accordance with the instructions for use. The information and illustrations provided do not constitute a guarantee of features and are not binding.

Information issued: 09/2019

DE

Mode d’emploi	<span><span></span><span> </span></span> FR
---------------	---

**VITA VIONIC BASE** est un disque fraisable en polymère d'acrylate de qualité supérieure, polymérisé industriellement, de couleur stable et destiné à la réalisation CFAO de bases prothétiques.

**Informations complémentaires**

Pour la réalisation de bases prothétiques dans le système **VITA VIONIC**. Les **VITA VIONIC** BASE sont des disques de résine en polyméthylemétacrylate (PMMA) pour usinage dans les systèmes de fraisage dentaires.

**Indications propres au système**

**VITA VIONIC** BASE est exclusivement destiné à la réalisation de prothèses totales avec les dents artificielles VITA et le système de fixation (VITA VIONIC BOND) approuvés pour le système VITA VIONIC.

**Contre-indication propre au système**

**VITA VIONIC** BASE et les composants système **VITA VIONIC** ne sont pas autorisés pour la réalisation de prothèses totales avec des dents artificielles de fournisseurs tiers.

**Dégrossissage / Polissage**

Pour l’usinage de **VITA VIONIC** BASE et des composants système, veuillez consulter le mode d’emploi actuel de VITA VIONIC SOLUTIONS (www.vita-zahnfabrik.com).

**Mise en œuvre**

Pour l’usinage de **VITA VIONIC** BASE et des composants système, veuillez consulter le mode d’emploi actuel de VITA VIONIC SOLUTIONS (www.vita-zahnfabrik.com).

**Rebasage et réparation**

Les bases de prothèse en **VITA VIONIC** BASE peuvent être réparées et rebasées avec une résine polymérisable à froid à base de PMMA disponible dans le commerce.

Recommandation du fabricant : résine polymérisable à froid FuturaGen (Schütz Dental GmbH) en rose-orangé, rose clair et rose profond.

**Consignes de sécurité complémentaires**

**Effets secondaires**

La probabilité que des effets secondaires surviennent avec les dispositifs médicaux et les composants système est extrêmement faible en cas d’usinage et d’utilisation appropriés.

Des réactions immunitaires (par ex. allergies) ou des sensations anormales locales ne peuvent cependant pas être complètement exclues. Dans le cas de survenue d’effets secondaires, veuillez en aviser immédiatement – même en cas de doute – VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen

**Contre-indications / Interactions**

En cas d’hypersensibilité du patient à un des composants, ce produit et les composants systèmes ne doivent pas être utilisés ou uniquement sous la surveillance étroite du médecin/dentiste traitant. Dans de tels cas, nous communiquons, sur demande, la composition du produit fourni. Le dentiste doit tenir compte de réactions croisées ou d’interactions connues du produit avec les matériaux se trouvant déjà en bouche.

**Observation**

Veuillez transmettre toutes les informations susmentionnées au dentiste traitant. Tenir compte des fiches de données de sécurité existantes lors de l’usinage.

**Marquage**

Symbole « Date de fabrication »

Symbole « Protéger de la lumière »

Symbole « Numéro de lot »

Le numéro de lot (LOT) est imprimé sur le disque VITA VIONIC BASE.

« Veuillez consulter le mode d’emploi »

**Conditionnement**

**VITA VIONIC** BASE est disponible dans les dimensions Ø98,4/h 30 mm et Ø98,4/h 26 mm, en 3 couleurs (rose-orangé, rose clair et rose profond).

VITA VIONIC® BASE		
Couleur	Taille	Numéro article
Rose clair	Ø 98,4 / h 30 mm	ADLP9830
Rose-orangé	Ø 98,4 / h 30 mm	ADOP9830
Rose profond	Ø 98,4 / h 30 mm	ADDP9830
Rose clair	Ø 98,4 / h 26 mm	ADLP9826
Rose-orangé	Ø 98,4 / h 26 mm	ADOP9826
Rose profond	Ø 98,4 / h 26 mm	ADDP9826

**Composants système VITA VIONIC** pour le collage des dents

**VITAPAN EXCELL®** et **VITAPAN®** LINGOFORM DD FRAME et des gammes de dents **VITA** autorisées

**VITA VIONIC® BOND**

<b>Désignation</b>	<b>N° art.</b>
VITA VIONIC BOND KIT	AD9VBK

**Élimination**

Les restes de **VITA VIONIC** BASE peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

**Garantie**

Nos recommandations d’utilisation, qu’elles soient communi-quées par voie orale, écrite ou sous la forme d’un guide pratique, sont basées sur nos propres expériences et n’ont donc qu’une valeur indicative.

**Conservation**

La durée de conservation maximale est imprimée sur l’étiquette. Ne plus utiliser après la date de péremption.

**Propriétés physiques**

Composition :

- > 98 % de PMMA,
- < 2 % de pigments anorganiques

Dureté Vickers HV50 : 14,2
Résistance en flexion : 91 MPa
Module E : 2 650 MPa
Absorption d’eau : 26,8 µg/mm³
Solubilité dans l’eau : 1,6 µg/mm³
Monomère résiduel : < 1,0 %
Conservation : 10 ans

Les caractéristiques techniques sont des valeurs moyennes et peuvent varier légèrement de celles du le lot livré.

**Informations complémentaires**

Vous trouverez des informations détaillées sur l’usinage de **VITA VIONIC** BASE dans le mode d’emploi VITA VIONIC SOLUTIONS.

Respecter le mode d’emploi !

Vous pourrez télécharger la fiche de données de sécurité sur www.vita-zahnfabrik.com ou la demander par fax au +49 (0) 77 61 / 562-233.

Le produit porte le marquage :

## CE 0297 VITA VIONIC BASE

Le produit a été conçu pour un usage dentaire et doit être utilisé conformément au mode d’emploi.

Les illustrations et données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produits et ne sont pas contractuelles.

Date d’édition : 09.19

Instrucciones de uso	<span><span></span><span> </span></span> ES
----------------------	---

**VITA VIONIC** BASE es una pieza en bruto fresable de un polímero de acrilato de alta calidad, polimerizado industrialmente y cromáticamente estable, para la confección CAD/CAM de bases de prótesis.

**Información complementaria**

Para la confección de bases de prótesis en el sistema **VITA VIONIC**. **VITA VIONIC** BASE son piezas en bruto de resina de polimetilmetacrilato PMMA para la elaboración en sistemas de fresado dentales.

**Indicaciones específicas del sistema**

**VITA VIONIC** BASE está concebido exclusivamente para la confección de prótesis completas con los dientes prefabricados y el o los sistemas adhesivos (VITA VIONIC BOND) aprobados en el sistema VITA VIONIC.

**Contraindicaciones específicas del sistema**

**VITA VIONIC** BASE y los componentes del sistema **VITA VIONIC** no están aprobados para la confección de prótesis completas con dientes prefabricados de terceros proveedores.

**Acabado y pulido**

Para manipular **VITA VIONIC** BASE y los componentes del sistema, lea las instrucciones de uso actuales de VITA VIONIC SOLUTIONS (www.vita-zahnfabrik.com).

**Elaboración**

Para manipular **VITA VIONIC** BASE y los componentes del sistema, lea las instrucciones de uso actuales de VITA VIONIC SOLUTIONS (www.vita-zahnfabrik.com).

**Rebasado y reparación**

Las bases de prótesis de **VITA VIONIC** BASE se pueden reparar y rebasar con un PMMA autopolimerizable convencional.

Recomendación del fabricante: material autopolimerizable FuturaGen (Schütz Dental GmbH) en los colores naranja, rosa-transparente y rosa-opaco.

**Indicaciones de seguridad complementarias**

**Efectos secundarios**

En caso de elaboración y utilización correctas del producto sanitario y de los componentes del sistema, es extremadamente infrecuente que se produzcan efectos secundarios no deseados.

Sin embargo, en principio no se puede descartar por completo la posibilidad de reacciones inmunológicas (p. ej., alergias) o de molestias localizadas. Si tuviera conocimiento de efectos secundarios no deseados (también en caso de duda), le rogamos que lo comuniqué urgentemente a VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen.

**Contraindicaciones/interacciones**

En caso de hipersensibilidad del paciente a alguno de los componentes, deberá interrumpirse el uso de este producto y de los componentes del sistema, o bien deberán utilizarse únicamente bajo estricto control del facultativo/odontólogo responsable del tratamiento. En tales casos se podrá solicitar la composición del producto sanitario suministrado por nosotros. A la hora de utilizar el producto, el odontólogo deberá tener en cuenta las reacciones cruzadas o las interacciones conocidas del producto sanitario con otros materiales ya presentes en boca.

**Nota**

Traslade toda la información anteriormente expuesta al odontólogo responsable del tratamiento. Durante la elaboración, tenga en cuenta las fichas de datos de seguridad existentes al respecto.

**Rotulación**

Símbolo de “Fecha de fabricación”

Símbolo de “Proteger de la luz”

Símbolo de “Número de lote”

El n.º de lote (LOT) está impreso en la pieza en bruto de VITA VIONIC BASE.

“Lea las instrucciones de uso”

**Presentación**

**VITA VIONIC** BASE está disponible en las dimensiones Ø98,4/Al 30 mm y Ø98,4/Al 26 mm en los 3 colores Light-Pink, Orange-Pink y Deep-Pink.

VITA VIONIC® BASE		
Color	Tamaño	Referencia:
Light-Pink	Ø 98,4/Al 30 mm	ADLP9830
Orange-Pink	Ø 98,4/Al 30 mm	ADOP9830
Deep-Pink	Ø 98,4/Al 30 mm	ADDP9830
Light-Pink	Ø 98,4/Al 26 mm	ADLP9826
Orange-Pink	Ø 98,4/Al 26 mm	ADOP9826
Deep-Pink	Ø 98,4/Al 26 mm	ADDP9826

**Componentes del sistema VITA VIONIC** para la adhesión de los dientes **VITAPAN EXCELL®** y **VITAPAN®** LINGOFORM DD FRAME y de las líneas de dientes **VITA** aprobadas

**VITA VIONIC® BOND**

<b>Denominación</b>	<b>Ref.</b>
VITA VIONIC BOND KIT	AD9VBK

**Eliminación**

Los restos de **VITA VIONIC** BASE se pueden eliminar junto con la basura doméstica.

**Garantía**

Nuestras indicaciones técnicas de empleo, tanto en forma verbal o escrita como en forma de manual práctico, se basan en nuestra propia experiencia y, por lo tanto, deben considerarse únicamente como valores orientativos.

**Durabilidad**

El periodo máximo de conservación está impreso en la etiqueta. No utilizar tras la fecha de caducidad.

**Propiedades físicas**

Composición :

- > 98 % PMMA,
- < 2 % pigmentos inorgánicos

Dureza Vickers HV50 : 14,2
Resistencia a la flexión : 91 MPa
Módulo de elasticidad : 2650 MPa
Absorción de agua : 26,8 µg/mm³
Solubilidad en agua : 1,6 µg/mm³
Monómero residual : < 1,0 %
Durabilidad : 10 años

Los datos técnicos son valores promedio y pueden diferir ligeramente entre los lotes de entrega.

**Información adicional**

Encontrará información detallada sobre la manipulación de **VITA VIONIC** BASE en las instrucciones de uso de VITA VIONIC SOLUTIONS.

¡Observar las instrucciones de uso!

La ficha de datos de seguridad puede descargarse en www.vita-zahnfabrik.com o solicitarse por fax en el número +49 (0) 77 61 / 562-233.

El producto lleva el marcado :

## CE 0297 VITA VIONIC BASE

Este producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Actualización de esta información: 09/2019.

Istruzioni d’uso	<span><span></span><span> </span></span> IT
------------------	---

**VITA VIONIC** BASE è un disco fresabile in poliacrilato (PMMA) di elevata qualità, polimerizzato industrialmente e cromaticamente stabile per la realizzazione CAD/CAM di basi protesiche per protesi totale.

**Informazioni supplementari**

Per la realizzazione di basi di protesi col sistema **VITA VIONIC**. **VITA VIONIC** BASE sono blanks in polimetilmetacrilato PMMA da usare con sistemi di fresaggio dentali-

**Indicazioni specifiche di sistema**

**VITA VIONIC** BASE è indicato esclusivamente per la realizzazione di basi di protesi con i denti VITA ed il/i sistema/i di fissaggio (VITA VIONIC BIOND) autorizzati nel sistema VITA VIONIC.

**Controindicazioni specifiche di sistema**

**VITA VIONIC** BASE ed i componenti di sistema **VITA VIONIC** non sono autorizzati per la realizzazione di protesi totali con denti di altri produttori.

**Finitura / Lucidatura**

Per la lavorazione di **VITA VIONIC** BASE ed i rispettivi componenti di sistema leggere le istruzioni di impiego VITA VIONIC SOLUTIONS in vigore (www.vita-zahnfabrik.com).

**Lavorazione**

Per la lavorazione di **VITA VIONIC** BASE ed i rispettivi componenti di sistema leggere le istruzioni di impiego VITA VIONIC SOLUTIONS in vigore (www.vita-zahnfabrik.com).

**Ribasamento e riparazione**

Basi di protesi in **VITA VIONIC** BASE possono essere riparate con materiali PMMA polimerizzabili a freddo in commercio.

Raccomandazione del produttore: resina polimerizzabile a freddo FuturaGen (Schütz Dental GmbH) nei colori arancio, rosa trasparente e rosa opaco.

**Avvertenze di sicurezza aggiuntive**

**Effetti collaterali**

Con una lavorazione ed un utilizzo corretti del dispositivo medico e dei componenti di sistema effetti collaterali indesiderati sono estremamente rari.

Reazioni immunologiche (ad es. allergie) o disturbi locali non possono tuttavia essere esclusi completamente. Se veniste a conoscenza di effetti collaterali indesiderati – anche in caso di dubbio – vi preghiamo di comunicarli anche a VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen
**Contraindicazioni / Interazioni**
In caso di ipersensibilità del paziente ad uno dei componenti, questo prodotto ed i componenti di sistema non devono essere usati, o solo sotto rigido controllo del medico/odontoiatra curante. In questi casi può essere richiesta la composizione del dispositivo medico fornito. Reazioni crociate o interazioni del dispositivo medico con altri materiali presenti in bocca devono essere presi in considerazione dall’odontoiatra.

**Avvertenza**

Fornite tutte le informazioni sopracitate all’odontoiatra curante. In fase di lavorazione attenersi alle rispettive schede di sicurezza.

**Marcatura**

Simbolo per „Data di produzione”

Simbolo per „Proteggere dalle radiazioni di luce”

Simbolo per „Lotto”

Il nr. di lotto. (LOT) è stampato sul blank VITA VIONIC BASE.

„Leggere le istruzioni d’uso”

**Confezione**

**VITA VIONIC** BASE è disponibile nelle misure Ø98,4/h 30 mm e Ø 98,4 / h 26 mm. rispettivamente nei 3 colori Light-Pink, Orange-Pink, Deep-Pink.

VITA VIONIC® BASE		
Colore	Dimensioni	Codice
Light-Pink (rosa chiaro)	Ø 98,4 / h 30 mm	ADLP9830
Orange-Pink (arancio-rosa)	Ø 98,4 / h 30 mm	ADOP9830
Deep-Pink (rosa scuro)	Ø 98,4 / h 30 mm	ADDP9830
Light-Pink (rosa chiaro)	Ø 98,4 / h 26 mm	ADLP9826
Orange-Pink (arancio-rosa)	Ø 98,4 / h 26 mm	ADOP9826
Deep-Pink (rosa scuro)	Ø 98,4 / h 26 mm	ADDP9826

**Componenti di sistema VITA VIONIC** autorizzati per l’incollaggio dei denti **VITAPAN EXCELL®** e **VITAPAN®** LINGOFORM DD FRAME e le linee di denti **VITA** autorizzate

**VITA VIONIC® BOND**

<b>Denominazione</b>	<b>Cod.</b>
VITA VIONIC BOND KIT	AD9VBK

**Smaltimento**

Residui di **VITA VIONIC** BASE possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

**Garanzia**

Le nostre avvertenze tecnico-applicative, conferite per via orale o scritta o mediante addestramento pratico, si basano su nostre esperienze individuali e vanno quindi considerate solo come indicative.

**Durata**

La durata massima è stampata sull’etichetta. Non utilizzare oltre la data di scadenza.

**Caratteristiche fisiche**

Composizione :

- > 98 % PMMA,
- < 2 % pigmenti inorganici

Durezza Vickers HV50 : 14,2
Resistenza a flessione : 91 MPa
Modulo di elasticità : 2650 MPa
Assorbimento d’acqua : 26,8 µg/mm³
Solubilità in acqua : 1,6 µg/mm³
monomero residuo : < 1,0 %
Durata : 10 Jahre

I dati tecnici sono valori medi e possono variare leggermente a seconda dei lotti.

**Altre informazioni**

Informazioni dettagliate sulla lavorazione di **VITA VIONIC** BASE sono riportate nelle istruzioni di impiego VITA VIONIC SOLUTIONS.

Attenersi alle avvertenze d’uso!

La scheda di sicurezza può essere scaricata da www.vita-zahnfabrik.com o richiesta per fax +49 (0) 77 61 / 562-233.

Il prodotto è marcato :

## CE 0297 VITA VIONIC BASE

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso. La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti.

Data di questa informazione: 09.2019