

## Gebrauchsanweisung

### VITA VIONIC VIGO®

#### Prothesenzähne

Bitte Gebrauchsanweisung vor der Produktanwendung lesen.

VITA VIONIC VIGO ist ein speziell für den digitalen Prothesen-workflow entwickelter VITA-Zahn. VITA VIONIC VIGO eignet sich für die Herstellung von Prothesen mit einer CAD/CAM-gefertigten, gefräster oder gedruckter, Prothesenbasis.

#### Zweckbestimmung

VITA VIONIC VIGO Zähne sind Kunststoffprothesenzähne für dentale Behandlungen.

#### Patientenzielgruppe

Keine Einschränkungen

#### Vorgesehener Anwender

Ausschließlich Fachanwender: Zahnärzte und Zahntechniker

#### Indikation

Der VITA VIONIC VIGO Prothesenzahn ist für die Herstellung von permanenten und / oder provisorischen Teil- und Vollprothesen bestimmt. Zur Verwendung durch oder auf Anweisung eines Zahnarztes oder Dentalchirurgen. Nur für den professionellen Gebrauch – nicht für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt.

#### Kontraindikation

Keine bekannt

#### Produktanwendung/-bedienung

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung der VITA VIONIC VIGO Prothesenzähne folgenden Workflow:

1. Etikett prüfen für korrekte Zahnauswahl
2. Blisterdeckel vorsichtig öffnen (produktbezogene Zahnnummer siehe Produktinformation in der Blisterverpackung)
3. Zähne mit Pinzette aus Blister entnehmen
4. Optionale Wachseinprobe mit VITA VIONIC VIGO Zähnen:
  - 4a. Für gefräste Wachseinprobe Zähne in Kavitäten einwachsen
  - 4b. Nach Einprobe Zähne säubern und Wachreste entfernenDie Einprobe kann alternativ als Monoblock gedruckt oder aus Wachs gefräst werden, ohne die physischen VITA VIONIC VIGO Zähne zu verwenden.
5. Für Passungsprüfung, Zähne in CAD/CAM-gefertigte Prothesenbasis einsetzen
6. Zähne mit VITA VIONIC BOND in die Prothesenbasis einkleben

Detaillierte Informationen zu Verarbeitung finden Sie im Dokument Gebrauchsanweisung I Vollversion unter [www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo).

#### Empfohlene Produktkombinationen

Empfohlene Produktkombinationen mit den VITA Systemkomponenten sowie entsprechende Verarbeitungsempfehlungen und Einschränkungen hinsichtlich der Kombinierbarkeit des Produktes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung I Vollversion.

Eine aktuelle Übersicht zu kompatiblen Materialien und Systemen finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com/vionic\\_compatibility](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionic_compatibility).

#### Lagerung/Entsorgung

Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur. Trocken aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Die mit einem Gefahrstoff-Piktogramm gekennzeichneten Produkte sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Recycelbare Abfälle (wie Attachments, Papier, Kunststoffe) sind über

entsprechende Recyclingsysteme zu entsorgen. Kontaminierte Produktreste sind, gemäß den regionalen Vorschriften, ggf. vorzubehandeln und gesondert zu entsorgen.

#### Technische Daten

Chemische Zusammensetzung	Gew.-%
Polymethylmethacrylat (PMMA) CAS-Nr. 9011-14-7	90-98
Siliciumdioxid CAS-Nr. 14808-60-7	2-9
Pigmente	0-1

Physikalische Eigenschaften	Wert
Aussehen lt. ISO 22112	Norm erfüllt
Zahnform lt. ISO 22112	Norm erfüllt
Farbe und Vermischung von Farbtönen lt. ISO 22112	Norm erfüllt
Frei von Porosität und anderen Defekten lt. ISO 22112	Norm erfüllt
Oberflächenbehandlung lt. ISO 22112	Norm erfüllt
Verbundfestigkeit mit Prothesenbasis lt. ISO 22112	Norm erfüllt
Widerstandsfähigkeit gegen Erbleichen, Verformung und Rissbildung lt. ISO 22112	Norm erfüllt
Farbstabilität lt. ISO 22112	Norm erfüllt

#### Sicherheitshinweis

Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille/Gesichtsschutz und leichten Atemschutz tragen.

#### Produktsicherheit

Informationen zur Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen in Verbindung mit Medizinprodukten, generelle Risiken bei Dentalbehandlungen, Restrisiken sowie (wenn zutreffend) Kurzberichte über klinische Sicherheit und Leistung (SSCPs) finden Sie unter [https://www.vita-zahnfabrik.com/product\\_safety](https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety).

Sicherheitsdatenblätter können unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) heruntergeladen oder per Fax unter (+49) 7761-562-233 angefordert werden.

#### Haftungsausschluss

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2022-02.

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com).

## Instructions for use

### VITA VIONIC VIGO®

#### denture teeth

Please read the instructions for use before using the product.

VITA VIONIC VIGO is a VITA tooth especially developed for the digital denture workflow. VITA VIONIC VIGO is suitable for manufacturing dentures using a CAD/CAM-produced, milled or printed denture base.

#### Intended purpose

VITA VIONIC VIGO teeth are resin artificial teeth for dental treatments.

#### Patient target group

No restrictions

#### Intended user

Dental professionals only: dentists and dental technicians

#### Indication

The VITA VIONIC VIGO denture tooth is intended for the fabrication of permanent and/or temporary partial and full dentures. For use by or on the order of a dental professional, such as DDS or DMD. Not for use by the general public or OTG.

#### Contraindication

None known

#### Product application/control

Please adhere to the following workflow when using VITA VIONIC VIGO denture teeth:

1. Check label for correct tooth selection
2. Carefully open the blister cap (for the product-related tooth number, see the product information in the blister packaging)
3. Use tweezers to remove teeth from blister
4. Optional wax try-in with VITA VIONIC VIGO teeth:
  - 4a. Wax into cavities for milled wax try-in teeth
  - 4b. Clean the teeth after try-in and remove any residual waxAlternatively, the try-in can be printed as a monoblock or milled from wax without using the physical VITA VIONIC VIGO teeth.
5. For the fit check, insert teeth into CAD/CAM-fabricated denture base
6. Use VITA VIONIC BOND to bond teeth into the denture base

Detailed information on working with this product can be found in the document Instructions for Use I full version at [www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo).

#### Recommended product combinations

Recommended product combinations with the VITA system components, as well as corresponding processing recommendations and restrictions regarding the combinability of the product, can be found in the instructions for use I full version. For an updated overview of compatible materials and systems, see [www.vita-zahnfabrik.com/vionic\\_compatibility](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionic_compatibility).

#### Storage/disposal

Store in original packaging at room temperature. Store in a dry location. Protect from direct sunlight.

The products labelled with a pictogram for hazardous substances are to be disposed of as hazardous waste. Recyclable waste (such as attachments, paper and plastics) must be disposed of using appropriate recycling systems. If necessary, contaminated product residues should be pretreated in accordance with regional regulations and disposed of separately.

## Technical data

Chemical composition	Wt%
Polymethyl methacrylate (PMMA) CAS no. 9011-14-7	90-98
Silicon dioxide CAS no. 14808-60-7	2-9
Pigments	0-1

Physical properties	Value
Appearance according to ISO 22112	Complies with standard
Tooth shape according to ISO 22112	Complies with standard
Shade and blending of shades according to ISO 22112	Complies with standard
Free of porosity and other defects according to ISO 22112	Complies with standard
Surface treatment according to ISO 22112	Complies with standard
Adhesive strength to denture base according to ISO 22112	Complies with standard
Resistance to fading, deformation, and cracking according to ISO 22112	Complies with standard
Shade stability according to ISO 22112	Complies with standard

#### Safety note

When working with the product, wear suitable safety goggles/face protection and light respiratory protection.

#### Product reliability

Information on reporting serious incidents in connection with medical devices, general risks associated with dental treatments, residual risks, and (if applicable) short clinical safety and performance reports (SSCPs) can be found at [https://www.vita-zahnfabrik.com/product\\_safety](https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety).

The safety data sheets can be downloaded at [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) or requested by fax at (+49) 7761-562-233.

#### Disclaimer

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We do not accept any liability for damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept any liability if the product is used in conjunction with materials or equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with our product and this results in damage. The VITA Modulbox is not necessarily a component of the product. Date of issue of this instruction for use: 2022-02.

After the publication of this information for use, any previous versions become obsolete. The current version can be found at [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com).

## Kennzeichnung / Marking / Marquage / Etiquetado / Marcatura

### VITA VIONIC VIGO

CE 0124

MD Rx only



CH REP

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Bad Säckingen (Deutschland)  
Zweig Niederlassung Basel c/o Perrig AG  
Max Kämpf-Platz 1  
4058 Basel

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany  
Tel. +49 (0)7761/562-0  
Fax +49 (0)7761/562-299  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)  
[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)

## VITA VIONIC VIGO®

Gebrauchsanweisung | Kurzversion  
Instructions for use | short version  
Mode d'emploi | Version courte  
Instrucciones de uso | Versión abreviada  
Istruzioni d'uso | versione breve

VITA – perfect match.

VITA

## Mode d'emploi FR

Dents prothétiques

**VITA VIONIC VIGO**<sup>®</sup>

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation du produit.

VITA VIONIC VIGO est une dent VITA spécialement conçue pour le flux de travail numérique concernant les prothèses amovibles. VITA VIONIC VIGO convient pour la réalisation de prothèses amovibles avec base prothétique fabriquée en CFAO, fraisée ou imprimée.

### Destination

Les dents VITA VIONIC VIGO sont des dents artificielles en résine pour traitements dentaires.

#### Groupe de patients cible

Aucune limitation.

#### Utilisateurs auquel le dispositif est destiné

Utilisateurs professionnels uniquement : dentistes et prothésistes dentaires.

#### Indications

La dent prothétique VITA VIONIC VIGO est prévue pour la réalisation de prothèses amovibles partielles et complètes définitives et/ou provisoires. À utiliser par ou sur instructions d'un dentiste ou d'un chirurgien-dentiste. Réservé à l'usage professionnel - non destiné au grand public.

#### Contre-indications

Aucune contre-indication connue.

#### Utilisation / Mise en œuvre du produit

Lors de la mise en œuvre des dents prothétiques VITA VIONIC VIGO, respecter le déroulement des opérations suivant.

- Vérifier l'étiquette pour un choix correct de la dent.
- Ouvrir l'opercule de l'emballage-coque avec précaution (voir l'information produit dans l'emballage-coque pour connaître le numéro de dent correspondant au produit).
- Retirer les dents de l'emballage-coque à l'aide d'une pincette.
- Essai de cire en option avec des dents VITA VIONIC VIGO
  - Fixer à l'aide de cire les dents dans les cavités de la cire fraisée pour l'essayage.*
  - Nettoyer les dents et éliminer les résidus de cire après l'essayage.*

*En alternative l'essayage peut être imprimé en monobloc ou fraisé en cire sans utiliser les dents physiques VITA VIONIC VIGO.*
- Pour contrôler l'adaptation, placer les dents dans la base de la prothèse fabriquée par CFAO.
- Coller les dents avec VITA VIONIC BOND dans la base prothétique.

Voir informations détaillées pour la mise en œuvre dans le document « Mode d'emploi/version intégrale », sous [www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo).

#### Combinaisons de produits recommandées

Pour des combinaisons de produits recommandées avec les composants du système VITA ainsi que les recommandations de mise en œuvre correspondantes et les restrictions concernant la possibilité de combinaison du produit, veuillez vous référer à la version intégrale du mode d'emploi.

Vous trouverez une vue d'ensemble actuelle des matériaux et systèmes compatibles sous

[www.vita-zahnfabrik.com/vionic\\_compatibility](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionic_compatibility).

### Stockage / Élimination

Stockage dans l'emballage d'origine à température ambiante. Conserver au sec. Protéger des rayons du soleil.

Les produits dotés du pictogramme de substance dangereuse doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Les déchets recyclables (comme les fixations, le papier, le plastique) doivent être éliminés par l'intermédiaire du circuit de recyclage correspondant. Les résidus de produits contaminés doivent être, le cas échéant, prétraités conformément aux réglementations régionales et éliminés séparément.

#### Données techniques

Composition chimique	% en poids
Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) CAS n° 9011-14-7	90-98
Dioxyde de silicium CAS n° 14808-60-7	2-9
Pigments	0-1

Propriétés physiques	Valeur
Aspect selon ISO 22112	Norme respectée
Forme de dent selon ISO 22112	Norme respectée
Couleur et mélange de couleurs selon ISO 22112	Norme respectée
Exempt de porosité et d'autres défauts selon ISO 22112	Norme respectée
Traitement de surface selon ISO 22112	Norme respectée
Résistance de la liaison avec la base de prothèse selon ISO 22112	Norme respectée
Résistance au blanchiment, à la déformation et à la fissuration selon ISO 22112	Norme respectée
Stabilité chromatique selon ISO 22112	Norme respectée

### Consignes de sécurité

Porter des lunettes/masque facial et une légère protection respiratoire en travaillant.

#### Sécurité des produits

Pour des informations sur le signalement des incidents graves liés aux dispositifs médicaux, des risques généraux associés aux traitements dentaires, des risques résiduels et (le cas échéant) des rapports sommaires sur la sécurité et les performances cliniques (SSCP) voir [https://www.vita-zahnfabrik.com/product\\_safety](https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety).

Les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être téléchargées sur [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) ou être demandées par fax, au (+49) 7761-562-233.

#### Exclusion de la responsabilité

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition de ce mode d'emploi : 2022-02.

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com).

## Instrucciones de uso ES

**Dientes protésicos**

**VITA VIONIC VIGO**<sup>®</sup>

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

VITA VIONIC VIGO es un diente de VITA especialmente desarrollado para el flujo de trabajo protésico digital. VITA VIONIC VIGO está indicado para la confección de prótesis con base de prótesis fresada o impresa confeccionada mediante CAD/CAM.

#### Finalidad prevista

Los dientes VITA VIONIC VIGO son dientes protésicos de resina para tratamientos dentales.

#### Grupo de pacientes destinatario

Sin restricciones

#### Usuario previsto

Exclusivamente personal especializado: odontólogos y protésicos dentales.

#### Indicaciones

El diente protésico VITA VIONIC VIGO está indicado para la confección de prótesis parciales y completas permanentes y/o provisionales. Para su utilización por un odontólogo o cirujano dental o siguiendo sus instrucciones. Solo para uso profesional: no destinado al público en general.

#### Contraindicaciones

No se han descrito.

#### Utilización/manejo del producto

Observe el siguiente flujo de trabajo durante la manipulación de los dientes protésicos VITA VIONIC VIGO:

- Comprobar la etiqueta para escoger el diente correcto.
- Abrir con cuidado la tapa del blíster (para el número de diente referido al producto, véase la información de producto en el blíster).
- Extraer los dientes del blíster empleando unas pinzas.
- Prueba en boca con cera opcional con dientes VITA VIONIC VIGO:
  - Fijar con ayuda de cera los dientes en las cavidades para la prueba en boca con cera fresada.*
  - Tras la prueba en boca, limpiar los dientes y eliminar los restos de cera.*

*Alternativamente, es posible imprimir la prueba en boca como monobloque o fresarla a partir de cera sin utilizar los dientes VITA VIONIC VIGO físicos.*
- Montar los dientes en la base de prótesis confeccionada mediante CAD/CAM para comprobar el ajuste.
- Adherir los dientes a la base de la prótesis mediante VITA VIONIC BOND.

Encontrará información detallada sobre el proceso de trabajo en el documento "Instrucciones de uso l Versión completa" en [www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo).

#### Combinaciones de producto recomendadas

Las combinaciones de producto recomendadas con los componentes del sistema VITA, así como las correspondientes recomendaciones de uso y las limitaciones acerca de la combinación del producto, puede consultarlas en las Instrucciones de uso l Versión completa. Puede consultar una tabla actualizada sobre los materiales y los sistemas compatibles en: [www.vita-zahnfabrik.com/vionic\\_compatibility](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionic_compatibility).

### Almacenamiento/eliminación

Almacenamiento en el envase original a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar seco. Proteger de la luz solar.

Los productos identificados con un pictograma de sustancia peligrosa deben eliminarse como residuos peligrosos. Los residuos reciclables (como ataches, papel, plásticos) deben eliminarse a través de los correspondientes sistemas de reciclaje. En algunos casos, los restos de productos contaminados deben someterse a tratamiento previo y eliminarse por separado conforme a las normativas regionales.

#### Datos técnicos

Composición química	% en peso
Polimetilmetacrilato (PMMA) N.º CAS 9011-14-7	90-98
Dióxido de silicio N.º CAS 14808-60-7	2-9
Pigmentos	0-1

Propiedades físicas	Valor
Aspecto según ISO 22112	Cumple la norma
Forma del diente según ISO 22112	Cumple la norma
Color y mezcla de tonalidades cromáticas según ISO 22112	Cumple la norma
Libre de porosidad y otros defectos según ISO 22112	Cumple la norma
Tratamiento de la superficie según ISO 22112	Cumple la norma
Estabilidad de la unión a la base de la prótesis según ISO 22112	Cumple la norma
Resistencia a la decoloración, la deformación y el agrietamiento según ISO 22112	Cumple la norma
Estabilidad cromática según ISO 22112	Cumple la norma

#### Indicaciones de seguridad

Úsese protección para los ojos/la cara y una mascarilla de protección respiratoria.

#### Seguridad del producto

Para información sobre la notificación de incidencias graves en relación con productos sanitarios, riesgos generales durante tratamien-tos dentales y riesgos residuales, así como (si procede) los resúmenes sobre seguridad y funcionamiento clínico (SSCP), consulte [https://www.vita-zahnfabrik.com/product\\_safety](https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety).

Las fichas de datos de seguridad pueden descargarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) o solicitarse por fax en el número (+49) 7761-562-233.

#### Exoneración de responsabilidad

Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2022-02. Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com).

## Istruzioni d'uso IT

**VITA VIONIC VIGO**<sup>®</sup>

**Denti protesici**

Leggere le istruzioni di impiego prima dell'uso.

VITA VIONIC VIGO è un dente VITA sviluppato specialmente per il workflow protesico digitale. VITA VIONIC VIGO è indicato per la realizzazione di protesi con base fresata o stampata con tecnica CAD/CAM.

#### Destinazione d'uso

VITA VIONIC VIGO sono denti protesici in resina per trattamenti dentali.

#### Pazienti target

Nessuna limitazione

#### Utilizzatore previsto

Esclusivamente professionisti del settore: odontoiatri e odontotecnici

#### Indicazioni

Il dente protesico VITA VIONIC VIGO è indicato per la realizzazione di protesi parziali e complete, permanenti e/o provvisorie. Da usare su richiesta o indicazione dell'odontoiatra o chirurgo dentale. Solo per uso professionale – non destinato ad uso pubblico generale.

#### Controindicazioni

Non note

#### Applicazione / uso del prodotto

Durante la lavorazione dei denti protesici VITA VIONIC VIGO attenersi al seguente workflow:

- Controllare l'etichetta per la corretta scelta del dente
- Aprire con cautela il coperchio del blister (per la sigla del dente riferita al prodotto consultare l'informazione prodotto all'interno della confezione blister)
- Prelevare i denti dal blister con una pinzetta
- Prova in cera opzionale con denti VITA VIONIC VIGO:
  - Per la prova in cera fresata fissare con cera i denti nella cavità*
  - Dopo la prova pulire i denti lavorati ed eliminare residui di cera*

*In alternativa la prova può essere stampata o fresata in cera come monoblocco, senza usare fisicamente i denti VITA VIONIC VIGO*
- Per il controllo della precisione inserire i denti nella base protesica realizzata con tecnica CAD/CAM
- Incollare i denti nella base protesica con VITA VIONIC BOND

Informazioni dettagliate sulla lavorazione sono reperibili nelle „Istruzioni di impiego l - versione completa" sotto [www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo).

#### Combinazioni di prodotto consigliate

Per le combinazioni di prodotto con i componenti di sistema VITA consigliate, nonché le raccomandazioni per l'utilizzo e le restrizioni per quanto riguarda combinabilità del prodotto consultare le istruzioni d'uso complete.

Per un riepilogo attuale dei materiali e sistemi compatibili consultare [www.vita-zahnfabrik.com/vionic\\_compatibility](http://www.vita-zahnfabrik.com/vionic_compatibility).

#### Conservazione/Smaltimento

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente. Conservare in luogo asciutto. Non esporre alla luce solare diretta.

I prodotti contrassegnati con un pittogramma relativo ad una sostanza pericolosa vanno smaltiti come rifiuti pericolosi. Rifiuti riciclabili (come attachments, carta, plastica) vanno smaltiti in accordo ai rispettivi sistemi di raccolta differenziata. Residui di prodotto contaminati vanno eventualmente trattati e smaltiti separatamente in conformità alle indicazioni regionali.

Dati tecnici	
Composizione chimica	% in peso
Polimetilmetacrilato (PMMA) CAS-Nr. 9011-14-7	90-98
Biossido di silicio CAS-Nr. 14808-60-7	2-9
Pigmenti	0-1

Caratteristiche fisiche	Valore
Aspetto sec. ISO 22112	Norma soddisfatta
Forma denti sec. ISO 22112	Norma soddisfatta
Colore e miscela di tonalità cromatiche sec. ISO 22112	Norma soddisfatta
Assenza di porosità e altri difetti sec. ISO 22112	Norma soddisfatta
Trattamento superficiale sec. ISO 22112	Norma soddisfatta
Resistenza di legame con basi protesiche sec. ISO 22112	Norma soddisfatta
Resistenza a sbiancamento, deformazione e formazione di fessure sec. ISO 22112	Norma soddisfatta
Stabilità cromatica sec. ISO 22112	Norma soddisfatta

### Avvertenza di sicurezza

Durante il lavoro indossare occhiali / mascherina ed una leggera protezione delle vie respiratorie.

#### Sicurezza prodotto

Per informazioni sulla segnalazione di eventi gravi in combinazione con dispositivi medici, rischi generali dei trattamenti dentali, rischi residui e (se nel caso) sicurezza e prestazioni cliniche (SSCP) consultare [https://www.vita-zahnfabrik.com/product\\_safety](https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety).

Le schede di sicurezza possono essere scaricate da [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) o richieste per fax a (+49) 7761-562-233.

#### Esclusione di responsabilità

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di queste informazioni d'uso: 2022-02.

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile sul sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com).