

El siguiente SSCP (resumen de seguridad y funcionamiento clínico) es aplicable a los siguientes productos:

VITA AKZENT PLUS®, VITA INTERNO®

### Índice

Identificación del producto sanitario .....	2
Indicaciones, finalidad prevista y poblaciones objetivo.....	2
Descripción del producto sanitario.....	4
a) Descripción del producto sanitario.....	4
b) Anteriores generaciones de los productos sanitarios .....	4
c) Accesorios/otros productos destinados al uso con los productos sanitarios .	4
Alternativas terapéuticas o diagnósticas posibles .....	6
Referencia a normas y especificaciones comunes aplicadas.....	7
Resumen de los datos clínicos .....	9
a) Estudios clínicos sobre productos sanitarios.....	9
b) Evaluación clínica.....	9
c) Seguimiento clínico poscomercialización (PMCF).....	10
d) Conclusión sobre la seguridad y el funcionamiento clínico de productos sanitarios.....	10
Perfil y formación recomendados de los usuarios .....	11
Información sobre riesgos residuales y efectos no deseados, así como advertencias y precauciones .....	11
a) Riesgos residuales .....	11
b) Efectos no deseados .....	11
c) Advertencias y precauciones.....	11

### Historial de revisiones

Versión	Cambios
001	Primera versión

### Identificación del producto sanitario



Denominación comercial del aparato	VITA AKZENT PLUS®, VITA INTERNO®
Fabricante	VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Spitalgasse 3 D-79713 Bad Säckingen
SRN del fabricante	DE-MF-000005906
UDI-DI básico	++J017BB3PS
Denominación técnica del producto sanitario (EMDN)	Q010699 – SUSTANCIAS PARA LA PREPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DENTALES A MEDIDA - OTRO
Clase de dispositivo	Ila
Año del primer certificado CE	VITA AKZENT PLUS: 2012
	VITA INTERNO: 1997
Organismo notificado, incluido el n.º de identificación	DEKRA Certification GmbH, n.º de identificación: 0124

### Indicaciones, finalidad prevista y poblaciones objetivo

Finalidad prevista	Los productos VITA AKZENT PLUS y VITA INTERNO son medios auxiliares para restauraciones de porcelana/cerámica en tratamientos dentales.
Indicaciones	<p>VITA AKZENT PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la modificación del color interna y la caracterización externa</li> </ul> <p>Compatible con todos los materiales de cerámica dental:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales CAD/CAM (por ejemplo, VITABLOCS, VITA YZ SOLUTIONS)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cerámica integral (por ejemplo, VITA LUMEX AC)</li><li>• Metalocerámica (por ejemplo, VITA VM 13)</li><li>• Cerámica prensada (por ejemplo, VITA PM 9)</li><li>• Apto para temperaturas de cocción de entre 750 °C y 950 °C</li><li>• Independiente del CET</li></ul> <p>VITA INTERNO: Los maquillajes VITA INTERNO pueden utilizarse en todas las técnicas cerámicas en combinación con los siguientes productos: VITA VM 9, VITA VM 11, VITA VM 13, VMK Master, VITA VMK 95 y VITA LUMEX AC.</p>
Contraindicaciones	<p>VITA AKZENT PLUS: No se han descrito.</p> <p>VITA INTERNO: No se han descrito.</p>
Usuario previsto	Odontólogo, protésico dental, Rx only

### Descripción del producto sanitario

#### a) Descripción del producto sanitario

Con los maquillajes VITA AKZENT Plus el usuario puede optimizar cromáticamente todos los tipos de cerámicas dentales de forma sencilla y eficiente, independientemente del CET de la restauración.

Con independencia de si colorea la restauración desde dentro o la caracteriza superficialmente y aplica una capa fina de glaseado, con los maquillajes VITA AKZENT Plus fluorescentes podrá hacerlo fácilmente y sin grandes esfuerzos. Los maquillajes VITA AKZENT Plus están disponibles en forma de polvo y como pastas listas para su uso; se adaptan así a distintos campos de aplicación, preferencias de elaboración y hábitos.

Los maquillajes BODY STAINS y GLAZE, de aplicación en capa finísima, también están disponibles en spray, que garantiza un tratamiento extenso y uniforme de la superficie mediante la aplicación homogénea y sin que se desperdicie material. El nuevo pulverizador especial es ideal para una aplicación precisa.

Las anomalías que aparecen en los dientes naturales son el modelo cromático de los colores VITA INTERNO. Estos materiales permiten reproducir efectos cromáticos naturales y adaptar perfectamente el color de restauraciones cerámicas al modelo natural.

Con VITA INTERNO es posible reproducir fielmente, en particular, los efectos cromáticos que aparecen en la zona incisal de los dientes naturales.

Pueden emplearse solos o mezclados con Base Dentine, Opaque Dentine, Dentine, Enamel o con los materiales TRANSLUCENT.

#### b) Anteriores generaciones de los productos sanitarios

Las cerámicas de recubrimiento y su material de caracterización, en todas las variantes posibles, llevan ya muchas décadas presentes en el mercado. No existen productos predecesores especiales de VITA AKZENT PLUS y VITA INTERNO en esta presentación.

#### c) Accesorios/otros productos destinados al uso con los productos sanitarios

*Los siguientes productos pueden —pero no deben necesariamente— utilizarse con este producto. En las instrucciones de uso del producto correspondiente encontrará una explicación detallada de cómo utilizar los productos de forma combinada.*

#### Accesorios para VITA AKZENT PLUS:

Denominación del accesorio (fabricante)	Descripción breve
---	-------------------

Paleta de mezclado VITA AKZENT PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 22 cavidades para el mezclado de todos los maquillajes y materiales de glasear en polvo</li> <li>– Una cavidad grande como depósito de líquido con esponjas en forma de anillo</li> </ul>
Disco de muestras de colores VITA AKZENT PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disco con muestras de color impresas para evaluar el efecto cromático de los maquillajes en estado cocido               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 14 EFFECT STAINS</li> <li>– 5 BODY STAINS</li> </ul> </li> </ul>
Guía de colores VITA AKZENT PLUS CHROMA STAINS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Muestras de color impresas para evaluar los maquillajes en estado cocido               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 CHROMA STAINS classical A1–D4</li> <li>– 5 CHROMA STAINS 3D-MASTER</li> </ul> </li> </ul>
VITABLOCS Mark II	Estructura recomendada

### Accesorios para VITA INTERNO:

Denominación del accesorio (fabricante)	Descripción breve
VITA VM 9	Combinación de productos recomendada
VITA VM 13	Combinación de productos recomendada
VITA VMK MASTER	Combinación de productos recomendada
VITA VMK 95	Combinación de productos recomendada

### Alternativas terapéuticas o diagnósticas posibles

Alternativa diagnóstica/terapéutica con especificaciones de uso	Posibles beneficios/ventajas y posibles riesgos/inconvenientes conocidos
VITA AKZENT PLUS y VITA INTERNO son materiales de caracterización indicados para colorear restauraciones dentales. Carecen de utilidad terapéutica y no deberían utilizarse en todos los casos. Sirven exclusivamente para mejorar la naturalidad y la estética de la restauración dental.	Renunciar a estos materiales no entraña ningún riesgo más allá de la posibilidad de que se vea mermada la estética de la restauración.

### Referencia a normas y especificaciones comunes aplicadas

No se aplican especificaciones comunes para los productos VITA AKZENT PLUS y VITA INTERNO. Las siguientes normas se aplican a estos productos en VITA:

- *DIN EN 1641 10:2009 Odontología. Productos sanitarios para odontología. Materiales.*
- *DIN EN 22248 02:1993 Embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos. Ensayo de choque vertical por caída libre.*
- *DIN EN 62366 08:2021 Productos sanitarios. Parte 01: Aplicación de la ingeniería de usabilidad a los productos sanitarios.*
- *DIN EN ISO 10993-1 05:2021 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo.*
- *DIN EN ISO 10993-10 10: 2014 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea.*
- *DIN EN ISO 10993-11 09:2018 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 11: Ensayos de toxicidad sistémica.*
- *DIN EN ISO 10993-12 08:2021 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 12: Preparación de muestras y materiales de referencia.*
- *DIN EN ISO 10993-13 11:2010 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 13: Identificación y cuantificación de los productos de degradación de productos sanitarios poliméricos.*
- *DIN EN ISO 10993-14 08:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 14: Identificación y cuantificación de los productos de degradación de materiales cerámicos.*
- *DIN EN ISO 10993-16 02:2018 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 16: Diseño del estudio toxicocinético de productos de degradación y sustancias lixiviables.*
- *DIN EN ISO 10993-17 08:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 17: Establecimiento de los límites permisibles para sustancias lixiviables.*
- *DIN EN ISO 10993-18 03:2021 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 18: Caracterización química de materiales.*
- *DIN EN ISO 10993-2 10:2006 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 2: Requisitos relativos a la protección de los animales.*
- *DIN EN ISO 10993-3 02:2015 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 3: Ensayos de genotoxicidad, carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción.*
- *DIN EN ISO 10993-4 12: 2017 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 4: Selección de los ensayos para las interacciones con la sangre.*
- *DIN EN ISO 10993-5 10:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in vitro.*
- *DIN EN ISO 10993-6 09:2017 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 6: Ensayos relativos a los efectos locales después de la implantación.*
- *DIN EN ISO 10993-9 03:2022 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 9: Marco para la identificación y cuantificación de productos potenciales de degradación.*
- *DIN EN ISO 13485 12:2021 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.*
- *DIN EN ISO 14971 04:2022 Dispositivos médicos/productos sanitarios (MD). Aplicación de la gestión de riesgos a los MD.*
- *DIN EN ISO 15223-1 02:2022 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar con la información a suministrar por el fabricante. Parte 1: Requisitos generales.*
- *DIN EN ISO 20417 03:2022 Productos sanitarios. Información a suministrar por el fabricante.*
- *DIN EN ISO 4180 03:2020 Envases y embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos. Reglas generales para la recopilación de los esquemas de ensayos de prestaciones.*
- *DIN EN ISO 6872 01:2019 Odontología. Materiales de cerámica.*

- *DIN EN ISO 7405 03:2019 Odontología. Evaluación de la biocompatibilidad de los productos sanitarios utilizados en odontología.*
- *ISO 10993-1 10:2018 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo.*
- *ISO 13485 03:2016 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.*
- *ISO 2206 04:1987 Embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos. Identificación de las diferentes partes para su ensayo.*
- *ISO 7405 10:2018 Odontología. Evaluación de la biocompatibilidad de los productos sanitarios utilizados en odontología.*
- *ISO TR 24971 06:2020 Productos sanitarios. Orientación sobre la aplicación de ISO 14971.*
- *ISO 109931 Guía sobre dispositivos de la FDA 2020*
- *MEDDEV 2\_7\_1\_rev4\_en 06:2016*

### Resumen de los datos clínicos

#### a) Estudios clínicos sobre productos sanitarios

Conforme al artículo 61 del Reglamento sobre Productos Sanitarios (UE) 2017/745 (MDR), el requisito de llevar a cabo las investigaciones clínicas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 no será aplicable a los productos implantables y productos de la clase III:

- que hayan sido legalmente introducidos en el mercado o puestos en servicio, de conformidad con la Directiva 90/385/CEE o la Directiva 93/42/CEE, y cuya evaluación clínica esté basada en datos clínicos suficientes, y
- se ajuste a la correspondiente especificación común de producto que sea aplicable para la evaluación clínica de ese tipo de producto, cuando se disponga de tal especificación común; o
- que sean suturas, grapas quirúrgicas, productos de obturación dental, aparatos de ortodoncia, coronas dentales, tornillos, cuñas, placas, alambres, alfileres, clips o conectores, cuya evaluación clínica esté suficientemente avalada por datos clínicos y sea conforme con la correspondiente especificación común de producto que sea aplicable, cuando se disponga de dicha especificación común.

Los productos sujetos a evaluación (VITA AKZENT PLUS, VITA INTERNO) fueron legalmente introducidos en el mercado y puestos en servicio de conformidad con la Directiva 93/42/CEE, y su evaluación clínica está basada en datos clínicos suficientes y se ajusta a las correspondientes especificaciones comunes de producto aplicables para la evaluación clínica de este tipo de productos. Por consiguiente, no son necesarias investigaciones clínicas para acreditar la seguridad clínica y se lleva a cabo una evaluación clínica.

#### b) Evaluación clínica

*Extracto del resumen definitivo de la evaluación clínica “Cerámicas de recubrimiento y maquillajes VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG” en: novineon CRO GmbH Noviembre de 2021/Rev.4: [...]*

Sobre la base de la documentación proporcionada por VITA y de la literatura científica actual, llegamos a la conclusión de que los riesgos potenciales asociados a la utilización de cerámicas de recubrimiento y maquillajes son riesgos residuales aceptables para el paciente y el usuario. Los principales riesgos clínicos, el desconchamiento de la superficie de la restauración y el empeoramiento de la adaptación cromática se describen de forma detallada en la literatura científica. Además, VITA también tuvo en cuenta los riesgos para la salud de los protésicos dentales asociados al uso profesional de los materiales. Sobre la base de la literatura científica pertinente, llegamos a la conclusión de que los riesgos asociados a la utilización de cerámicas dentales de este tipo están bien documentados en la literatura publicada y, por consiguiente, son bien conocidos por los odontólogos y los protésicos dentales formados en la materia. Si se observan todas las advertencias y

precauciones de uso, las cerámicas de recubrimiento y los maquillajes presentan un perfil de beneficio-riesgo aceptable. [...]”

### c) Seguimiento clínico poscomercialización (PMCF)

Puede que no sean necesarios estudios PMCF si ya se conocen la seguridad y el funcionamiento clínico a medio/largo plazo por usos anteriores del producto o si otras medidas de seguimiento adecuadas proporcionarían datos suficientes tras la comercialización para gestionar los riesgos.

Las indicaciones y los tratamientos de los productos sanitarios odontológicos VITA son métodos clínicos conocidos. Los principios fundamentales de la utilización de materiales dentales han permanecido inalterados desde principios del siglo XX.

El seguimiento poscomercialización de VITA recaba datos clínicos relevantes en una medida que satisface los requisitos del Reglamento europeo sobre productos sanitarios (UE 2017/745) (MDR) para evaluar y confirmar debidamente la seguridad de los productos sanitarios.

De ahí que para VITA AKZENT PLUS y VITA INTERNO no sean necesarios estudios PMCF y estos no formen parte de este SSCP.

### d) Conclusión sobre la seguridad y el funcionamiento clínico de productos sanitarios

VITA garantiza la seguridad clínica de sus productos también tras su comercialización, actualizando continuamente la evaluación clínica de sus productos sanitarios y sometiéndolos a un seguimiento en el mercado conforme a los requisitos del Reglamento europeo sobre productos sanitarios (UE 2017/745) (MDR) y a la guía MEDDEV 2.7/1 Revisión 4.

Para VITA AKZENT PLUS y VITA INTERNO puede constatarse que la evaluación clínica de los productos confirma de manera concluyente su seguridad y funcionamiento clínico. No existen dudas sobre la seguridad y fiabilidad de los productos. Pueden utilizarse con seguridad de la manera comunicada por VITA por lo que respecta a indicaciones, contraindicaciones, cumplimiento de las indicaciones de seguridad y riesgos residuales.

### Perfil y formación recomendados de los usuarios

Los productos dentales VITA están concebidos para su utilización por usuarios profesionales. Esta especificación se indica mediante la identificación de los productos VITA con el símbolo "Rx only". Los usuarios especializados son odontólogos y protésicos dentales que, en virtud de sus años de formación profesional y/o de sus estudios, cuentan con excelentes conocimientos previos sobre la utilización de nuestros productos. VITA ofrece específicamente para los productos VITA cursos de actualización que son responsabilidad de los usuarios profesionales. Esto garantiza la manipulación segura de los productos VITA en todas las fases del proceso de utilización.

### Información sobre riesgos residuales y efectos no deseados, así como advertencias y precauciones

#### a) Riesgos residuales

Encontrará información sobre los riesgos residuales específicos de los productos en el sitio web de VITA en [Centro de descargas. Seguridad del producto \(vita-zahnfabrik.com\)](http://vita-zahnfabrik.com)

Nota: Se trata de posibles complicaciones y riesgos residuales del grupo de productos odontológicos en general, y no de riesgos y complicaciones específicos de los materiales de VITA.

El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.

#### b) Efectos no deseados

No se conocen efectos no deseados de los productos.

#### c) Advertencias y precauciones

- **Aerosol extremadamente inflamable**

Glaseado de cerámica pulverizable. Solo para uso odontológico. No concebido para la aplicación intraoral. Agitar bien antes del uso. Envase a presión: no perforar ni quemar. Proteger de la radiación solar y de temperaturas superiores a 50 °C. No abrir por la fuerza ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. - No fumar. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes. **IMPORTANTE:** Los sprays de glaseado VITA AKZENT Plus no deben utilizarse en combinación con opaquers pulverizables.



- En procesos que conlleven la formación de polvo, utilizar un sistema de aspiración o una mascarilla protectora.



*Estas advertencias y precauciones también se incluyen en las respectivas instrucciones de uso de los productos.*