

VITA VMK Master®

Bitte Gebrauchsanweisung vor Produktanwendung lesen.
VITA VMK Master ist eine Verblendkeramik für Metallgerüste im konventionellen WAK-Bereich.

Zweckbestimmung

VITA VMK Master Produkte sind keramische Materialien für dentale Behandlungen.

Patientenzielgruppe

Keine Einschränkungen.

Vorgesehener Anwender

Ausschließlich Fachanwender: Zahnärzte und Zahntechniker (Rx only).

Indikation

VITA VMK Master ist eine Feldspat-Verblendkeramik für Metallunterkonstruktionen im üblichen WAK-Bereich von 13,8 - 15,2 10-6 K-1.

Kontraindikation

- Bei Unterkonstruktionen außerhalb des empfohlenen WAK-Bereichs
- Bei Parafunktionen (z. B. Bruxismus)
- Wenn die Mindestschichtstärken der Keramik nicht eingehalten werden können
- Bei unzureichender Mundhygiene

Produktanwendung/-bedienung

Workflow:

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung folgenden Workflow:

1. Gerüstvorbereitung,
2. Oxidbrand gemäß Vorgaben des Legierungsherstellers,
3. Washauftrag
4. Opakerbrand
5. DENTINE-Auftrag,
6. ENAMEL-Auftrag,
7. Korrekturauftrag (optional),
8. Formkorrekturen,
9. Charakterisierung/Glasurbrand

Brennführung:

Vt. °C	→ min.	↗ °C/min.	ca. Temp °C**	→ min.	↘ °C	Vac.
500	6.00	80	Washbrand 960	1.00	--	on
			Opakerbrand 950	1.00	--	on
		55	1. Dentinbrand 930	1.00	--	on
		80	Glasurbrand AKZENT PLUS GLAZE Paste 920	1.00	--	--

Empfohlene Produktkombinationen

Empfohlene Produktkombinationen mit entsprechenden VITA Systemkomponenten, entsprechende Verarbeitungsempfehlungen und Einschränkungen hinsichtlich der Kombierbarkeit des Produktes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung I Vollversion.

Lagerung/Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen. Die mit einem Gefahrstoff-Piktogramm gekennzeichneten Produkte sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Recycelbare Abfälle (wie Attachments, Papier, Kunststoffe) sind über entsprechende Recyclingsysteme zu entsorgen. Kontaminierte Produktreste sind, gemäß der regionalen Vorschriften, ggf. vorzubehandeln und gesondert zu entsorgen. Kontaminierte Produktreste sind, gemäß den regionalen Vorschriften, ggf. vorzubehandeln und gesondert zu entsorgen.

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften	Maßeinheit	Wert
Säurelöslichkeit	µg/cm ²	~ 5
3-Punkt-Biegefestigkeit	MPa	~ 90
Wärmeausdehnungs-koeffizient WAK	10 ⁻⁶ K ⁻¹	13,2 - 13,7

Chemische Zusammensetzung	Gew-%
SiO ₂	52 - 70
Al ₂ O ₃	13 - 17
K ₂ O	8 - 10
Na ₂ O	5 - 7
BaO	2 - 4
B ₂ O ₃	1 - 2
CaO	1 - 2
CeO ₂	< 1
ZrO ₂	< 1
TiO ₂	< 1
Fe ₂ O ₃	< 1
O ₂ Sn	< 1
MgO	< 1

Sicherheitshinweise

- Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille/ Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Bei Staubbildung müssen Absaugung oder Staubschutzmaske benutzt werden.

Produktsicherheit

Informationen zur Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen in Verbindung mit Medizinprodukten, generelle Risiken bei Dentalbehandlungen, Restrisiken sowie (wenn zutreffend) Kurzberichte über klinische Sicherheit und Leistung (SSCPs) finden Sie unter https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety

Sicherheitsdatenblätter können unter www.vita-zahnfabrik.com heruntergeladen oder per Fax unter (+49) 7761-562-233 angefordert werden.



Haftungsausschluss

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes.

Herausgabe dieser Gebrauchsanweisung: 2022-08

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

Kennzeichnung

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgendes Produkt trägt die Kennzeichnungen **VITA VMK Master®**.

CE0124 Rx only MD i

CH REP VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 562-0
Fax +49 (0) 7761 562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA VMK Master®

Please read the instructions for use before using the product.
VITA VMK Master is a veneering ceramic for metal substructures in the conventional CTE range.

Intended purpose

VITA VMK Master products are ceramic materials for dental treatments.

Patient target group

No restrictions.

Intended user

Dental professionals only: dentists and dental technicians (Rx only).

Indication

VITA VMK Master is a feldspar veneering ceramic for metal substructures in the usual CTE range of 13.8 - 15.2 10⁻⁶ K⁻¹.

Contraindication

- For substructures not within the recommended CTE range
- For parafunctions (e.g., bruxism)
- If minimum layer thicknesses of the ceramic can not be adhered to
- In cases of inadequate oral hygiene

Product application/control

Workflow:

Please adhere to the following workflow when using this product:

1. Substructure preparation
2. Oxide firing in accordance with the specifications of the alloy manufacturer
3. Wash application
4. Opaque firing
5. Application of DENTINE
6. Application of ENAMEL
7. Application of corrective material (optional)
8. Adjustments of the shape
9. Characterization / glaze firing

Firing:

Preheat temp. °C	→ min.	↗ °C/min.	approx. temp °C**	→ min.	↘ °C	Vac.
500	6.00	80	Washbake 960	1.00	--	on
			Opaque firing 950	1.00	--	on
		55	First dentine firing 930	1.00	--	on
		80	Glaze firing AKZENT PLUS GLAZE Paste 920	1.00	--	--

Recommended product combinations

For recommended product combinations with corresponding VITA system components, corresponding processing recommendations and restrictions regarding the combination possibilities of the product, please refer to the instructions for use | full version.

Storage/disposal

They can be disposed of with household waste. The products labelled with a pictogram for hazardous substances are to be disposed of as hazardous waste. Recyclable waste (such as attachments, paper and plastics) must be disposed of using appropriate recycling systems. If necessary, contaminated product residues should be pretreated in accordance with regional regulations and disposed of separately. If necessary, contaminated product residues should be pretreated in accordance with regional regulations and disposed of separately.

Technical data

Physical properties	Unit of measure	Value
Solubility in acids	µg/cm ²	~ 5
3-point flexural strength	MPa	~ 90
Coefficient of thermal expansion (CTE)	10 ⁻⁶ K ⁻¹	13.2 - 13.7

Chemical composition	Wt%
SiO ₂	52 - 70
Al ₂ O ₃	13 - 17
K ₂ O	8 - 10
Na ₂ O	5 - 7
BaO	2 - 4
B ₂ O ₃	1 - 2
CaO	1 - 2
CeO ₂	< 1
ZrO ₂	< 1
TiO ₂	< 1
Fe ₂ O ₃	< 1
O ₂ Sn	< 1
MgO	< 1

Safety information

- While work is in progress, wear suitable safety goggles/face protection, gloves and protective clothing.
- In case of formation of dust, an extraction system or a dust protection mask must be used.

Product reliability

Information on reporting serious incidents in connection with medical devices, general risks associated with dental treatments, residual risks and (if applicable) short clinical safety and performance reports (SSCPs) can be found at https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety

The safety data sheets can be downloaded at www.vita-zahnfabrik.com or requested by fax at (+49) 7761-562-233.



Disclaimer

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We do not accept any liability for damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept any liability if the product is used in conjunction with materials or equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with our product and this results in damage. The VITA Modulbox is not necessarily a component of the product.

Date of issue of this information for Use: 2022-08

After the publication of this information for use, any previous versions become obsolete. The current version can be found under www.vita-zahnfabrik.com

Marking

VITA Zahnfabrik has been certified, and the following product bears the marks VITA VMK Master®.



CH REP VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen Germany
Tel. +49 (0) 7761 562-0
Fax +49 (0) 7761 562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA VMK Master®

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation du produit.

Le produit VITA VMK Master est une céramique cosmétique feldspathique dans une plage de CDT classique.

Usage prévu

Les produits VITA VMK MASTER sont des matériaux céramique pour traitements dentaires.

Groupe de patients cible

Aucune limitation.

Utilisateurs auxquels le système est destiné

Utilisateurs professionnels uniquement : dentistes et prothésistes dentaires (Rx only).

Indications

Le produit VITA VMK Master est une céramique cosmétique feldspathique pour les armatures métalliques dans une plage de CDT classique d'env. 13,8–15,2 10-6 K-1.

Contre-indications

- Infrastructure en dehors de la plage CDT recommandée.
- Parafonctions (p. ex. bruxisme).
- Impossibilité de respecter l'épaisseur minimale de céramique.
- Hygiène bucco-dentaire insuffisante.

Utilisation / Mise en œuvre du produit

Flux de travail

Lors de la mise en œuvre, respecter le déroulement des opérations suivant.

1. Préparation de l'infrastructure.
2. Cuisson d'oxydation selon les prescriptions du fabricant de l'alliage.
3. Application d'un lait opaque.
4. Cuisson de l'opaque.
5. Application DENTINE.
6. Application ENAMEL.
7. Application de correction (en option).
8. Retouches anatomiques.
9. Caractérisation / Cuisson de glaçage

Exécution de la cuisson

Prés. °C	→ min.	↗ °C/min	Temp. env. °C**	→ min.	↘ °C	Vide
500	6.00	80	Cuisson de lait 960	1.00	--	on
			Cuisson de l'opaque 950	1.00	--	on
		55	1 ^{re} cuisson de dentine 930	1.00	--	on
		80	Glaçage AKZENT PLUS GLAZE Paste 920	1.00	--	--

Combinaisons de produits recommandées

Pour des combinaisons de produits recommandées avec les composants du système VITA correspondants, les recommandations de mise en œuvre correspondantes et les restrictions concernant la possibilité de combinaison du produit, veuillez vous référer à la version intégrale du mode d'emploi.

Stockage / Élimination

Ils peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Les produits dotés du pictogramme de substance dangereuse doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Les déchets recyclables (comme les fixations, le papier, le plastique) doivent être éliminés par l'intermédiaire du circuit de recyclage correspondant. Les résidus de produits contaminés doivent être, le cas échéant, prétraités conformément aux réglementations régionales et éliminés séparément. Les résidus de produits contaminés doivent être, le cas échéant, prétraités conformément aux réglementations régionales et éliminés séparément.

Données techniques

Propriétés physiques	Unité de mesure	Valeur
Solubilité aux acides	µg/cm ²	~ 5
Résistance à la flexion en 3 points	MPa	~ 90
Coefficient de dilatation thermique CDT	10 ⁻⁶ K ⁻¹	13,2 - 13,7

Composition chimique	% en poids
SiO ₂	52 - 70
Al ₂ O ₃	13 - 17
K ₂ O	8 - 10
Na ₂ O	5 - 7
BaO	2 - 4
B ₂ O ₃	1 - 2
CaO	1 - 2
CeO ₂	< 1
ZrO ₂	< 1
TiO ₂	< 1
Fe ₂ O ₃	< 1
O ₂ Sn	< 1
MgO	< 1

Consignes de sécurité

- Porter une blouse, des gants et des lunettes/un masque facial pendant les travaux.
- En cas de formation de poussière, il faut utiliser une aspiration ou un masque de protection contre les poussières.

Sécurité des produits

Pour des informations sur le signalement des incidents graves liés aux dispositifs médicaux, des risques généraux associés aux traitements dentaires, des risques résiduels et (le cas échéant) des rapports sommaires sur la sécurité et les performances cliniques (SSPC) voir https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety

Les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être téléchargées sur www.vita-zahnfabrik.com ou être demandées par fax, au (+49) 7761-562-233.



Exclusion de la responsabilité

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit.

Version de ce mode d'emploi : 2022-08

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

Marquage

VITA Zahnfabrik est certifié et le produit suivant porte les marquages VITA VMK Master®.

CE 0124 Rx only MD i

CH REP VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Allemagne
Tél. +49(0)7761 562-0
Fax +49 (0) 7761 562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA VMK Master®

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

VITA VMK Master es una cerámica de recubrimiento para estructuras metálicas con un rango CET convencional.

Finalidad prevista

Los productos VITA VMK Master son materiales cerámicos para tratamientos dentales.

Grupo de pacientes destinatario

Sin restricciones.

Usuario previsto

Exclusivamente personal especializado: odontólogos y protésicos dentales (Rx only).

Indicaciones

VITA VMK Master es una cerámica de feldespato para el recubrimiento de subestructuras metálicas con un rango CET habitual de 13,8-15,2 10-6 K-1.

Contraindicaciones

- En caso de subestructuras fuera del CET recomendado.
- Pacientes con parafunciones (p. ej., bruxismo).
- Si no se pueden respetar los grosores mínimos de la cerámica.
- Pacientes con una higiene bucal insuficiente.

Utilización/manejo del producto

Flujo de trabajo

Observe el siguiente flujo de trabajo durante la manipulación:

1. Preparación de la estructura
2. Cocción de óxido siguiendo las instrucciones del fabricante de la aleación
3. Aplicación de wash
4. Cocción del opáquer
5. Aplicación de DENTINE
6. Aplicación de ENAMEL
7. Aplicación de material de corrección (opcional)
8. Correcciones de la forma
9. Caracterización/cocción de glaseado

Proceso de cocción:

Presec. °C	→ min	↗ °C/min	Temp. aprox. °C**	→ min	↘ °C	Vac.
500	6.00	80	Cocción wash 960	1.00	--	on
			Cocción del opáquer 950	1.00	--	on
		55	1.ª cocción de la dentina 930	1.00	--	on
		80	Glaseado AKZENT Plus GLAZE Paste 920	1.00	--	--

Combinaciones de producto recomendadas

Las combinaciones de producto recomendadas con los correspondientes componentes del sistema VITA, así como las correspondientes recomendaciones de uso y las limitaciones acerca de la combinación del producto, puede consultarlas en las Instrucciones de uso | Versión completa.

Almacenamiento/eliminación

Pueden eliminarse junto con la basura doméstica. Los productos identificados con un pictograma de sustancia peligrosa deben eliminarse como residuos peligrosos. Los residuos reciclables (como ataches, papel, plásticos) deben eliminarse a través de los correspondientes sistemas de reciclaje. En algunos casos, los restos de productos contaminados deben someterse a tratamiento previo y eliminarse por separado conforme a las normativas regionales. En algunos casos, los restos de productos contaminados deben someterse a tratamiento previo y eliminarse por separado conforme a las normativas regionales.

Datos técnicos

Propiedades físicas	Unidad de medida	Valor
Solubilidad en ácido	µg/cm ²	~ 5
Resistencia a la flexión de tres puntos	MPa	~ 90
Coefficiente de expansión térmica CET	10 ⁻⁶ K ⁻¹	13,2 - 13,7

Composición química	% en peso
SiO ₂	52 - 70
Al ₂ O ₃	13 - 17
K ₂ O	8 - 10
Na ₂ O	5 - 7
BaO	2 - 4
B ₂ O ₃	1 - 2
CaO	1 - 2
CeO ₂	< 1
ZrO ₂	< 1
TiO ₂	< 1
Fe ₂ O ₃	< 1
O ₂ Sn	< 1
MgO	< 1

Indicaciones de seguridad

- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- En procesos que conlleven la formación de polvo, utilizar un sistema de aspiración o una mascarilla protectora.

Seguridad del producto

Para información sobre la notificación de incidencias graves en relación con productos sanitarios, riesgos generales durante tratamientos dentales y riesgos residuales, así como (si procede) los resúmenes sobre seguridad y funcionamiento clínico (SSCP), consulte https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety.

Las fichas de datos de seguridad pueden descargarse en www.vita-zahnfabrik.com o solicitarse por fax en el número (+49) 7761-562-233.



Exoneración de responsabilidad

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto.

Publicación de estas instrucciones de uso: 2022-08

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

Identificación

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y el siguiente producto lleva los marcados VITA VMK Master®.

CE 0124 Rx only MD i

CH REP VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 562-0
Fax +49 (0) 7761 562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA VMK Master®

Leggere le istruzioni d'uso prima dell'uso.

VITA VMK Master è una ceramica feldspatica per strutture metalliche con CET convenzionale.

Destinazione d'uso

I prodotti VITA VMK Master sono materiali ceramici per trattamenti dentali.

Pazienti target

Nessuna limitazione.

Utilizzatore previsto

Esclusivamente professionisti del settore: odontoiatri e odontotecnici (Rx only).

Indicazioni

VITA VMK Master è una ceramica feldspatica per strutture metalliche con CET convenzionale di 13,8 – 15,2 10-6 K-1.

Controindicazioni

- Sottostrutture con CET che non rientra nei valori indicati
- Parafunzioni (ad es. bruxismo)
- Quando non è possibile attenersi agli spessori minimi della ceramica indicati
- Insufficiente igiene orale

Applicazione / uso del prodotto

Workflow:

Durante la lavorazione attenersi al seguente workflow:

1. Preparazione della struttura,
2. Cottura di ossidazione secondo le istruzioni del produttore della lega,
3. Applicazione Wash
4. Cottura dell'opaco
5. Applicazione DENTINE,
6. Applicazione ENAMEL,
7. Applicazione correttiva (opzionale),
8. Correzioni di forma,
9. Caratterizzazione/cottura finale

Cottura:

Prees. °C	→ min.	↗ °C/min.	ca. Temp °C**	→ min.	↘ °C	Vac.
500	6.00	80	Cottura wash 960	1.00	--	on
			Cottura dell'opaco 950	1.00	--	on
		55	1. cottura dentina 930	1.00	--	on
		80	cottura finale AKZENT PLUS GLAZE Paste 920	1.00	--	--

Combinazioni di prodotto consigliate

Per le combinazioni di prodotto con i componenti di sistema VITA consigliate, nonché le raccomandazioni per l'utilizzo e le restrizioni per quanto riguarda combinabilità del prodotto consultare le istruzioni d'uso complete.

Conservazione/Smaltimento

Lo smaltimento può essere effettuato con i rifiuti domestici. I prodotti contrassegnati con un pittogramma relativo ad una sostanza pericolosa vanno smaltiti come rifiuti pericolosi. Rifiuti riciclabili (come attachments, carta, plastica) vanno smaltiti in accordo ai rispettivi sistemi di raccolta differenziata. Residui di prodotto contaminati vanno eventualmente trattati e smaltiti separatamente in conformità alle indicazioni regionali. Residui di prodotto contaminati vanno eventualmente trattati e smaltiti separatamente in conformità alle indicazioni regionali.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche	Unità di misura	Valore
Solubilità agli acidi	µg/cm ²	~ 5
Resistenza a flessione a 3 punti	MPa	~ 90
Coefficiente di espansione termica CET	10 ⁻⁶ K ⁻¹	13,2 - 13,7

Composizione chimica	% in peso
SiO ₂	52 - 70
Al ₂ O ₃	13 - 17
K ₂ O	8 - 10
Na ₂ O	5 - 7
BaO	2 - 4
B ₂ O ₃	1 - 2
CaO	1 - 2
CeO ₂	< 1
ZrO ₂	< 1
TiO ₂	< 1
Fe ₂ O ₃	< 1
O ₂ Sn	< 1
MgO	< 1

Avvertenze di sicurezza

- Durante in lavoro indossare idonei occhiali / mascherina, guanti e indumenti di protezione.
- In caso di formazione di polvere lavorare con aspirazione o mascherine di protezione.

Sicurezza prodotto

Per informazioni su eventi gravi in combinazione con dispositivi medici, rischi generali dei trattamenti dentali, rischi residui e (se nel caso) sicurezza e prestazioni cliniche (SSCP) consultare https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety

Le schede di sicurezza possono essere scaricate da www.vita-zahnfabrik.com o richieste per fax a (+49) 7761-562-233.



Esclusione di responsabilità

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di queste istruzioni d'uso: 2022-08

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

Marcatura

VITA Zahnfabrik è certificata e il seguente prodotto è marcato: **VITA VMK Master®**.

CE 0124 Rx only MD i

CH REP VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 562-0
Fax +49 (0) 7761 562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik