

VITA ADIVA® M-PRIME

Metall-Haftvermittler

VITA ADIVA M-PRIME ist ein Haftvermittler zur Verbesserung der Haftung zwischen methacrylatbasierten zahnärztlichen Werkstoffen (z.B. VITA ADIVA F-CEM) und Restaurierungen aus Titan, Nichtedel- und Edelmetall-Legierungen. Auf Basis innovativer MDP-Technologie ermöglicht VITA ADIVA M-PRIME eine hervorragende Haftung.

Zusammensetzung

Zubereitung von adhäsiven Monomeren auf Basis von Aceton.

Indikation/Zweckbestimmung

Verbund von methacrylatbasierten zahnärztlichen Werkstoffen und Legierungen (alle Typen).

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen Bestandteile von VITA ADIVA M-PRIME.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgeschrifter Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionellen zahnärztlichen/zahntechnischen Anwender.

Instructions for use

VITA ADIVA® M-PRIME

Metal bonding agent

VITA ADIVA M-PRIME is a bonding agent to improve the adhesion between methacrylate-based dental materials (e.g., VITA ADIVA F-CEM) and restorations made of titanium, non-precious and precious metal alloys. Based on innovative MDP technology, VITA ADIVA M-PRIME provides excellent adhesion.

Composition

Preparation of adhesive monomers based on acetone.

Indication/intended purpose

Bonding of methacrylate-based dental materials and alloys (all types).

Features

The features of the product meet the requirements of the intended purpose.

Contraindications

For known allergies to components of VITA ADIVA M-PRIME.

Patient target group

Persons who are being treated as part of a dental procedure.

Intended user

The medical device is used by the professional dental/dental technical user.

Mode d'emploi

VITA ADIVA® M-PRIME

Adhésif métal

VITA ADIVA M-PRIME est un adhésif qui améliore l'adhérence des matériaux dentaires à base de méthacrylate (par ex. VITA ADIVA F-CEM) aux restaurations en titane, en alliages non précieux et précieux. Basé sur une technologie MDP innovante, VITA ADIVA M-PRIME permet une excellente adhérence.

Composition

Préparation de monomères adhésifs sur une base acétone.

Indication / Destination

Liaison de matériaux dentaires à base de méthacrylate et d'alliages (tous types).

Caractéristiques de performance

Les caractéristiques de performance du produit répondent aux exigences sa de destination.

Contre indications

En cas d'allergie reconnue aux composants de VITA ADIVA M-PRIME.

Groupe de patients cible

Les personnes qui reçoivent des soins dans le cadre d'une intervention dentaire.

Utilisateurs auxquels le système est destiné

L'utilisation du dispositif médical est effectuée par le dentiste/prothésiste dentaire professionnel.

Instrucciones de uso

VITA ADIVA® M-PRIME

Agente adhesivo para metal

VITA ADIVA M-PRIME es un agente adhesivo para mejorar la adhesión entre materiales odontológicos basados en metacrilato (p. ej., VITA ADIVA F-CEM) y restauraciones de titanio, aleaciones no preciosas y aleaciones preciosas. Gracias a la innovadora tecnología MDP, VITA ADIVA M-PRIME proporciona una adhesión excelente.

Composición

Preparado de monómeros adhesivos con base de acetona.

Indicaciones/finalidad prevista

Unión entre materiales odontológicos basados en metacrilato y aleaciones (de todo tipo).

Características

Las características del producto se corresponden con los requisitos de la finalidad prevista.

Contraindicaciones

En caso de alergia conocida a componentes de VITA ADIVA M-PRIME.

Grupo de pacientes destinatario

Personas que reciben un tratamiento odontológico.

Usuario previsto

Este producto sanitario está destinado exclusivamente para su uso profesional por el odontólogo/protesista dental.

Istruzioni d'uso

VITA ADIVA® M-PRIME

Adesivo per metalli

VITA ADIVA M-PRIME è un adesivo che favorisce l'adesione tra materiali dentali a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) e restauri in titanio, leghe non nobili e nobili. Grazie a un'innovativa tecnologia MDP, VITA ADIVA M-PRIME consente un'eccellente adesione.

Composizione

Preparazione di monomeri adesivi a base di acetone.

Indicazione/destinazione d'uso

Unione tra materiali odontoiatrici a base di metacrilato e leghe (tutti i tipi).

Caratteristiche prestazionali

Le caratteristiche prestazionali del prodotto corrispondono ai requisiti della destinazione d'uso.

Contraindicationi

In caso di allergia nota a componenti di VITA ADIVA M-PRIME.

Pazienti target

Personi sottoposte a intervento odontoiatrico.

Utilizzatore previsto

L'applicazione del dispositivo medico deve avvenire da parte di un utilizzatore professionale in ambito odontoiatrico/odontotecnico.

Anwendung
Konditionierung der Metalloberfläche

Abstrahlen der zu verklebenden oder zu verblendeten Restauration mit Edelkorund (Al_2O_3 , max 50 μm , Strahldruck 2 bar). Anschließend gestrahlt Oberfläche mit Öl-Luft trocken.

Applikation von VITA ADIVA M-PRIME

VITA ADIVA M-PRIME in Mischpalette vorlegen. Mit einem Einwegpinsel oder Microbrush auf die vorkonditionierten Verbundflächen in einer gleichmäßigen Schicht auftragen und 10 s einwirken lassen. Die flüchtigen Bestandteile leicht mit Druckluft verblasen.

Auf die so vorbehandelte Oberfläche kann ein methacrylatbasiertes Befestigungskomposit (z.B. VITA ADIVA F-CEM) gemäß Gebrauchsanweisung appliziert werden.

Lagerhinweise

Nicht über 25°C (77°F) lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Das Produkt ist leichtflüchtig. Behälter sofort nach Gebrauch wieder verschließen.
Zusätzliche Informationen/Warnhinweise

• VITA ADIVA M-PRIME enthält Aceton.

- Aceton ist leichtflüchtig. Nur in gut belüfteten Arbeitsräumen anwenden.
- Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Augenarzt hinzu ziehen.
- Bei Hautkontakt mit viel Wasser spülen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukteverordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Markierung der Verpackung

	Symbol für „Herstellertag“
	Symbol für „Hersteller“
	Symbol für „Verwendbar bis“
	Symbol für „Chargenbezeichnung“
	Symbol für „Lagertemperatur“
	Symbol für „Artikelnummer“

Garantie

Harvard Dental International GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Harvard übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuferlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Harvard in der Reparatur oder dem Ersatz des Harvard Dental International GmbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Harvard Dental International GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Sicherheitshinweise

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter können unter www.vita-zahnfabrik.com/sds heruntergeladen werden.



Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2022-12

Rx only (nur für professionelle Anwender)

Vertreib

VITA VITA Zahnfabrik - H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 - 79713 Bad Säckingen - Germany
Tel. +49 (0) 7761 562-0
Fax +49 (0) 7761 562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstraße 2-4
15366 Hoppegarten
Germany
Tel. +49 (0) 30 / 99 28 978-0
Fax +49 (0) 30 / 99 28 978-19
www.harvard-dental-international.de
info@harvard-dental-international.de

CE 0482

Instructions for use

VITA ADIVA® M-PRIME

Metal bonding agent

VITA ADIVA M-PRIME is a bonding agent to improve the adhesion between methacrylate-based dental materials (e.g., VITA ADIVA F-CEM) and restorations made of titanium, non-precious and precious metal alloys. Based on innovative MDP technology, VITA ADIVA M-PRIME provides excellent adhesion.

Composition

Preparation of adhesive monomers based on acetone.

Indication/intended purpose

Bonding of methacrylate-based dental materials and alloys (all types).

Features

The features of the product meet the requirements of the intended purpose.

Contraindications

For known allergies to components of VITA ADIVA M-PRIME.

Patient target group

Persons who are being treated as part of a dental procedure.

Intended user

The medical device is used by the professional dental/dental technical user.

Instructions for use

VITA ADIVA® M-PRIME

Adhésif métal

VITA ADIVA M-PRIME est un adhésif qui améliore l'adhérence des matériaux dentaires à base de méthacrylate (par ex. VITA ADIVA F-CEM) aux restaurations en titane, en alliages non précieux et précieux. Basé sur une technologie MDP innovante, VITA ADIVA M-PRIME permet une excellente adhérence.

Composition