

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Guide de démarrage rapide



Colorants indépendants du CDT
pour le contrôle de la saturation

VITA – perfect match.

VITA

> VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS – FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Les CHROMA STAINS sont

- des colorants pour céramique indépendants du CDT pour les céramiques cosmétiques courantes, les céramiques monolithiques en zircone, céramiques silicatées ou feldspathiques comme par ex. VITABLOCS, VITA YZ SOLUTIONS, VITA LUMEX AC, VITA VM 13 et VITA AMBRIA.

Avec CHROMA STAINS, vous bénéficiez des avantages suivants

- Adaptation chromatique simple dans les groupes de couleurs correspondants
- Propriétés de mise en œuvre impressionnantes, comme une application simple
- Résultats très esthétiques grâce au maquillage de surface

> COMPOSANTS DU SYSTÈME



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Utilisation des CHROMA STAINS sur une base définie



	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3
Chroma Stains A	▶▶▶▶														
Chroma Stains B						▶▶▶▶									
Chroma Stains C										▶▶▶▶					
Chroma Stains D															▶▶▶▶

Attention : un changement de saturation n'est possible qu'au sein d'un même groupe de couleurs. Les VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS ont été développés dans le but d'intensifier la saturation au sein d'un même groupe de couleurs. L'intensité du colorant varie selon la consistance du mélange. Plus la consistance est épaisse, plus vous pouvez saturer les restaurations.

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Exemple d'utilisation pour une restauration antérieure unique



1 - Détermination de la couleur.



La couleur de le restauration ne s'intègre pas à celle des autres dents.



2 - Application CHROMA STAINS.
Cuisson de fixation des colorants ou cuisson combinée avec VITA AKZENT Plus GLAZE (voir tableau des cuissons).



Adaptation chromatique parfaite de la restauration aux autres dents

📄 Contrôle de la saturation

▶ Consistance mince



▶ Consistance épaisse



! **Attention** : éviter la formation de surépaisseurs. Si vous souhaitez une restauration nettement plus saturée, nous vous recommandons d'exécuter deux cuissons.

* La consistance de VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste correspond à 1:2.

VITA AKZENT® Plus – Tableaux de cuisson

Programme de cuisson conseillé

CUISSON DE GLAÇAGE POWDER – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Prés. °C	→ min*	↗ min	↗ °C/min	Temp. env. °C	→ min	Vide min	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC avec GLAZE LT Powder	400	4.00	-	50	750	1.00	-	500**
VITA AMBRIA GLAZE LT	400	6.00	4:22	80	750	1.00	-	500**
Cuisson de fixation des colorants	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

*) Lors de la cuisson des pâtes, le temps de préchauffage doit être allongé de 4 à 6 min au minimum (VITA LUMEX AC 8 min).

**) Le refroidissement lent jusqu'à la température correspondante est conseillé pour la dernière cuisson de céramique cosmétique prévue. Le lift des appareils VITA VACUMAT doit être dans une position > 75 %. La pièce à cuire doit être à l'abri de toute arrivée d'air directe.



! **Attention :** tous les types de restauration peuvent également être glacés avec VITA AKZENT Plus GLAZE LT. Dans ce cas, il est possible de réduire la température jusqu'à 750 °C.





ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Questions au sujet des produits VITA ?

Les **prothésistes et conseillers techniques expérimentés** sont à votre disposition :

- ▶ **Téléphone +49(0) 7761/562222**
- ▶ **Courriel info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8 h - 17 h (HEC)**



ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?

Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ**,
de vidéos et de modules de formation.

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



CE 0124



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299
Hotline: Tel. +49 7761 562-222 · Fax +49 7761 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik