

Informazione per il paziente:

Procedura per una pulizia sicura della protesi

Gentile paziente,

oggi ha ricevuto la Sua nuova protesi - La ringraziamo per la fiducia accordataci! La protesi è stata realizzata in modo specifico per Lei e Le dona un sorriso naturale, oltre ad un elevato comfort di utilizzo. Per poter usufruire della Sua protesi il più a lungo possibile e preservare la Sua salute orale, se ne prenda cura seguendo le istruzioni passo-passo sotto riportate per la pulizia quotidiana:

1. Risciacquo

Pulisca accuratamente la protesi alla mattina e alla sera sotto l'acqua corrente tiepida, in modo da rimuovere i residui di cibo e prevenire l'accumulo di placca.

👉 Consiglio: raccomandiamo di pulire la protesi sopra un lavandino pieno d'acqua o prima posizionando un asciugamano. Questo protegge la protesi nel caso in cui la si faccia cadere accidentalmente durante la pulizia.



2. Detersione delicata

Quindi, facendo attenzione, pulisca la protesi con

- uno spazzolino a setole morbide
- e sapone liquido o detergente

In seguito, sciacqui a fondo la protesi. In particolare, faccia attenzione a:

- gli spazi interstiziali tra i denti
- la zona tra la gengiva e il dente
- le aree difficili da raggiungere



3. Detersione profonda

Dopo la pulizia quotidiana consigliamo di conservare la protesi in un bicchiere d'acqua tiepida senza l'utilizzo di una compressa per la pulizia, per contribuire a mantenerla idratata e quindi a preservare le caratteristiche del materiale e ad evitare la formazione di punti fragili.



4. Prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare la protesi, la sciacqui nuovamente a fondo sotto l'acqua corrente.





Cosa evitare

VITA

Per mantenere la protesi in buone condizioni a lungo eviti quanto segue:

- Spazzolino a setole dure – può danneggiare la superficie
- Dentifricio esfoliante – causa graffi
- Dentifricio sbiancante – erode la superficie
- Acqua molto calda o bollente – può deformare la protesi
- Detergenti aggressivi (come acidi o solventi)
- Utilizzo improprio – eviti che la protesi possa cadere, in particolare sulla superficie dura del lavandino

👉 Consiglio: pulisca sempre la protesi tenendola al di sopra di una superficie morbida (acqua o asciugamano).

Indicazioni importanti per l'utilizzo

- Pulisca la protesi regolarmente, ogni giorno
- Se possibile, la sciacqui brevemente anche dopo i pasti
- Quando non viene utilizzata, conservi la protesi in acqua
- In caso di alterazioni (es. inserimento non perfetto, comfort ridotto), si rivolga al Suo odontoiatra di fiducia

Indicazioni relative alle protesi parziali flessibili

Prima dell'inserimento:

Immerga la protesi per un massimo di 5 minuti in acqua calda (temperatura massima 40 °C) per facilitare l'inserimento e proteggere i ganci.



La pulizia regolare e i controlli da parte del Suo odontoiatra di fiducia contribuiscono in modo fondamentale a mantenere a lungo la funzionalità e l'estetica della Sua protesi.

Le auguriamo una masticazione sempre efficace!

Il Suo odontoiatra

Con i complimenti del Suo odontoiatra di fiducia



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germania
Tél. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299
Hotline: Tél. +49 7761 562-222 · Fax +49 7761 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik