





Tablas de cocción VITA In-Ceram en el VITA INCERAMAT 3T

VITA In-Ceram ALUMINA



VITA In-Ceram ALUMINA estructuras de coronas *Técnica de barbotina*

	Progr. n°	 1	Temp 1	Tiempo 1	 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de sinterización	4	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
Cocción de infiltración de vidrio	5	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00



VITA In-Ceram ALUMINA estructuras de puentes *Técnica de barbotina*

	Progr. n°	 1	Temp 1	Tiempo 1	 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de sinterización	4	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
Cocción de infiltración de vidrio	6	0:03	200	0:00	0:30	1110	6:00



VITA In-Ceram ALUMINA estructuras de coronas *Técnica de barbotina*

	Progr. n°	 1	Temp 1	Tiempo 1	 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de infiltración de vidrio	7	0:03	200	0:00	0:30	1140	1:00

VITA In-Ceram ALUMINA estructuras de puentes *Técnica de barbotina*

	Progr. n°	 1	Temp 1	Tiempo 1	 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de infiltración de vidrio	8	0:03	200	0:00	0:30	1140	2:00

VITA In-Ceram ALUMINA *Técnica sprint*

	Progr. n°	 1	Temp 1	Tiempo 1	 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de sinterización	12	0:03	120	0:00	0:30	1120	2:00
Cocción de infiltración de vidrio	13	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00



VITA

Tablas de cocción VITA In-Ceram en el VITA INCERAMAT 3T

VITA In-Ceram SPINELL

VITA In-Ceram SPINELL estructuras inlay- onlay

	Progr. n°	↗ 1	Temp 1	Tiempo 1	↗ 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de sinterización	1	0:03	120	0:00	2:00	1180	2:00

VITA In-Ceram SPINELL estructuras de coronas

	Progr. n°	↗ 1	Temp 1	Tiempo 1	↗ 2	Temp 2	Tiempo 2
1ª cocción de sinterización	2	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
2ª cocción de sinterización	3	0:03	120	0:00	1:00	1180	2:00

VITA In-Ceram ZIRCONIA

VITA In-Ceram ZIRCONIA Técnica de barbotina

	Progr. n°	↗ 1	Temp 1	Tiempo 1	↗ 2	Temp 2	Tiempo 2
1ª cocción de sinterización	9	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
2ª cocción de sinterización	3	0:03	120	0:00	1:00	1180	2:00
Cocción de infiltración de vidrio	11	0:03	200	0:00	0:50	1140	2:30

VITA In-Ceram ZIRCONIA Técnica de tallado

	Progr. n°	↗ 1	Temp 1	Tiempo 1	↗ 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de infiltración de vidrio	11	0:03	200	0:00	0:50	1140	2:30

VITA In-Ceram ZIRCONIA Técnica *sprint*

	Progr. n°	↗ 1	Temp 1	Tiempo 1	↗ 2	Temp 2	Tiempo 2
Cocción de sinterización	10	0:03	120	0:00	0:30	1180	2:00
Cocción de infiltración de vidrio	13	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00



VITA