

## VITAVM®13 Programa de cocción

	Progr. Nr.	Pre-sec. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Cocción de oxidación	73	Consulte las instrucciones del fabricante de la aleación!!						
Cocción de WASH OPAQUE	74	500	2.00	5.12	75	890	2.00	5.12
Cocción de WASH OPAQUE PASTE	75	500	4.00	5.12	75	890	2.00	5.12
Cocción de OPAQUE	76	500	2.00	5.12	75	890	1.00	5.12
Cocción de OPAQUE PASTE	77	500	4.00	5.12	75	890	1.00	5.12
Cocción de WASH OPAQUE para aleaciones de metal no precioso	88	500	2.00	5.52	75	940	2.00	5.52
Cocción de WASH OPAQUE PASTE para aleaciones de metal no precioso	89	500	4.00	5.52	75	940	2.00	5.52
Cocción de OPAQUE para aleaciones de metal no precioso	90	500	2.00	5.36	75	920	1.00	5.36
Cocción de OPAQUE PASTE para aleaciones de metal no precioso	91	500	4.00	5.36	75	920	1.00	5.36
Cocción de MARGIN	78	500	6.00	7.05	55	890	2.00	7.05
Cocción de EFFECT LINER	79	500	6.00	7.05	55	890	1.00	7.05
1ª cocción de la dentina	80	500	6.00	6.55	55	880	1.00	6.55
2ª cocción de la dentina	81	500	6.00	6.44	55	870	1.00	6.44
Cocción final	82	500	0.00	4.45	80	880	2.00	-
Cocción final con VITA AKZENT Plus	83	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-
Cocción de corrección con COR	84	500	4.00	6.00	50	800	1.00	6.00

El resultado de la cocción de cerámica dental depende en gran medida de la conducción individual de la cocción por parte del usuario, es decir, del tipo de horno, de la posición de la sonda térmica, del soporte de la pieza, del tamaño de la pieza, etc.

Nuestras recomendaciones de uso técnico para la temperatura de cocción (independientemente de que se hagan de forma oral, de forma escrita o por medio de instrucciones prácticas) se basan en numerosos ensayos y en nuestra experiencia propia. No obstante, estas indicaciones deben entenderse sólo como valores indicativos.

En el caso de que no se consiga un resultado óptimo en cuanto a superficie, translucidez o nivel de lustre, debe adaptarse el proceso de cocción. Los parámetros decisivos para conducir el proceso de cocción son el aspecto y la calidad de la superficie de la pieza después de la cocción, y no la temperatura de cocción indicada en el aparato.

VITA shade, VITA made.

**VITA**