

VITAVM®15 Brenntabelle

	Progr. Nr.	Vt. °C	→	↗	↗	Temp. ca. °C	→	VAC min.
			min.	min.	°C/min		min.	
Oxidbrand	100	Bitte Angaben des Legierungsherstellers beachten!						
WASH OPAQUE Brand	101	400	2.00	6.00	70	820	1.00	6.00
WASH OPAQUE PASTE Brand	102	400	6.00	6.00	70	820	1.00	6.00
OPAQUE Brand	103	400	2.00	6.00	70	820	1.00	6.00
OPAQUE PASTE Brand	104	400	6.00	6.00	70	820	1.00	6.00
MARGIN Brand	105	400	6.00	8.12	50	810	1.00	8.12
EFFECT LINER Brand	105	400	6.00	8.12	50	810	1.00	8.12
1. Dentinbrand	106	400	6.00	8.00	50	800	1.00	8.00
2. Dentinbrand	107	400	6.00	7.48	50	790	1.00	7.48
Glanzbrand	108	400	0.00	4.52	80	790	1.00	-
Glanzbrand VITA AKZENT Plus	109	400	4.00	4.52	80	790	1.00	-
Glanzbrand VITA Glaze LT	110	400	4.00	4.45	80	780	1.00	-
Korrekturbrand mit COR	111	400	4.00	7.00	50	750	1.00	7.00

Bei Dentalkeramiken hängt das Brennergebnis sehr stark von der individuellen Brandführung des Anwenders ab, d.h. unter anderem von der Art des Ofens, der Lage des Temperaturfühlers, dem Brenngutträger sowie der Größe des Werkstückes bei der Brandführung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen für die Brenntemperaturen (unabhängig davon, ob sie mündlich, schriftlich oder im Wege praktischer Anleitungen erteilt werden) beruhen auf zahlreichen eigenen Erfahrungen und Versuchen. Dennoch können diese Angaben nur als Richtwerte für den Anwender angesehen werden.

Sollten Oberfläche, Transparenz oder Glanzgrad nicht dem unter optimalen Bedingungen zu erzielenden Brennergebnis entsprechen, ist die Brandführung dahingehend anzupassen. Entscheidend für die Brandführung ist nicht die, vom Gerät, angezeigte Brenntemperatur, sondern das Aussehen und die Oberflächenbeschaffenheit des Brennguts nach dem Brand.

VITA shade, VITA made.

VITA