

VITA ENAMIC® STAINS KIT: За по-голяма близост до естествения цвят

Естествените цветове нюанси сега се възпроизвеждат бързо и лесно



VITA определяне на цвят

VITA комуникация на цвят

VITA възпроизвеждане на цвят

VITA контрол на цвета

02.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Описание на продукта

Комплектът VITA ENAMIC STAINS KIT съдържа шест оцветителя плюс принадлежности за възпроизвеждане на естествени цветове нюанси на възстановявания от хибридна керамика. Свързването на оцветителя с възстановяването става посредством полимеризация. За запечатване на повърхностите е на разположение химическата глазура VITA ENAMIC GLAZE. По този начин се повишават

дълготрайността и блясъка на цветовете в устната среда. Обработката се извършва в пет прости стъпки: кондициониране на повърхността на възстановяването, смесване на цветовете и нанасянето им, междинна полимеризация, нанасяне на химическата глазура и крайна полимеризация.

моля обърнете!

Предимства на продукта

Бърза обработка

Просто нанесете оцветителите VITA ENAMIC върху възстановяването, полимеризирайте и сте готови! По този начин VITA ENAMIC - възстановяванията много бързо се характеризират цветово!

Голяма индивидуалност

С шестте оцветителя VITA ENAMIC всички индивидуални цветови нюанси и аномалии на естествените зъби могат да бъдат възпроизведени съвсем точно.

Лесна обработка

Интензивността на оцветителите VITA ENAMIC може да бъде добре управлявана чрез съотношението течност/цветен прах. Това дава възможност оцветителите да се нанасят както на малки порцийки, така и по-течливо.

Области на приложение

Оцветителите VITA ENAMIC са подходящи за характеризирани (оклузално / цервикално) на възстановявания от хибридна керамика VITA ENAMIC.

Данни за продукта

Предлагани цветове: VITA ENAMIC STAINS се предлагат в шестте цветови нюанса бял, пшенично жълт, кафяв, каки, син и черен.

Принадлежности: течност, глазура, почистваща течност, микрочетки, четка, плочка за смесване на цветовете, шпатула.

VITA ENAMIC® STAINS

VITA ENAMIC® STAINS KIT – Арт. №. EENSTKIT

Означение	Описание	Съдържание / Цвет
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 шишета от 2 g	бял, пшенично жълт, кафяв, каки, син и черен
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Шише	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	Шише	20 ml
VITA VMLC CLEANER	Шише	50 ml
Еднократни микрочетки - апликатори	Опаковка	от 20 броя
Четка №. 1	–	2 броя
Порцеланова плочка за смесване, черна	8,5 x 11 mm	1 брой
Шпатула за смесване, с два работни края	–	1 брой

VITA ENAMIC® STAINS KIT – единични опаковки

Означение	Описание	Съдържание / Цвет	Арт.-№.
VITA ENAMIC STAIN 1	Шише от 2 g	бял	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	Шише от 2 g	пшенично жълт	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	Шише от 2 g	кафяв	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	Шише от 2 g	каки	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	Шише от 2 g	син	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	Шише от 2 g	черен	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Шише	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZE, вкл.еднократни микрочетки - апликатори	Шише / Опаковка	20 ml / 20 броя	EENSTG20
VITA VMLC CLEANER	Шише	50 ml	CVMLC50
Еднократни микрочетки - апликатори	Опаковка	от 20 броя	EENSTMB20
Четка №. 1	–	1 брой	B085
Порцеланова плочка за смесване, черна	8,5 x 11 mm	1 брой	C014
Шпатула за смесване, с два работни края	–	1 брой	C013

Съвместимост на системите

За междинната и крайната полимеризация се препоръчват следните зъболекарски и зъботехнически уреди за полимеризация: Bluephase C8 (Fa. Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Fa. Ivoclar Vivadent), Valo (Fa. Ultradent), Speed Labolight (Fa. Hager & Werken), Heraflash (Fa. Heraeus Kulzer) и PolyLux PT (Fa. Dreve).

Допълнителна информация за VITA ENAMIC ще намерите на адрес: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA