

# VITA ENAMIC® STAINS KIT: pour plus de naturel

Reproduction rapide et simple des nuances naturelles



Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Édition 01.13

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Description du produit

Le VITA ENAMIC STAINS KIT comporte 6 colorants plus des accessoires pour la reproduction des nuances de teinte naturelles sur des restaurations en céramique hybride. La cohésion entre les colorants et la restauration s'effectue par voie de polymérisation. La glaçure chimique VITA ENAMIC GLAZE assure le scellement de la surface

ce qui contribue à la pérennité et à la brillance des teintes dans le milieu buccal. La mise en œuvre repose sur un principe simple en 5 étapes : conditionnement de la surface, mélange des teintes et application, polymérisation intermédiaire, application de la glaçure chimique et polymérisation finale.

## Avantages du produit

**Mise en œuvre rapide :**  
appliquer simplement les colorants VITA sur la restauration, polymériser et terminé ! Les caractérisations chromatiques des restaurations VITA ENAMIC sont donc rapides.

**Grande individualité :**  
avec les 6 colorants VITA ENAMIC, les nuances chromatiques et les anomalies des dents naturelles se reproduisent avec finesse.

**Simplicité de mise en œuvre :**  
la saturation des colorants VITA ENAMIC se module en jouant sur le ratio poudre/liquide. Il est ainsi possible d'appliquer les colorants aussi bien de manière ponctuelle que sur toute la surface.

## Champ d'indications

Les colorants VITA ENAMIC sont destinés aux caractérisations (occlusales / cervicales) des restaurations en céramique hybride VITA ENAMIC.

## Données du produit

Palette de teintes : les VITA ENAMIC STAINS sont proposés en six nuances white, corn, brown, khaki, blue et black.

Accessoires : liquide, glaçure, nettoyeur, Microbrush, pinceau, plaque de mélange, spatule.

## VITA ENAMIC® STAINS

### VITA ENAMIC® STAINS KIT – N° art. EENSTKIT

Désignation	Description	Contenu / Teinte
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 flacons de 2 g	white, corn, brown, khaki, blue und black
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Flacon	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	Flacon	20 ml
VITA VM LC CLEANER	Flacon	50 ml
Applicateurs à usage unique Microbrush	Boîte	20 pièces
Pinceau n° 1	–	2 pièces
Plaque de mélange en porcelaine noire	8,5 x 11 mm	1 pièce
Double spatule de mélange	–	1 pièce

### VITA ENAMIC® STAINS KIT – Articles à l'unité

Désignation	Description	Contenu / Teinte	N° art.
VITA ENAMIC STAIN 1	Flacon de 2 g	white	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	Flacon de 2 g	corn	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	Flacon de 2 g	brown	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	Flacon de 2 g	khaki	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	Flacon de 2 g	blue	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	Flacon de 2 g	black	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Flacon	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZE avec applicateurs à usage unique Microbrush	Flacon / Boîte	20 ml / 20 pièces	EENSTG20
VITA VM LC CLEANER	Flacon	50 ml	CVMLC50
Applicateurs à usage unique Microbrush	Boîte	20 pièces	EENSTMB20
Pinceau n° 1	–	1 pièce	B085
Plaque de mélange en porcelaine noire	8,5 x 11 mm	1 pièce	C014
Double spatule de mélange	–	1 pièce	C013

## Systèmes compatibles

Pour la polymérisation intermédiaire et la polymérisation finale, les appareils de polymérisation suivants pour cabinet dentaire et laboratoire sont recommandés :

Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) et Polyflux PT (Dreve).

Pour de plus amples informations sur VITA ENAMIC, consultez le site [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)

**VITA**