

VITA ENAMIC® STAINS KIT: per più naturalezza

Riproduzione rapida e semplice di tonalità cromatiche naturali



Presenza del colore VITA

Comunicazione del colore VITA

Riproduzione del colore VITA

Controllo del colore VITA

Data 01.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrizione prodotto

Il VITA ENAMIC STAINS KIT contiene 6 colori di pittura ed accessori per la riproduzione di tonalità cromatiche naturali su restauri in ceramica ibrida. L'unione dei supercolori con il restauro avviene per polimerizzazione. Per la sigillatura superficiale è disponibile la glasura chimica VITA ENAMIC GLAZE.

In tal modo si aumenta durata e brillantezza dei colori nell'ambiente orale. La lavorazione si suddivide in 5 fasi: condizionamento della superficie del restauro, miscelazione e applicazione dei supercolori, polimerizzazione intermedia, stesura della glasura chimica e polimerizzazione finale.

Vantaggi del prodotto

Lavorazione rapida:

E' sufficiente applicare i supercolori VITA ENAMIC sul restauro e polimerizzare. In tal modo è possibile individualizzare cromaticamente restauri VITA ENAMIC in tempi brevi.

Alta individualità:

Con i sei supercolori VITA ENAMIC si possono riprodurre in modo individualizzato tonalità cromatiche e anomalie dei denti naturali.

Lavorazione semplice:

Variando il rapporto tra liquido e colore in polvere è possibile intervenire sull'intensità dei supercolori VITA ENAMIC. L'applicazione dei colori può essere sia puntuale che fluida.

Indicazioni

I supercolori VITA ENAMIC sono indicati per la caratterizzazione (occlusale/cervicale) di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC.

Dati del prodotto

Colori: i VITA ENAMIC STAINS sono disponibili nelle sei tinte: white (bianco), corn (giallo), brown (marrone), khaki (arancio), blue (blu) e black (nero).

Accessori: Liquid, Glaze, Cleaner (detergente), Microbrush (microapplicatori), pennelli, piastra di miscelazione, spatola

VITA ENAMIC® STAINS

VITA ENAMIC® STAINS KIT – Cod. EENSTKIT

Denominazione	Descrizione	Contenuto / Colore
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 x flacone da 2 g	white, corn, brown, khaki, blue e black
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	flacone	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	flacone	20 ml
VITA VM LC CLEANER	flacone	50 ml
Microbrush applicatori monouso	confezione	da 20 pz.
Pennello Nr. 1	–	2
Piastra di miscelazione in ceramica nera	8,5 x 11 mm	1
Spatola di miscelazione, a 2 estremità	–	1

VITA ENAMIC® STAINS KIT – Confezione singole

Denominazione	Descrizione	Contenuto / Colore	Codice
VITA ENAMIC STAIN 1	flacone da 2 g	white (bianco)	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	flacone da 2 g	corn (giallo)	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	flacone da 2 g	brown (marrone)	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	flacone da 2 g	khaki (arancio)	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	flacone da 2 g	blue (blu)	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	flacone da 2 g	black (nero)	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	flacone	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZ, Eapl. di microbrush applicatori monouso	flacone / confezione	20 ml / à 20 Stück	EENSTG20
VITA VM LC CLEANER	flacone	50 ml	CVMLC50
Microbrush applicatori monouso	confezione	da 20 pz.	EENSTMB20
Pennello Nr. 1	–	1	B085
Piastra di miscelazione in ceramica nera	8,5 x 11 mm	1	C014
Spatola di miscelazione, a 2 estremità	–	1	C013

Compatibilità di sistema

Per le polimerizzazioni intermedie e finali si raccomandano i seguenti apparecchi polimerizzatori odontoiatrici e odontotecnici: Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) e Polylox PT (Dreve).

Per ulteriori informazioni su VITA ENAMIC consultare: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com