

VITA ENAMIC® STAINS KIT: Bardziej naturalnie

Teraz szybko i łatwo reprodukuje niuans kolorystyczne



VITA ustalanie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 03.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Opis produktu

Asortyment VITA ENAMIC STAINS KIT składa się z sześciu farbek oraz osprzętu, który służy do reprodukcji naturalnych niuansów kolorystycznych w uzupełnieniach z ceramiki hybrydowej. Spojenie farbek z uzupełnieniem następuje dzięki procesowi polimeryzacji. Do uszczelnienia powierzchni stosujemy chemiczną glazurę VITA ENAMIC.

Nałożona glazura podnosi trwałość i jaskrawość kolorów w środowisku jamy ustnej. Obróbka przeprowadzana jest w 5 etapach: odpowiednio przygotować powierzchnię uzupełnienia, wymieszać farbki i nałożyć, przeprowadzić polimeryzację, nanieść chemiczną glazurę, a następnie przeprowadzić polimeryzację końcową.

Zalety produktu

Szybka aplikacja

Farbki VITA ENAMIC nakładamy w odpowiedni sposób na uzupełnienie, a następnie polimeryzujemy! W ten sposób możemy szybko i efektywnie uzyskać właściwą charakterystykę.

Wysoki stopień indywidualności:

Przy pomocy sześciu farbek VITA ENAMIC możemy odtworzyć indywidualne niuanse kolorystyczne i anomalie spotykane w naturalnych zębach.

Prosta aplikacja

Zmieniając proporcje płynu do proszku koloryzującego możemy sterować intensywnością kolorów w farbkach VITA ENAMIC. Dzięki temu możemy nakładać kolory na większe obszary punktowo lub płaszczynowo.

Zakres zastosowania

Farbki VITA ENAMIC służą do charakteryzacji powierzchni okluzyjnych i szyjkowych w uzupełnieniach z ceramiką hybrydowej VITA ENAMIC

Informacje o produkcie

Asortyment kolorów VITA ENAMIC STAINS jest dostępny w sześciu kolorach: white, corn, brown, khaki, blue i black.

Akcesoria: płyn, glaze, cleaner, mały pędzelek, pędzelek, płytka do mieszania mas, szpatułka

VITA ENAMIC® STAINS

VITA ENAMIC® STAINS KIT – nr art. EC45TKIT

Oznaczenie	Opis	Zawartość/Kolor
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 x buteleczka 2g	white, corn, brown, khaki, blue i black
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Buteleczka	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	Buteleczka	20 ml
VITA VMLC CLEANER	Buteleczka	50 ml
Aplikatory jednorazowe	Opakowanie	20 sztuk
Pędzelek nr 1	---	2 sztuki
Porcelanowa płytka do mieszania mas (czarna)	8,5 x 11 mm	1 sztuka
Dwustronna szpatułka do mieszania	---	1 sztuka

VITA ENAMIC® STAINS KIT – w detalu

Oznaczenie	Opis	Zawartość/Kolor	Nr artykułu
VITA ENAMIC STAIN 1	Buteleczka 2 g	white	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	Buteleczka 2g	corn	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	Buteleczka 2g	brown	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	Buteleczka 2 g	khaki	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	Buteleczka 2g	blue	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	Buteleczka 2 gr	black	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Buteleczka	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZE włącznie z jednorazowym pędzelkiem	Buteleczka/Opakowanie	20 ml / 20 sztuk	EENSTG20
VITA VMLC CLEANER	Buteleczka	50 ml	CVMLC50
Jednorazowy pędzelek	Opakowanie	20 sztuk	EENSTMB20
Pędzelek nr 1	---	1 sztuka	B085
Porcelanowa płytka do mieszania mas (czarna)	8,5 x 11 mm	1 sztuka	C014
Dwustronna szpatułka do mieszania	---	1 sztuka	C013

Kompatybilność systemu

Dla polimeryzacji wstępnej i końcowej zalecamy następujące polimeryzatory stomatologiczne i protetyczne:

Bluephase C8 (Firma Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Firma Ivoclar Vivadent), Valo (Firma Ultradent), Speed Labolight (Firma Hager & Werken), Heraflash (Firma Heraeus Kulzer) i PolyLux PT (Firma. Dreve).

Dalsze informacje dotyczące VITA ENAMIC znajdują Państwo na stronie internetowej www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA