

VITA YZ® HT SHADE LIQUID



VITA YZ HT SHADE LIQUID is perfectly tailored to highly-translucent VITA YZ HT^{White} for coloring using the brush technique. The best results are obtained with the coloring liquids when this combination is used. The liquids can also be used in combination with VITA YZ HT^{Color} restorations. However, due to the pigments that are already present, deviations in terms of shade may occur prior to sintering.

Indication:

For complete or partial coloring of VITA YZ HT restorations.

Using the brush technique:

- Prior to final sintering, air-blow the VITA YZ HT framework structure.
- Protect the structure against damp prior to coloring.
- **Always shake the bottle thoroughly** (VITA YZ HT SHADE LIQUID) **before use!**

If the storage location is too warm, vapors could develop inside the bottle and pressure could build up. In this case, open the bottle carefully under a suction hood. You can then continue working as normal.

- Dip a metal-free brush (YZ HT SHADE LIQUID Brush) fully into the liquid and then wipe off on the edge of the container or dab gently with a tissue.

Proceed in the same way each time liquid is applied, otherwise differences in shade could occur.

- Then paint the structure using the brush in accordance with the pre-defined pattern. In order to prevent the liquid from being thinned out and to avoid contamination, always wash and dry the brush thoroughly after use and whenever a different color is used.

- SDry the structure under an appropriate infrared lamp (250 watts) for at least 45 minutes at 70 °C. In the case of larger, dense structures, a longer pre-drying time is recommended. A longer pre-drying time does not affect the shade result.

Do not perform sintering while moist, as differences in shade could occur as well as problems during sintering!

- After coloring, always close the liquids tightly in order to prevent them drying out.

Tooth shade	Shade Liquid	Number of brush strokes*		
		Cervical	Body	Incisal
A1	A1	4	3	2
A2	A2	4	3	2
A3	A3	4	3	2
A3.5	A3.5	4	3	2
B2	B2	4	3	2
C2	C2	4	3	2
D2	D2	4	3	2
1M1	1M1	3	2	1
1M2	1M2	3	2	1
2L1.5	2L1.5	3	2	1
2M2	2M2	3	2	1
3M2	3M2	4	3	2
3M3	3M3	4	3	2
4M2	4M2	3	2	1

* All statements are applicable for VITA YZ HT^{White}. These are reference values that may vary depending on brush pressure, handling, and on the amount of liquid.

Note: Keep the brush and the liquid away from metal (e.g. shaping instruments, devices, etc.) in order to prevent contamination. If using additional shades, make sure to clean the brush thoroughly in order to prevent contamination with other shades.

VITA YZ® HT SHADE LIQUID

Le VITA YZ HT SHADE LIQUID convient parfaitement pour colorer le VITA YZ HT^{White} très translucide. Les liquides colorants à appliquer au pinceau donnent d'excellents résultats avec ce matériau. Ils peuvent aussi s'utiliser pour les restaurations en VITA YZ HT^{Color}. Compte tenu des pigments déjà contenus dans le matériau avant frittage, des écarts de couleur sont toutefois possibles.

Indications

Pour la coloration partielle ou intégrale des restaurations en VITA YZ HT.

Application au pinceau

- Passer la soufflette sur l'infrastructure en VITA YZ HT avant le frittage final.
- Protéger la structure de l'humidité avant d'appliquer le liquide.
- **Bien agiter le flacon** (VITA YZ HT SHADE LIQUID) **avant chaque application !**

En cas de stockage à une température trop élevée, il est possible que des vapeurs se forment au sein du flacon avec en même temps une montée en pression. Dans ce cas, ouvrir prudemment le flacon sous une enceinte aspirante. Poursuivre ensuite le travail comme à l'accoutumée.

- Plonger un pinceau non métallique (YZ HT SHADE LIQUID Brush) entièrement dans le liquide puis égoutter sur le bord du flacon ou tamponner légèrement avec un mouchoir en papier.

Pratiquer ainsi pour chaque application afin de prévenir tout écart de couleur.

- Recouvrir la structure avec le pinceau selon le schéma indiqué. Bien laver et sécher le pinceau à chaque changement de couleur et après chaque application afin d'éviter toute contamination ou pénétration d'eau dans le liquide.

- Sécher la structure sous une lampe à infrarouge (250 watts) au moins 45 minutes à 70°C. En présence d'éléments de grande taille ou massifs, il est conseillé de prolonger le temps de séchage. Cela n'a aucune influence sur la couleur finale.

Ne pas frotter à l'état humide pour éviter de possibles écarts de couleur et des problèmes de frittage !

- Après la coloration bien refermer les flacons de liquide pour qu'il ne sèche pas.

Couleur de dent	Shade Liquid	Nombre d'applications au pinceau*		
		Cervical	Body	Incisal
A1	A1	4	3	2
A2	A2	4	3	2
A3	A3	4	3	2
A3.5	A3.5	4	3	2
B2	B2	4	3	2
C2	C2	4	3	2
D2	D2	4	3	2
1M1	1M1	3	2	1
1M2	1M2	3	2	1
2L1.5	2L1.5	3	2	1
2M2	2M2	3	2	1
3M2	3M2	4	3	2
3M3	3M3	4	3	2
4M2	4M2	3	2	1

* Toutes les indications concernent VITA YZ HT^{White}. Il s'agit de valeurs indicatives qui peuvent varier en fonction de la pression exercée sur le pinceau, de la manipulation du pinceau et de la quantité de liquide.

Observation

Éloigner le pinceau et le liquide de tout objet métallique (par ex. instruments à sculpter, appareils etc.) afin de prévenir toute salissure. En cas d'utilisation de couleurs complémentaires, veiller à bien nettoyer le pinceau afin d'éviter une contamination avec d'autres couleurs.

VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer:

Après un certain temps, la zirconiine peut devenir tachée pendant la coloration. Ceci est dû à l'évaporation du stabilisateur dans le liquide. Dans ce cas, il faut rajouter au SHADE LIQUID 5% de stabilisateur.

VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator (adding shade pigments to the mixture):

Over time, the shade pigments that have been mixed with the product in order to achieve improved perceptibility of the dentin shade will evaporate (e.g. if stored in too bright a location). These shade pigments can be added again using SHADE LIQUID Indicator (1 cm of liquid each in the bottle corresponds to 1-2 drops of SHADE LIQUID Indicator).

Storage and shelf life:

The storage temperature may not exceed 25°C / 77°F; short-term storage at higher temperatures up to max. 45°C / 113°F is permitted (e.g. during transport).

VITA YZ HT SHADE LIQUID must be stored in a dark and cool location, as otherwise the shade pigments lose their effect and must be added again more frequently (see the section on adding shade pigments to the mixture). Ideally, the liquid should be stored at less than 18°C / 64°F. If the storage location is too cold, the liquid may freeze and must be thawed out again at room temperature before use.

Do not use after the expiry date.

Safety measures:

- Use gloves
- Wear protective goggles with side shields
- Ensure sufficient ventilation during use
- Ensure sufficient ventilation while drying

Safety information:

- In the case of contact with the eyes, immediately rinse the eyes with clean running water for a few minutes with the eyelids open. We recommend consulting a physician.
- In the case of contact with the skin, rinse with plenty of soap and water. Consult a physician if the skin becomes irritated.
- Swallowing: If swallowed, do not induce vomiting or drink any water. Immediately consult a physician or attend a hospital. Present the safety data sheet.
- Inhalation: In the case of inhalation, bring the affected person outside into the open air. Ensure that fresh air is provided and bring affected persons away from the danger area. Consult a physician.

Information:



Manufactured for: VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen, Germany

Manufactured by: Zirkonzahn GmbH · An der Ahr 7 · 39030 Gais · Italy

Emergency number: +49 7621 19240 (Mon - Fri 8.00 a.m. - 6.00 p.m.)

CE 0476 Made in Italy

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of application. We cannot accept any liability if the product is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with our product. Furthermore, our liability for the accuracy of this information is independent of the legal basis and, in as far as legally permissible, shall always be limited to the value as invoiced of the goods supplied, excluding value-added tax. In particular, as far as legally permissible, we do not assume any liability for loss of earnings, indirect damages, ensuing damages or for third-party claims against the purchaser. Claims for damages based on fault liability (culpa in contrahendo, breach of contract, unlawful acts, etc.) can only be made in the case of intent or gross negligence.
Date of issue of these instructions for use: 03.18

Further information at: www.vita-zahnfabrik.com/cadcam

Explanation of symbols used

Explication des symboles

Article number
Numéro d'article

Read Instructions
Consulter le mode d'emploi

LOT number
Numéro de production

Date of production
Date de fabrication

Manufacturer
Fabricant

Best Before Date
Date de péremption

Temperature limits
Limite de température

To be sold by or on the order of a licensed dentist
Délivré(e) sur ordonnance

Proteggere dalla luce diretta del sole
Exposure to direct sunlight must be avoided

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik