

VITA YZ[®] HT – Esthétique et précision anatomique

Grande translucidité. Précision d'adaptation. Dioxyde de zirconium.



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 12.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Description du produit

VITA YZ HT est un dioxyde de zirconium hautement translucide qui compte tenu de sa grande résistance (env. 1.200 MPa) et de sa bonne conductibilité lumineuse est particulièrement indiqué pour les prothèses monolithiques. Il s'agit là d'une alternative économique aux alliages non-précieux et à la

céramo-métallique à incrustation partielle. Pour une reproduction exacte des couleurs il existe pour VITA YZ HT un système aux composants harmonisés comme par ex. les colorants VITA YZ HT SHADE LIQUIDS et VITA AKZENT Plus.

VITA YZ[®] HT – Esthétique et précision anatomique

Indications

Surtout pour des bridges monolithiques très résistants

- Bridges monolithiques en secteur antérieur et postérieur
- Prothèse en cas d'espace limité

Avantages

- Résultats précis de la grande solidité des bords / Précision d'adaptation des éléments frittés
- Excellent potentiel esthétique grâce à une grande translucidité
- Lingotins en couleurs dentaires pour une fabrication efficace de restaurations monolithiques
- Prothèse préservant la substance car il est possible de réduire l'épaisseur des parois
- Composants bien étudiés les uns par rapport aux autres (par ex. liquides, colorants) pour une reproduction exacte des couleurs

Géométries

Les lingotins VITA YZ HT sont disponibles

- sous forme de blocs : 20/19, 40/19, 55/19, 65/25
- sous forme de DISC : Ø 98,4 dans les épaisseurs 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm

Couleurs

Les lingotins VITA YZ HT sont disponibles :

- en YZ HT^{White} : version non teintée (blanc) pour coloration individuelle
- en YZ HT^{Color} : version préteintée en 1M2, 2M2 und 3M2 (uniquement sous forme de DISC)
- en YZ HT^{Color} : version préteintée en A1, A2 et A3 (uniquement sous forme de DISC)

Composants du système



Lingotins **VITA YZ[®] HT**

Géométries DISC non teintées

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4/h 10 mm	1 pièce	ECDY14981000
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4/h 12 mm	1 pièce	ECDY14981200
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4/h 14 mm	1 pièce	ECDY14981400
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4/h 16 mm	1 pièce	ECDY14981600
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4/h 18 mm	1 pièce	ECDY14981800
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4/h 20 mm	1 pièce	ECDY14982000
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4/h 25 mm	1 pièce	ECDY14982500

Géométries DISC préteintées VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 10 mm	1 pièce	ECDY24981007
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 12 mm	1 pièce	ECDY24981207
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 14 mm	1 pièce	ECDY24981407
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 16 mm	1 pièce	ECDY24981607
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 18 mm	1 pièce	ECDY24981807
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 20 mm	1 pièce	ECDY24982007
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 25 mm	1 pièce	ECDY24982507
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 10 mm	1 pièce	ECDY24981012
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 12 mm	1 pièce	ECDY24981212
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 14 mm	1 pièce	ECDY24981412
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 16 mm	1 pièce	ECDY24981612
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 18 mm	1 pièce	ECDY24981812
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 20 mm	1 pièce	ECDY24982012
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 25 mm	1 pièce	ECDY24982512
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 10 mm	1 pièce	ECDY24981020
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 12 mm	1 pièce	ECDY24981220
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 14 mm	1 pièce	ECDY24981420
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 16 mm	1 pièce	ECDY24981620
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 18 mm	1 pièce	ECDY24981820
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 20 mm	1 pièce	ECDY24982020
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 25 mm	1 pièce	ECDY24982520

Géométries DISC préteintées VITA classical A1–D4®

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 10 mm	1 pièce	ECDY24981036
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 12 mm	1 pièce	ECDY24981236
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 14 mm	1 pièce	ECDY24981436
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 16 mm	1 pièce	ECDY24981636
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 18 mm	1 pièce	ECDY24981836
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 20 mm	1 pièce	ECDY24982036
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 25 mm	1 pièce	ECDY24982536
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 10 mm	1 pièce	ECDY24981037
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 12 mm	1 pièce	ECDY24981237
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 14 mm	1 pièce	ECDY24981437
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 16 mm	1 pièce	ECDY24981637
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 18 mm	1 pièce	ECDY24981837
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 20 mm	1 pièce	ECDY24982037
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 25 mm	1 pièce	ECDY24982537
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 10 mm	1 pièce	ECDY24981038
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 12 mm	1 pièce	ECDY24981238
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 14 mm	1 pièce	ECDY24981438
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 16 mm	1 pièce	ECDY24981638
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 18 mm	1 pièce	ECDY24981838
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 20 mm	1 pièce	ECDY24982038
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/h 25 mm	1 pièce	ECDY24982538

Géométries blocs non teintés

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	20/19 : 20 x 19 x 15,5 mm	4 pièces	EC4Y14007804
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	40/19 : 39 x 19 x 15,5 mm	2 pièces	EC4Y14008042
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	55/19 : 55 x 19 x 19 mm	2 pièces	EC4Y14009842
non teinté	VITA YZ HT ^{White}	65/25 : 65 x 25 x 22 mm	1 pièce	EC4Y14008401

VITA YZ[®] HT SHADE LIQUID Starter Set classical A1-D4[®] – N° art. EZ0CC

Quantité	Désignation	Taille
1 de chaque	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	50 ml
1 de chaque	Saturation A, Saturation B, Saturation C, Saturation D	20 ml
1 de chaque	Rose, gris, bleu	20 ml
1	Indicator	10 ml
1	Stabilizer	50 ml
1	Brush Set	Épaisseur 2 et 4

VITA YZ[®] HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] – N° art. EZ0C3D

Quantité	Désignation	Taille
1 de chaque	1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2	50 ml
1 de chaque	Saturation A, Saturation B, Saturation C, Saturation D	20 ml
1 de chaque	Rose, gris, bleu	20 ml
1	Indicator	10 ml
1	Stabilizer	50 ml
1	Brush Set	Épaisseur 2 et 4

Remarque : les articles du coffret sont également disponibles à l'unité. Vous trouverez de plus amples informations et n° articles sous www.vita-zahnfabrik.com/cadcam.

Systemes compatibles

VITA YZ[®] HT – UN SYSTÈME, DES SOLUTIONS

VITA propose VITA YZ HT avec un système de fixation spécifique pour le système CFAO :

- inLab (Sirona Dental GmbH)

VITA YZ[®] HT – DES SOLUTIONS UNIVERSELLES

VITA propose VITA YZ HT dans une taille de disque universelle (Ø 98,4 mm) pour les systèmes CFAO :

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- ULTRASONIC Serie (SAUER GmbH/DMG Mori Seiki AG)
- RXD Serie (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
- S1/S2/K3/K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Observation : en principe les VITA YZ HT DISCS peuvent être usinés avec tous les systèmes CFAO ouverts compatibles avec des disques d'un diamètre de 98,4 mm (rainure circulaire comprise)

VITA