

VITA ENAMIC® Гибридная керамика

Информация для врачей-стоматологов



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA


Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 2022-03



VITA – perfect match.

VITA



En

*VITA ENAMIC формула успеха: Прочность +
Эластичность = Надежность²*

VITA ENAMIC® – ПЕРВАЯ В МИРЕ ДЕНТАЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ КЕРАМИКА, ПОГЛОЩАЮЩАЯ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ*



Что?

- VITA ENAMIC - первая в мире соответствующая цвету естественных зубов гибридная керамика с двойной сетчатой керамико-полимерной структурой.
- Инновационный материал наряду с уникальной устойчивостью к нагрузкам обладает также и исключительной эластичностью и гарантирует высокоточные и щадящие субстанцию зуба реставрации.

Для чего?

VITA ENAMIC особенно подходит для:

- Минимально инвазивных, изящных и с опорой на имплантаты реставраций


С помощью чего?

Доступно в трех вариантах и нескольких степенях транслюцентности:

- VITA ENAMIC, VITA ENAMIC multiColor, VITA ENAMIC IS
- T (Translucent), HT (High Translucent), ST (Super Translucent)

*) Инновационная гибридная керамика после адгезивной фиксации наряду с уникальной устойчивостью к нагрузкам обладает также и исключительной эластичностью.

ОДИН МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ



VITA ENAMIC®

- Монохромные CAD/CAM-блоки в трех степенях транслюцентности для реставраций, щадящих субстанцию зуба.


VITA ENAMIC® multiColor

- Полихромные CAD/CAM-блоки с интегрированным цветовым переходом для эстетичных реставраций одним нажатием кнопки.

VITA ENAMIC® IS

- CAD/CAM-блоки с интегрированным каналом доступа к клеевому-/титановому основанию для эффективного изготовления супраконструкций с опорой на имплантаты.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежность

- Создавайте стабильные реставрации благодаря высокопрочной гибридной керамике со свойствами, поглощающими жевательную нагрузку.

бережное отношение к остаточной субстанции зуба

- Протезируйте неинвазивно/минимально инвазивно, поскольку эластичная гибридная керамика позволяет изготавливать реставрации с тонкими стенками.

высокая точность

- Создавайте детальные, точные и изящные конструкции благодаря композитному материалу с интегрированной эластичностью.

Экономичность

- Работайте экономично за счет быстрого САМ-изготовления и эффективной окончательной обработки посредством полировки без проведения обжига.



VITA ENAMIC:
*Просто отполируйте и затем
сразу устанавливайте - готово!*

РАСШИРЕННЫЙ СПЕКТР ЛЕЧЕНИЯ – СТОМАТОЛОГИЯ 4.0



VITA ENAMIC®

VITA ENAMIC® multiColor



VITA ENAMIC® IS





Почему?

VITA ENAMIC открывает новые возможности и расширяет дентальный CAD/CAM-спектр лечения - для цифровой стоматологии 4.0.

Для чего?

VITA ENAMIC: Показания к применению

- реставрации, щадящие остаточную субстанцию зуба с минимальной толщиной стенок.
- устойчивые к высоким нагрузкам коронки для боковых зубов в условиях дефицита свободного пространства
- точное протезирование небольших дефектов (например, не прямое пломбирование)
- неинвазивные/минимально инвазивные реконструкции жевательных поверхностей (окклюзионные виниры)

VITA ENAMIC multiColor: Показания к применению

- эстетичные коронки с естественной игрой цвета и света
- изящные виниры без препарирования для косметических реставраций

VITA ENAMIC IS: Показания к применению

- Абатмент-коронки с опорой на имплантаты и мезоструктуры

ПРОВЕРЕННЫЙ КОНЦЕПТ



Проверенный концепт

- С VITA ENAMIC разрабатывается уже проверенная в области строительства и авиастроения концепция усиленных "композитных материалов" для дентального применения.

Усиленная керамическая структура

- Доминирующая в VITA ENAMIC керамическая сетчатая структура усилена полимерной сетью для лучших механических свойств.


Проверен на миллионах клинических реставраций

- С 2013 года в клиниках и лабораториях по всему миру было изготовлено около 1,5 миллионов реставраций из гибридной керамики VITA ENAMIC.

ПРОТЕЗИРОВАТЬ ПО ОБРАЗЦУ ПРИРОДЫ – ВДОХНОВЛЯТЬ ПАЦИЕНТОВ

"Моя реставрация из VITA ENAMIC совершенно не чувствуется во рту, что приводит меня в восторг!"
H. Kimmich, Lörrach, Deutschland

Модуль эластичности*



Источник: Внутреннее исследование VITA F&E; модули эластичности выше упомянутых материалов определяются по диаграмме напряжени-деформаций измерений прочности на изгиб, доклад 03/12 ([1], сравн. обратную стр. проспекта)

**Свойства идентичные
естественным зубам**

- VITA ENAMIC – это биомиметический материал с природными свойствами, такими как дентиноподобная эластичность. *

**Высокая степень
удовлетворенности пациентов**

- Пациенты с реставрациями из VITA ENAMIC ценят ощущение жевания, которое сравнимо с естественными зубами.

**Широкий
спектр возможностей**

- Благодаря своей эластичности материал имеет широкий спектр терапевтических возможностей (например, в функциональной терапии), но некоторые из них все еще являются экспериментальными.

*) Примечание: VITA ENAMIC имеет эластичность 30 Гпа, т.е. аналогичную эластичности естественного дентина. Ссылки на модуль эластичности человеческого дентина имеют широкий диапазон. Источник: Kinney JH, Marshall SJ, Marshall GW. The mechanical properties of human dentin: a critical review and re-evaluation of the dental literature. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine 2003; 14:13–29



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

VITA ENAMIC® – гибридная керамика подходит как для классических единичных реставраций, так и для минимально инвазивных, изящных и с опорой на имплантаты реставраций. Узнайте больше!



En

VITA ENAMIC:
С 2013 года в клиниках и лабораториях по всему миру было изготовлено около 1,5 миллионов реставраций из гибридной керамики VITA ENAMIC.

VITA ENAMIC® В КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1: ЧАСТИЧНАЯ КОРОНКА



1. Неполноценная амальгамная пломба на зубе 16.



2. Ситуация после экскавации, препарирования и адгезивного пломбирования.



3. Виртуально смоделированная с помощью CEREC Software частичная коронка.



4. Окончательная полировка частичной коронки с помощью полировального инструмента VITA ENAMIC.

Источник: ZA Dr. Sebastian Horvath, Jestetten, Deutschland

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2: ПОЛНАЯ КОРОНКА



1. Неполноценная композитная и амальгамная пломба на зубе 16.



2. Культевая вкладка и препарирование на зубе 16.



3. Виртуальная модель препарирования.



4. Компьютерное моделирование полной коронки.

Источник: ZA Dr. Julián Conejo, Philadelphia, USA

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 3: КОРОНКА С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТ



1. Имплантация в области зуба 46. Интраоральная ситуация с идеальным слепком мягких тканей



2. Постоперативно фиксированный Scanbody для сканирования положения имплантата.



3. Сконструированная цифровым способом абатмент-коронка.



4. Характеризация шлифованных реставраций с помощью VITA ENAMIC STAINS.

Источник: ZA Dr. Andreas Kurbad, Viersen-Dülken, Deutschland



5. Готовая реставрация перед адгезивной фиксацией.



6. Окончательная адгезивная фиксация частичной коронки из VITA ENAMIC in situ.



5. Виртуальное расположение реставрации в блоке.



6. Окончательная фиксация коронки из VITA ENAMIC in situ.



5. Закрытие винтового канала с помощью композита.




6. Красно-белая эстетика после установки реставрации в области зуба 46.





ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

VITA ENAMIC® предлагает высокую надежность, гарантирует высокоточные реставрации, щадящие субстанцию зуба, и эффективно обрабатываются. Основные факты и характеристики можно найти на следующих страницах.



En

VITA ENAMIC:
*Гибридная керамика гарантирует изящные
и одновременно высокоточные реставрации!*


5. ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ

1. Отличная устойчивость-гибридная керамика может поглощать жевательные силы!




En

Благодаря полимерной сетчатой структуре VITA ENAMIC предлагает интегрированную "буферную функцию".



Распределение жевательной нагрузки по сравнению с диоксидом циркония (ZrO₂)




Источник: Universität Genua, Dr. Maria Menini et al., Genua, Italien; Messungen zur Kraftübertragung auf den simulierten periimplantären Knochen mittels monolithischen Kronen aus o. g. Materialien auf einem stilisierten Implantatabutment, Bericht 01/15, ([2], vgl. Prospektrückseite).

VITA ENAMIC

- Гарантирует превосходную выживаемость реставраций, так как материал имеет интегрированную "буферную функцию"
- может поглощать в испытаниях около 70% жевательных сил по сравнению с слишком жестким диоксидом циркония


5. ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ

2. Надежность за счет структуры материала, щадящей остаточную субстанцию зуба!




E_n

VITA ENAMIC: материал с интегрированной функцией остановки трещин



VITA ENAMIC Гибридная керамика



Традиционная силикатная керамика

Источник: Interne Untersuchung VITA F&E; Analyse des Querschnitts der Bruchflächen o. g. Materialproben nach Vorschädigung mit einer Wolframcarbidge-Kugel, Bericht 11/13 ([1], vgl. Prospektrückseite).

VITA ENAMIC

- **Имеет отличную устойчивость к повреждениям**, так как полимерная сеть может тормозить развитие трещин
- **Пластично деформируется в испытаниях на преждевременное повреждение**, традиционная керамика, напротив, имеет явные трещины

3. Клиническая устойчивость благодаря исключительной устойчивости к нагрузкам!




Источник: Boston University, Prof. Dr. Russell Giordano, Boston, USA; Statische Bruchlastuntersuchung zu monolithischen, CAD/CAM-gefertigten und adhäsiv befestigten Kronen aus o. g. Materialien, Bericht 07/13 ([3], vgl. Prospektrückseite).

VITA ENAMIC


- Позволяет ожидать очень хорошую клиническую устойчивость, так как материал после адгезивной фиксации является чрезвычайно прочным
- В исследованиях на разрыв имеет 2.766 N самый высокий средний показатель среди всех исследованных CAD/CAM-материалов

5. ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ

4. Надежная фиксация благодаря проверенному протоколу!




VITA ENAMIC
Протравленная гибридная керамика



CERASMART
Композит после пескоструйной обработки

Источник: VITA F&E, REM-Bild (links) von geätzter Hybridkeramikoberfläche (5%ige Flußsäure, 60 Sek.) plus REM-Bild (rechts) von sandgestrahlter Kompositoberfläche (Al₂O₃ 50 µm, 1,5 bar) 10.000-fache Vergrößerung.

Связка Variolink Esthetic с гибридной керамикой и композитами



Источник: Внутреннее исследование, VITA F&E, Dr. Berit Müller, отчет 10/17, Испытание: Было изготовлено 5 образцов каждого CAD/CAM-материала из 2-х частей, которые склеили и затем с помощью универсальной испытательной машины (Тур Z010, Fa. Zwick) было проведено испытание прочности на сжатие, см. обратную сторону брошюры.


VITA ENAMIC

- Надежно фиксируется согласно проверенному протоколу, так как кондиционирование аналогично полевошпатной керамике
- Обеспечивает хорошую микро-механическую ретенцию посредством протравливания керамической структуры (86% веса) плавиковой кислотой

5. Устойчивость к истиранию благодаря крепкой керамической сетке!




VITA ENAMIC
Гибридная керамика-образец материала после испытания



CERASMART
Композит-образец материала после испытания

Источник: VITA F&E, REM-Bilder von Materialproben nach Zahnbürstenabrieb, Probekörper wurden maschinell unter definierter Belastung mit abrasiver Zahncreme beburstet, 150-fache Vergrößerung.

Испытание на истираемость с помощью зубной щетки



Источник: Interne Untersuchung VITA F&E; Mittelwerte zu Gewichtsverlust nach Zahnbürstenabrieb (32 Std. mit abrasiver Zahncreme) auf Basis von fünf Materialproben je o. g. Werkstoff, Bericht 03/16 ([1], vgl. Prospektrückseite).




VITA ENAMIC

- **Имеет превосходную устойчивость к истиранию,** обеспечивая надежную функцию благодаря прочной керамической сетке
- **Достигает при испытаниях на истираемость очень хороших результатов,** по сравнению с известными стоматологическими керамическими материалами

2. ПРИЧИНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕСТАВРАЦИЙ, ЩАДЯЩИХ ОСТАТОЧНУЮ СУБСТАНЦИЮ ЗУБА

1. Минимально инвазивные реставрации благодаря тонким стенкам!



VITA ENAMIC

- Гарантирует изготовление реставраций, щадящих остаточную субстанцию зуба, так как возможно изготовление реставраций с тонкими стенками
- Преимущественно используется в условиях дефицита свободного пространства, когда необходимо сохранить как можно больше субстанции зуба

2. Изящные реставрации благодаря интегрированной эластичности!



Источник: Внутреннее исследование VITA F&E; Визуальная оценка виниров без препарирования из выше названных материалов с толщиной стенок ок. 0,2 мм после изготовления в CAM системе Sirona MC XL, Важно: Производитель IPS Empress CAD и IPS e.max CAD указывает на то, что данные продукты не предназначены для реставраций с толщиной стенок ок. 0,2 мм.; Отчет 10/2011 ([1], сравн. на обратной стороне проспекта).


VITA ENAMIC

- **Гарантирует CAM-изготовление исключительно изящных реставраций** благодаря незначительной пористости материала
- **Показывает в испытании превосходную CAM-обрабатываемость**, так как изготовление виниров с толщиной стенок (ок. 0,2 мм) возможно только из гибридной керамики

*) Важно! Производитель IPS Empress CAD и IPS e.max CAD указывает на то, что данные продукты не предназначены для реставраций с толщиной стенок ок. 0,2 мм.

2. ПРИЧИНЫ ДЛЯ ВЫСОКО ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Детальная морфология за счет идеальной САМ-обрабатываемости!




En

*VITA ENAMIC: CAD/CAM-материал для
точных и детальных результатов!*


VITA ENAMIC

- Гарантирует изготовление высоко точных САМ-реставраций для точного воспроизведения функции

2. Точные кромки благодаря стабильности в области края!



IPS e.max CAD



VITA ENAMIC

Источник: Interne Untersuchung VITA F&E, Untersuchung von standardisierten Dreiecksformkörpern (30 Keil, Aufsicht) aus o. g. Materialproben mittels REM nach CAM-Fertigung mit Sirona MC XL-Schleifeinheit, 200-fache Vergrößerung, Bericht 05/10 ([1], vgl. Prospektrückseite).

VITA ENAMIC

- Гарантирует изящные и точные комки благодаря высокой стабильности в области края
- Достигает в испытании высокой точности в области края у реставраций с очень тонкой толщиной стенок

2 ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ

1. Изготовление за несколько минут!



1. САМ-изготовление:
ок. 5 мин.



2. Обработка:
ок. 2 минут



3. Полировка:
ок. 3 минут



4. Фиксация:
ок 5-10 минут

ГОТОВО!



VITA ENAMIC

- Гарантирует изготовление в течение нескольких минут, так как после САМ-процесса и полировки реставрация может сразу устанавливаться
- Показывает в испытании исключительно быструю САМ-обработку благодаря высокой эластичности и идеально согласованным стратегиям фрезерования

2. Экономичное CAD/CAM-изготовление за счет длительного срока службы инструментов!



Источник: Interne Untersuchung VITA F&E, Schleiferstandzeitversuche zur CAM-Fertigung von Molarenkronen aus o. g. Materialien mit jeweils einem neuen Schleiferpaar mittels Sirona MC XL-Schleifeinheit, Software 3.8 x, Bericht 03/10 ([1] vgl. Prospektrückseite)


VITA ENAMIC

- Экономично обрабатывается с помощью многих систем, так как гибридная керамика обеспечивает длительный срок службы инструментов
- Достигает в исследовании почти в 7 раз более длительного срока службы шлифовальных инструментов при изготовлении коронок с помощью Sirona MC XL в сравнении со стеклокерамикой



СИСТЕМА И КОМПОНЕНТЫ


VITA ENAMIC® доступен в различных вариантах, степенях транслюцентности и цветах. Идеально согласованные системные компоненты обеспечивают эффективную обработку. Читайте дальше и узнайте больше!



En

VITA ENAMIC:
*Универсальное применение
и простая обработка.*

ВАРИАНТЫ, РАЗМЕРЫ, СТЕПЕНИ ТРАНСЛЮЦЕНТНОСТИ



*) Варианты ST предлагаются только в размере EM-14.

***) Блоки IS-14 доступны в степени translucency T и блоки IS-16 - в степени translucency HT.

ДОСТУПНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ

Степени транслюцентности	VITA SYSTEM 3D-MASTER спектр цветов									
	0M1	1M1	1M2	2M1	2M2	2M3	3M1	3M2	3M3	4M2
Super Translucent*		■	■		■			■		■
High Translucent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Translucent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*) Доступны супер транслюцентные (ST) варианты в размере EM-14.




ПОКАЗАНИЯ (в зависимости от варианта/степени транслюцентности):

Степени транслюцентности	VITA ENAMIC			VITA ENAMIC multiColor	VITA ENAMIC IS	
	T Translucent	HT High Translucent	ST Super Translucent	HT High Translucent	T Translucent	HT High Translucent
Показания						
	—	○	●	○	—	—
	—	○	●	○	—	—
	—	●	○	—	—	—
	—	●	○	○	—	—
	—	●	●	●	—	—
	—	●	○	●	—	—
	●*	●	—	●	—	—
	○	—	—	—	●	○
	●*	○	—	—	○	●

● рекомендуется ○ возможно

*) Транслюцентность рекомендуется ввиду его сравнительно высокой опаковости в том случае, когда необходимо замаскировать, к примеру, структуры из металла или потемнения естественной субстанции зуба.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

VITA ENAMIC	VITA ENAMIC multiColor	VITA ENAMIC IS
 <p>EM-14: 12 x 14 x 18 мм</p>	 <p>EMC-14: 12 x 14 x 18 мм</p>	 <p>IS-14: 18 x 14 x 12 мм (для мезоструктур)</p>
 <p>EM-10: 8 x 10 x 15 мм</p>	 <p>EMC-16: 18 x 16 x 18 мм</p>	 <p>IS-16: 18 x 16 x 18 мм (для абатмент-коронки)</p> <p>Примечание: В зависимости от размера с интегрированным S- или L-сечением</p>

ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Характеризация с помощью красителей VITA AKZENT LC

(само-) адгезивная фиксация с помощью VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS

Индивидуализация с помощью VITA VM LC flow

VITA ENAMIC Полировальные инструменты

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ



VITA ENAMIC блоки

Упаковка VITA ENAMIC по 5 шт.



VITA ENAMIC Starter Set clinical

10 упаковок по 5 шт. VITA ENAMIC в 5 цветах и 2 степенях транслюцентности, а также полировальный набор VITA ENAMIC Polishing Set clinical.



VITA ENAMIC Polishing Set clinical/technical

2-ступенчатая система с шестью инструментами для предварительной и финальной полировки с использованием угловых и прямых наконечников.



VITA AKZENT LC

Светоотверждаемые красители и глазурь для воспроизведения цветовых эффектов и нанесения на реставрации из VITA ENAMIC



VITA VM LC flow

Светоотверждаемые композитные массы для индивидуализации зубных протезов, например, из VITA ENAMIC.



VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS

Система для полноадгезивной, самоадгезивной и временной фиксации реставраций.



СОВМЕСТИМОСТЬ

CAD/CAM-СИСТЕМЫ

VITA ENAMIC – СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ*

VITA предлагает блоки VITA ENAMIC со специальным держателем для следующих CAD/CAM-систем:

- CEREC/inLab (Dentsply Sirona)
- Ceramill mikro IC/ Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach AG)
- KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
- Planmill 40/PlanMill 40S (Planmeca)
- TS150 (Glidewell Laboratories)

VITA ENAMIC – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ*

VITA предлагает блоки VITA ENAMIC с универсальным держателем для следующих CAD/CAM-систем:

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- CS 3000 (Carestream Inc.)
- N4/R5/S1/S2/Z4/R5 (vhf manufacture AG)
- DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Milling UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.l.)
- Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)

АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ**

Для фиксации реставраций из VITA ENAMIC могут использоваться полно- и самоадгезивные системы. Фиксация осуществляется согласно проверенному протоколу для полевошпатной керамики. Гибридная керамика протравливается с помощью плавиковой кислоты (VITA ADIVA CERA-ETCH) (60 сек.), очищается и затем силанизируется (VITA ADIVA C-PRIME).



Рекомендуемая система

- VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS (полно-/самоадгезивная)

Другие системы

- Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG)
- NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO)
- PANA VIA F2.0/PANA VIA V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)

СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ**



Система имплантатов VITA IMPLANT SOLUTIONS (VITA ENAMIC IS, VITA CAD-Temp IS) совместима с системами имплантатов ниже упомянутых производителей посредством интегрированного сечения для клеевой/титановой основы (TiBase, Sirona Dental GmbH):

- Nobel Biocare
- Straumann
- Dentsply Sirona
- Zimmer
- Medentika
- CAMLOG
- BIOMET 3i
- BioHorizons
- Osstem
- Henry Schein

*) Диапазон размеров и цветов VITA CAD/CAM материалов может иметь некоторые отклонения от технических требований отдельных CAD/CAM-партнеров и систем.

**) Самоадгезивные системы могут использоваться исключительно только для фиксации коронок.

***) Актуальный полный обзор TiBase-совместимых систем имплантатов Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com/VITA_ENAMIC_IS#titan_compatibility

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ

Определение цвета зуба



- Используйте **VITA Easyshade V** для цифрового определения цвета и цветовую шкалу **VITA Linearguide 3D-MASTER** для визуального.

CAD/CAM- изготовление



- Для CAD/CAM-изготовления предлагаются блоки **VITA ENAMIC** различных размеров, цветов и степеней транслюцентности.

Цветовая модификация*



- Для гибридной керамики используйте красители **VITA AKZENT LC**, а для индивидуализации **VITA VM LC flow**.

Полировка



- Для полировки используйте наборы **VITA ENAMIC Polishing Sets**.

Фиксация



- Фиксируйте реставрации из полевошпатной, гибридной и стеклокерамики, диоксида циркония, композита и металла адгезивно или самоадгезивно с **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS**.

* Примечание: "Дополнительные этапы процесса": Реставрации из гибридной керамики могут устанавливаться в полости рта сразу после шлифования и полировки. Характеризация с помощью светоотверждаемых красителей и индивидуализация с помощью облицовочного композита являются дополнительными этапами.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

VITA ENAMIC® - единственная на сегодняшний день CAD/CAM - гибридная керамика, сочетающая в себе уникальную прочность с высокой эластичностью. Материал обладает свойствами как у естественных зубов и обеспечивает естественную игру цвета. Читайте дальше, чтобы узнать больше

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ

› Больше информации по продуктам и их обработке на сайте www.vita-zahnfabrik.com



Технические консультанты:

Алина Керецман

тел.: +7 (915) 079-62-76

e-mail: alinakeretsman@gmail.com

Олег Стребков

тел.: +7 (916) 352-14-91

e-mail: o.strebkov@vita-zahnfabrik.com

Владимир Мадюдя


тел.: +38 (067) 740-52-94

e-mail: V.Madyudya@vita-zahnfabrik.com

› Дополнительные международные контакты см. в разделе www.vita-zahnfabrik.com/contacts




VITA CAD/CAM Материалы – Для лучших решений. Проверено временем.



> Лучшие решения для Одиночные реставрации

За последние 30 лет из эстетических, соответствующих цвету естественных зубов керамических CAD/CAM материалов было изготовлено более 20 миллионов единичных реставраций. На сегодняшний день клиники и лаборатории могут выбрать между высоко эстетичной полевошпатной керамикой, высокопрочной стеклокерамикой и инновационной гибридной керамикой – лучшее решение для многих показаний. Кроме того, CAD/CAM керамики отличаются простой и экономичной обработкой.

Дополнительная информация о VITA ENAMIC
Вы можете найти на сайте: www.vita-enamic.com



Рекомендации:

1. Внутреннее исследование, VITA F&E:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Ressort Forschung und Entwicklung
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Deutschland
Dr. Enno Bojemüller, Leiter Festkörperanalytik VITA F&E, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Dr.-Ing. Andrea Coldea, Materialentwicklung F&E, Bad Säckingen
Dr. Berit Müller, Projektleiterin VITA F&E, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer, Ressortleiter F&E, Bad Säckingen

2. Menini M.

Research Report: In-vitro-Test zur Fähigkeit der Hybridkeramik, Kräfte zu absorbieren, Januar 2015.
Investigator: Dr. Maria Menini, Abteilung für festsitzenden und implantat prothetischen Zahnersatz, Universität Genua, Italien

3. Giordano R.

Development of Novel All-Ceramic Restorations and Wear, Strength, and Fatigue of Restorative Materials
Research Report, Juli 2013
Principal Investigator: Russell Giordano, D.M.D., D.M.Sc., Director of Biomaterials
Boston University, Goldman School of Graduate Dentistry, Department of Biomaterials, Boston MA, USA

Подробную информацию об испытаниях см. в Научно-технической документации VITA ENAMIC®
Скачать на сайте www.vita-enamic.com

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2022-03

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку

CE 0124

VITA ENAMIC®, VITA ADIVA®, VITA AKZENT® LC

Sirona CEREC® и inLab® MC XL являются зарегистрированными торговыми марками фирмы Sirona Dental Systems GmbH, D-Bensheim. IPS Empress CAD®, IPS e.max CAD®, Tetric EvoCeram® и Variolink® II являются зарегистрированными марками фирмы Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan. Lava® Ultimate, Sinfony™ и RelyX Unicem™ являются зарегистрированными марками 3M Company или 3M Deutschland GmbH и CERASMART™ - зарегистрированная марка GC.

Благодарность:

Мы благодарим г-на ZTM Maurice T. Anderson (Bad Säckingen, Deutschland) за изготовление различных реставраций из VITA ENAMIC
PD Dr. med. dent. Г-на Dr. med. dent. Sebastian Horvath (Jestetten, Deutschland) за предоставление своих кабинетов для фотосессий.

MD

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)