Системное решение для точных, эффективных и соответствующих цвету естественных зубов реставраций из диоксида циркония.



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 2022-11




VITA – perfect match.



КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

VITA YZ® SOLUTIONS - это согласованная система материалов из диоксида циркония и системных компонентов. Она позволяет точно воспроизводить цвет полностью/ частично облицованных и монолитных реставраций. Откройте для себя все преимущества!





Для чего?

С помощью чего?

• Блоки VITA YZ служат для изготовления полно или частично облицованных реставраций и полноанатомических мостовидных протезов во фронтальном и боковом отделе.

Блоки VITA YZ предлагаются в вариантах:


- T (Translucent), HT (High Translucent), ST (Super Translucent), XT (Extra Translucent)
- VITA YZ White (неокрашенный), VITA YZ Color (монохромный, в цветах естественных зубов), VITA YZ Multicolor (мультихромный, в цветах естественных зубов)



^{*)} Опционально: Окрашивание не требуется для предварительно окрашенных блоков. Облицовка не является обязательной для концепции монолитного протезирования.

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

1. Блоки для различных показаний



VITA YZ® XT

VITA YZ® ST

VITA YZ® T/HT

- Экстра транслюцентные ZrO₂-блоки для изготовления монолитных и частично облицованных реставраций во фронтальном отделе
- Супер транслюцентные ${\rm ZrO_2}$ -блоки для изготовления монолитных и частично облицованных реставраций в боковом отделе
- Транслюцентные и высоко транслюцентные ZrO₂-блоки для приближенных к естественным образцам индивидуальных, полностью облицованных каркасных конструкций

2. Блоки для любого случая



- С вариантами блоков White, Color и Multicolor, а также идеально согласованным системным компонентам имеется подходящее решение для каждого эстетического класса.
- Предварительно окрашенные блоки в цвета естественны зубов (Color, Multicolor) очень эффективны для достижения надежного эстетического стандарта при одновременном снижении производственных издержек.





точность



эффекти



Точность


Надежность

Эффективность

- Воспроизведение точных реставраций за счет блоков со стабильным краем с гомогенной структурой и проверенными синтеризационными свойствами
- Надежное воспроизведение цвета за счет системы материалов с идеально согласованными компонентами
- Эффективное достижение эстетических результатов благодаря предварительно окрашенным (Multi)Color-блокам с естественными цветами VITA classical A1—D4.



- Для точной САМ-обработки VITA YZ в сотрудничестве с CAD/CAM-системными партнерами разработали идеально согласованные параметры фрезерования.
- Для обеспечения высокой стабильности кромок при изготовлении блоков VITA YZ применяется оптимизированный процесс предварительного спекания.
- Для превосходной припасовки спекание заготовок VITA YZ точно определяется и проверяется во всех трех плоскостях (X, Y, Z)





КОНЦЕПЦИИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ - ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ

КОНЦЕПЦИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПОЛНОЙ ОБЛИЦОВКИ



1. САМ-процесс



2. Окрашивание* (опционально)



3. Синтеризация



4. Полная облицовка

КОНЦЕПЦИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЧАСТИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ



1. САМ-процесс



2. Окрашивание* (опционально)



3. Синтеризация



4. Частичная облицовка

КОНЦЕПЦИЯ МОНОЛИТНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



1. САМ-процесс



2. Окрашивание* (опционально)



3. Синтеризация









^{*)} Опционально: Окрашивание не требуется для предварительно окрашенных блоков.








3. ПРИЧИНЫ ДЛЯ НАДЕЖНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦВЕТА

1. Идеально согласованные компоненты для надежного воспроизведения цвета



- представляет собой целостную систему материалов с идеально подобранными компонентами для надежного воспроизведения естественной игры цвета
- включает в себя жидкости для окрашивания, красители и глазуровочные массы для индивидуализации, облицовочной керамики и печей для обжига красителей и синтеризации

2. Цветопередача (Multi)Color-блоков для эффективного и естественного протезирования



VITA YZ® SOLUTIONS

• обеспечивает естественное протезирование благодаря предварительно окрашенным (Multi)Color-блокам с естественными цветами VITA classical A1—D4®.

3. ПРИЧИНЫ ДЛЯ НАДЕЖНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦВЕТА

3. Четко градуированная транслюцентность для живой игры света







Источник: Externe Untersuchung, Messung der Transluzenz mittels Photo-Spektrometer, Tosoh Corporation, (Technical Report, 08/2017, [1] vgl. Prospektrückseite)

- обеспечивает живые и естественные результаты благодаря заготовкам в четырех степенях транслюцентности (T, HT, ST, XT)
- достигает с помощью YZ XT-блоков уровня транслюцентности (50%),
 которая метрологически сопоставима с традиционной стеклокерамикой

2 ПРИЧИНЫ ТОЧНОЙ ПРИПАСОВКИ





- обеспечивает точную припасовку реставраций благодаря высокой устойчивости кромок блоков, особенно в области очень тонкого края
- показывает в испытании после процесса САМ очень хорошее краевое прилегание (каркас коронки от VITA YZ T), а у конкурентного материала заметны сколы в области края

2. Точные результаты благодаря проверенным параметрам синтеризации



VITA YZ T



Конкурентный ZrO₂

Источник: Interne Untersuchung VITA F&E, Visuelle Passungskontrolle nach Sinterprozess mittels Passungsmodell für VITA YZ T/Mitbewerber, (Gödiker, 10/2014, [2] vgl. Prospektrückseite)

- позволяет добиться очень точной припасовки даже при многозвеньевых конструкциях, так как коэффициент увеличения измеряется очень точно
- показывает в испытании очень хорошую припасовку после синтеризации, а исследуемый конкурентный материал показывает недостаточную припасовку

з причины отличного качества и долговечности

1. 100 % разработанные на VITA ZrO₂-блоки







1. Отличное качество сырья

 VITA обрабатывает сырье исключительной чистоты и качества. Для изготовления блоков наилучшего качества каждая новая партия сырья проходит всесторонние испытания

2. Проверенные параметры материала

 Для точной припасовки парамеры синтеризации метрологически точно определяются и постоянно проверяются для каждой новой партии сырья





3. Проверенный производственный процесс

• Чтобы обеспечить гомогенность при синтеризации, блоки приводятся в их основную форму в процессе одноосного прессования, а затем изостатически уплотняются

4. Высокая надежность

• Опытные специалисты следят за постоянным соблюдением высоких стандартов производства и качества механических и оптических свойств

3 ПРИЧИНЫ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ


2. Качественные блоки VITA с однородной микроструктурой



- Блоки VITA YZ имеют высокий стандарт производства. Однородная структура без пор или дефектов для надежных механических свойств
- На REM снимках диоксиды циркония с более низкими стандартами качества показывают примеси, частицы разного размера и микроструктурные дефекты

3. Высокая устойчивость к нагрузкам для долговечности








- Благодаря очень хорошей механической прочности спеченные заготовки гарантируют хорошую клиническую стойкость
- В серии испытаний заготовки показывают значения прочности, частично значительно превышающие соответствующие нормативные требования






Обзор системных компонентов



Обзор вариантов, размеров и цветов




Примечание: Доступный ассортимент размеров может отличаться у отдельных вариантов White- и (Multi)Color.

^{*)} Размеры доступны только в качестве неокрашенных вариантов VITA YZ T/HT White (белый)


^{**)} VITA YZ ST/XT Multicolor предлагаются только в: 14, 18, 22 мм

Доступные размеры блоков



Диски (Ø 98,4 мм):

- **VITA YZ** T: h 12*, 14, 16*, 18, 20, 25
- VITA YZ HT: h 12*, 14, 16*, 18, 20, 25
- **VITA YZ** ST: h 14**, 18**, 20, 22** (исключительно для Multicolor), 25
- **VITA YZ** ST: h 14**, 18**, 20, 22** (исключительно для Multicolor), 25



• VITA YZ T: 20/19: 20 x 19 x 15,5 mm; 40/19: 39 x 19 x 15,5 mm; 55: 55 x 15,5 x 19 mm; 65/25: 65 x 25 x 22 mm VITA YZ HT: 20/19: 20 x 19 x 15,5 mm; 40/19: 39 x 19 x 15,5 mm; 55/19: 55 x 19 x 19 mm; 65/25: 65 x 25 x 22 mm

Доступный ассортимент размеров может отличаться у отдельных вариантов White, Color и Multicolor.

- *) Размеры доступны только в качестве неокрашенных вариантов VITA YZ T/HT White (белый)
 **) VITA YZ ST/XT Multicolor предлагаются только в: 14, 18, 22 мм

Рекомендации по показаниям с учетом эстетических требований

VITA YZ® SOLUTIONS				
Степени транслюцентности	T Translucent	HT High Translucent	ST** Super Translucent	XT Extra Translucent
Показания*				
	•	•	×	×
NAN	_	0	•	•
4	_	0	•	•
À	_	0	•	•
	_	0	•	•
	_	0	•	×
R	0	•	•	•
Y	0	•	•	•
Yuck	0	•	•	×
	•	•	0	0
	•	•	0	0
	•	•	0	×
Ř	•	•	0	0
177	•	•	0	0
1	•	•	0	×



^{*)} VITA YZ T, HT и ST для реставраций на естественных культях и имплантатах.
VITA YZ XT-реставрации только для протезирования на естественных культях.
Необходимо соблюдать указания производителя по минимальной толщине стенок и поперечному сечению соединений!

^{**)} Реконструкция VITA YZ ST в Канаде ограничена макс. шестью звеньями с макс. двумя соединенными промежуточными звеньями.

Совместимость

VITA YZ® SOLUTIONS — CUCTEMHЫЕ РЕШЕНИЯ*

VITA предлагает блоки VITA YZ со специальным держателем для следующих CAD/CAM-систем:

• inLab MC XL family und CEREC MC XL family** (Sirona Dental Systems GmbH)

VITA YZ® SOLUTIONS — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ*



^{*)} Диапазон размеров и цветов VITA CAD/CAM материалов может иметь некоторые отклонения от технических требований отдельных CAD/CAM-партнеров и систем.
**) CEREC MC XL gilt nur für VITA YZ HT, inLab MC XL family für VITA YZ T und VITA YZ HT

Лучшие решения для производственного процесса



- Используйте VITA Easyshade V для цифрового определения цвета и цветовую шкалу
 VITA Linearguide 3D-MASTER для визуального.
- Для CAD/CAM-изготовления предлагаются блоки
 VITA YZ различных размеров, цветов и степеней транслюцентности.
- Для мануального окрашивания используйте жидкости VITA YZ COLORING LIQUID (Т) или соответствующие жидкости VITA YZ Shade Liquids (HT/ST/XT).
- Для синтеризации реставраций из VITA YZ подходит печь VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS.
- Для облицовки всех доступных каркасных керамик используйте высокоэстетичную облицовочную керамику VITA LUMEX AC.
- Для характеризации VITA YZ рекомендуется использовать красители/глазуровочные массы VITA AKZENT PLUS.
- Для обжига реставраций из VITA YZ используйте печь VITA VACUMAT 6000 М.
- Для полировки **VITA YZ** рекомендуется использовать набор для полирования Polishing Set.
- Реставрация из диоксида циркония фиксируется адгезивно или самоадгезивно с VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

^{*)} Опционально: Окрашивание с помощью жидкостей VITA YZ COLORING LIQUID или VITA YZ Shade Liquids является необязательным этапом рабочего процесса. Это не требуется для предварительно окрашенных блоков VITA YZ.

^{**)} Опционально: Облицовка с помощью VITA LUMEX АС является необязательным этапом рабочего процесса и не является обязательной для концепции монолитного протезирования.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ

> Больше информации по продуктам и их обработке на сайте www.vita-zahnfabrik.com



Алина Керецман

тел.: +7 (915) 079-62-76

e-mail: A.Keretsman@vita-zahnfabrik.com

Владимир Мадюдя


тел.: +38 (067) 740-52-94

e-mail: V.Madyudya@vita-zahnfabrik.com

> Дополнительные международные контакты см. в разделе www.vita-zahnfabrik.com/contacts



VITA CAD/CAM Материалы - Для лучших решений. Проверено временем.



Лучшие решения для монолитных, частично или полностью облицованных мостовидных протезов

Уже более 15 лет клиники и лаборатории доверяют CAD/CAM материалам VITA при изготовлении каркасов. Ассортимент материалов включает в себя проверенный диоксид циркония VITA YZ T/HT для полностью облицованных реставраций также для особенно транслюцентных вариантов VITA YZ ST/XT для полностью анатомических и частично облицованных реставраций. Для всех материалов предлагаются красители и облицовочная керамика оптимально согласованные материалы для высокоэстетичных индивидуальных результатов.

Более подробную информацию о VITA YZ® SOLUTIONS Вы можете найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com/cadcam

Рекомендации:

- 1. Tosoh Corporation, Japan, Technical Report, 2017
- 2. Внутреннее исследование, VITA F&E:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Ressort Forschung и Entwicklung Spitalgasse 3 79713 Bad Säckingen

Dipl.-Ing. Michael Gödiker, Projektleiter F&E, Bad Säckingen Eva Kolb MSc., Projektleiterin F&E, Bad Säckingen

Подробную информацию об испытаниях см. в Научно-технической документации VITA YZ® SOLUTIONS

Вы можете скачать на сайте: www.vita-zahnfabrik.com/yz



Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2022-11

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA являтется сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку

C € 0124

VITA YZ® T, VITA YZ® HT, VITA YZ® ST, VITA YZ® XT



Благодарность:

Мы благодарим компании vhf camfacture AG (Ammerbuch, Deutschland) und imes-icore® GmbH (Eiterfeld, Deutschland) за предоставление CAD/CAM-систем.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik