

## Gebrauchsanweisung

DE

### VITA ADIVA® F-CEM Dualhärtendes Befestigungskomposit

VITA ADIVA F-CEM ist ein **dualhärtendes** dünnflüssiges, stark röntgenopakes Microhybrid-Komposit mit hohem Füllstoffgehalt für die permanente volladhesive Befestigung von Restaurierungen aus Keramik, Hybrideramik, Komposit und Metall an Zahnharzsubstanz. VITA ADIVA F-CEM erfüllt die Anforderungen der **DIN EN ISO 4049**.

#### Zusammensetzung

VITA ADIVA F-CEM basiert auf Bis-GMA- basierenden Harzen, Katalysatoren, Stabilisatoren, Pigmenten und anorganischen Füllpartikeln in einer Verteilung von 0,05 - 1 µm. Der Füllstoffgehalt beträgt 61 Gew.-% bzw. 41 Vol.-%.

#### Indikation

VITA ADIVA F-CEM eignet sich zur dauerhaften und volladhäsiven Befestigung (d.h. inkl. Phosphorsäureätzung und Bonding System mit VITA ADIVA T-BOND) von Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Brücken aus Keramik, Hybrideramik, Metall und Komposit an Zahnharzsubstanz.

#### Kontraindikation

Bei erwiesener Allergie gegen Bestandteile von VITA ADIVA F-CEM.

#### Nebenwirkungen

Systemische Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

#### Vorbereitung der VITA ADIVA F-CEM - Spritze

Verschluss der Doppelkammer-Spritze entfernen (**wegwerfen, nicht wiederverwenden!**) und durch die beilegende 1:1-Mischkanüle ersetzen. Mischkanüle durch seitliches Verdrehen um 90° fixieren. Das Material kann direkt aus der Mischkanüle appliziert werden.

#### Hinweis

Nach Kühlchranklagerung bitte Material erst dann verwenden, wenn es Raumtemperatur angenommen hat.

#### Die Verarbeitungszeit (bei 23°C / 73°F) im selbsthärtenden Modus beträgt 2:00 min ab Mischbeginn.

#### Anmerkung:

Die gebrauchte Mischkanüle dient bis zur nächsten Anwendung als Verschluss. Die ersten 2-3 mm des aus der Mischkanüle austretenden Materials (etwa die Menge eines Pfefferkorns) sollten verworfen werden. Dies gilt für jede neue Ammischung.

### 1. Befestigung von Inlays, Onlays, Veneers, und Kronen aus Hybridkeramik (VITA ENAMIC), Feldspateramik (z.B. VITABLOCS) und Glaskeramik (z.B. VITA SUPRINITY PC)

#### Vorbereitung der Restauration

##### 1.1 Ätzen mit Flussäure - Gel

Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation von VITA ADIVA CERA-ETCH, 5% Flussäure - Gel.

##### 1.2 Applikation Silan-Haftvermittler

Auf geätzte Flächen der Restaurationen geeigneten Silan-Haftvermittler (z.B. VITA ADIVA C-PRIME) anwählen.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation von VITA ADIVA C-PRIME Silanhaftrmittler.

#### Instructions for use

EN

### VITA ADIVA® F-CEM

Dual-curing adhesive composite

VITA ADIVA F-CEM a **dual-curing**, low viscosity, very radiopaque microhybrid composite with a high filler content for the permanent fully adhesive bonding of restorations made of ceramic, hybrid ceramic, composite and metal to hard tooth substance. VITA ADIVA F-CEM fulfils the requirements of **DIN EN ISO 4049**.

#### Composition

VITA ADIVA F-CEM is based on Bis-GMA-based resins, catalysts, stabilizers, pigments, and inorganic filler particles in a distribution of 0.05 - 1 µm. The filler content is 61% by weight or 41% by volume.

#### Indication

VITA ADIVA F-CEM is suitable for the permanent and fully adhesive bonding (in other words, including phosphoric acid etching and bonding system with VITA ADIVA T-BOND) of inlays, onlays, veneers, crowns, and bridges made of ceramic, hybrid ceramic, and composite to hard tooth substance.

#### Contraindication

For proven allergies to components of VITA ADIVA F-CEM.

#### Side effects

Systemic side effects are not known.

#### Preparation of the VITA ADIVA F-CEM syringe

Remove the cap on the double syringe (**dispose of it, do not re-use it!**) and replace it with the enclosed 1:1 mixing tip. Secure the mixing tip by turning it 90° to the side. The material can be applied directly from the mixing tip.

#### Note:

After storing the material in the refrigerator, it should only be used after it has reached room temperature.

#### The processing time (at 23°C / 73°F) in self-curing mode is 2:00 minutes from the beginning of mixing.

#### Note:

The used mixing tip serves as the cap until the next application. The first 2-3 mm of material that comes out of the mixing tip (around the quantity of a peppercorn) should be thrown away. This applies for each new mixing.

### 1. Bonding of inlays, onlays, veneers, and crowns made of hybrid ceramic (VITA ENAMIC), feldspar ceramic (e.g. VITABLOCS), and glass ceramic (e.g. VITA SUPRINITY PC)

#### Preparation of the restoration

##### 1.1 Etching with hydrofluoric acid gel

Please observe the instructions for use of VITA ADIVA CERA-ETCH, 5% hydrofluoric acid gel.

##### 1.2 Application of silane bonding agent

Apply suitable silane bonding agent (e.g. VITA ADIVA C-PRIME) on the etched surfaces of the restorations.

Observe the instructions for use of VITA ADIVA C-PRIME silane bonding agent.

#### Mode d'emploi

FR

### VITA ADIVA® F-CEM

Composite de scellement à double mode de polymérisation

VITA ADIVA F-CEM est un composite micro hybride fluide, très radiopaque, à **double mode de polymérisation**. Il est très chargé et destiné au scellement complètement adhésif définitif à la substance dentaire dure des restaurations en céramique, céramique hybride, composite et métal. VITA ADIVA F-CEM est conforme aux exigences de **DIN EN ISO 4049**.

#### Indications

VITA ADIVA F-CEM est destiné au scellement adhésif définitif (c'est-à-dire y compris mordantage à l'acide phosphorique et liaison avec VITA ADIVA T-BOND) des inlays, onlays, facettes, couronnes, bridges en céramique, céramique hybride et composite à la substance dentaire dure.

#### Contra-indications

En cas d'allergie reconnaissable aux composants de VITA ADIVA F-CEM.

#### Effets secondaires

Des effets secondaires systémiques n'ont pas été observés.

#### Préparation de la seringue VITA ADIVA F-CEM

Retirer le capuchon de la seringue à deux corps (**le jeter, ne pas le réutiliser !**) et le remplacer par la canule de mélange 1:1 fournie. Fixer la canule de mélange en vissant à 90°. Le matériau peut être appliqué directement à partir de la canule de mélange.

#### Observation

Après conservation au réfrigérateur, n'utiliser le produit qu'une fois la température ambiante atteinte.

#### La plage de manipulation (à 23°C / 73°F) en mode autopolymerisable est de 2 min à partir du début de mélange.

#### Observation

Jusqu'à nouvelle utilisation la canule de mélange utilisée sert de capuchon. Jeter les 2-3 premiers mm du matériau expulsé par la canule (la grosseur d'un grain de poivre env.). Cela vaut pour chaque nouveau mélange.

### 1. Scellement des inlays, onlays, facettes et couronnes en céramique hybride (VITA ENAMIC), en céramique feldspathique (par ex. VITABLOCS) et en céramique vitreuse (par ex. VITA SUPRINITY PC)

#### Préparation de la restauration

##### 1.1 Mordantage au gel d'acide fluorhydrique

Veuillez respecter le mode d'emploi du gel d'acide fluorhydrique à 5 % VITA ADIVA CERA-ETCH

##### 1.2 Application adhésif silane

Appliquer sur les surfaces mordancées des restaurations un adhésif silane adapté (par ex. VITA ADIVA C-PRIME).

Veuillez respecter le mode d'emploi de l'adhésif silane VITA ADIVA C-PRIME

Auf die so vorbehandelte Oberfläche kann ein methacrylatbasiertes Befestigungskomposit (z.B. VITA ADIVA F-CEM) gemäß Gebrauchsanweisung appliziert werden.

### 2. Befestigung von Restaurationen aus Zirkondioxid (z.B. VITA YZ)

#### Vorbereitung der Restauration

##### 2.1 Abstrahlen mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Zu verklebende bzw. zu verblendende Zirkonoxidflächen mit Edelkorund (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, max. 50 µm, Strahldruck 2 bar). Anschließend gestrahlt Oberfläche reinigen.

##### 2.2 Applikation Zirkonoxid-Haftvermittler

VITA ADIVA ZR-PRIME Zirkonoxid-Haftvermittler in Mischpalette vorlegen, mit einem Einwegpinsel oder Microbrush auf die gemäß Herstellerangaben vorbereitete Fläche in einer gleichmäßigen Schicht auftragen und **10 s** einwirken lassen. Die flüchtigen Bestandteile leicht mit Druckluft verblasen.

Auf die so vorbehandelte Oberfläche kann ein methacrylatbasiertes Befestigungskomposit (z.B. VITA ADIVA F-CEM) gemäß Gebrauchsanweisung appliziert werden.

### 3. Befestigung von Metallrestaurationen

#### Vorbereitung der Restauration

##### 3.1 Abstrahlen mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Abstrahlen der zu verklebenden oder zu verblandenden Restauration mit Edelkorund (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 50 µm, Strahldruck 2 bar). Anschließend gestrahlt Oberfläche im Ultraschallbad reinigen und mit Ölfreier Luft trocknen.

##### 3.2 Applikation Metall-Haftvermittler

VITA ADIVA M-PRIME Metall-Haftvermittler in Mischpalette vorlegen. Mit einem Einwegpinsel oder Microbrush auf die vorkonditionierten Verbundflächen in einer gleichmäßigen Schicht auftragen und **10 s** einwirken lassen. Die flüchtigen Bestandteile leicht mit Druckluft verblasen.

Auf die so vorbehandelte Oberfläche kann ein methacrylatbasiertes Befestigungskomposit (z.B. VITA ADIVA F-CEM) gemäß Gebrauchsanweisung appliziert werden.

### 4. Befestigung von Kompositrestaurationen

#### Vorbereitung der Restauration

Bitte beachten Sie die entsprechenden Verarbeitungshinweise der Hersteller der Kompositwerkstoffe.

#### Verarbeitung der Zahnharzsubstanz

##### Behandlungsfeld trocken halten.

Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.

Provisorium entfernen, Zahnharzsubstanz mit Bimssteinpulver reinigen. Restauration einprobieren.

##### Ätzen der Zahnharzsubstanz mit Phosphorsäure-Ätzgel

Präparierte Zahnharzsubstanz entsprechend der Total-Etch-Technik (z.B. VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 37%iges Phosphorsäure-Ätzgel) gemäß Gebrauchsinformation ätzen.

#### Applikation Bondingsystem

Bonding System VITA ADIVA T-BOND gemäß Gebrauchsinformation ammischen und auf geätzte Zahnharzsubstanz anplazieren.

A methacrylate-based adhesive composite (e.g. VITA ADIVA F-CEM) can be applied to a surface prepared in this way, according to the instructions for use.

### 2. Bonding of restorations made of zirconia (e.g. VITA YZ)

#### Preparation of the restoration

##### 2.1 Sandblasting with Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Sandblast the zirconia surfaces to be bonded or veneered with high-grade aluminum oxide (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, max. 50 µm, blasting pressure 2 bar). Next, clean the sandblasted surface.

##### 2.2 Application of zirconia bonding agent

Place VITA ADIVA ZR-PRIME zirconia bonding agent on a mixing palette, apply an even layer with a disposable brush or microbrush on a surface that has been prepared according to the manufacturer's instructions, and let the bonding agent work for **10 s**. Slightly disperse the volatile components with compressed air.

A methacrylate-based adhesive composite (e.g. VITA ADIVA F-CEM) can be applied on a surface that has been prepared this way, according to the instructions for use.

### 3. Bonding of metal restorations

#### Preparation of the restoration

##### 3.1 Sandblasting with Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Sandblast the restoration to be bonded or veneered with high-grade aluminum oxide (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 50 µm, blasting pressure 2 bar). Next, clean the sandblasted surface in an ultrasonic bath and dry with oil-free air.

##### 3.2 Application of metal bonding agent

Place VITA ADIVA M-PRIME metal bonding agent on a mixing pallet. Apply an even layer with a disposable brush or microbrush to the preconditioned bonding surfaces and let it work for **10 s**. Slightly disperse the volatile components with compressed air.

A methacrylate-based adhesive composite (e.g. VITA ADIVA F-CEM) can be applied on a surface that has been prepared in this way, according to the instructions for use.

### 4. Bonding of composite restorations

#### Preparation of the restoration

Please observe the corresponding processing instructions of the manufacturers of the composite materials.

#### Pre-treatment of the tooth substance

##### Keep the treatment area dry.

The use of a rubber dam is recommended.

Remove the temporary and clean the tooth substance with pumice powder. Try in of the restoration.

##### Etching the tooth substance with phosphoric acid etching gel

**VITA ADIVA® F-CEM**

Composite di fissaggio e indurimento duale

VITA ADIVA F-CEM è un composito microibrido fluido, fortemente radiopaco, a **indurimento duale**, con elevato tenore di carica per il fissaggio completamente adesivo, permanente di restauri in ceramica, ceramica ibrida, composito e metallo alle sostanze dure del dente. VITA ADIVA F-CEM soddisfa i requisiti DIN EN ISO 4049.

**Composizione**

VITA ADIVA F-CEM è costituito da resine a base Bis-GMA, catalizzatori, stabilizzatori, pigmenti e particelle di carica inorganica con una distribuzione di 0.05 - 1 µm. Il tenore di sostanze di carica è pari al 61 % in peso o 41 % in volume.

**Indicazioni**

VITA ADIVA F-CEM è indicato per il fissaggio duraturo e completamente adesivo (incl. mordenzatura con acido fosforico e Bonding System con VITA ADIVA T-BOND) di inlays, onlays, faccette, corone e ponti in ceramica, ceramica ibrida e composito alle sostanze dure del dente.

**Contraindicationi**

In caso di allergia dimostrata a componenti di VITA ADIVA F-CEM.

**Effetti collaterali**

Non sono noti effetti collaterali sistemici.

**Preparazione della siringa VITA ADIVA F-CEM**

Togliere la chiusura della siringa a doppia camera (**eliminare, non riutilizzare!**) e sostituirla con una camma di miscelazione 1:1-in dotazione. Fissare la canna di miscelazione ruotandola di 90°. Il materiale può essere applicato direttamente dalla camma di miscelazione.

**Avvertenza**

Se conservato in frigorifero, usare il materiale solo quando ha raggiunto temperatura ambiente.

**Il tempo di lavorazione (a 23°C / 73°F) in modalità autoindurente è di 2:00 min a partire dall'inizio della miscelazione.**

**Nota:**

La canna di miscelazione usata funge da chiusura fino al successivo utilizzo. Eliminare i primi 2-3 mm di materiale che fuoriesce dalla canna di miscelazione (equivalente ca. a un grado di pepe). Ciò vale per ogni nuova miscelazione.

**1. Fissaggio di inlays, onlays, faccette e corone in ceramica ibrida (VITA ENAMIC), ceramica feldspatica (ad es. VITABLOCS) e vetroceramica (ad es. VITA SUPRINITY PC)****Preparazione del restauro****1.1 Mordenzatura con acido fluoridrico in gel**

Attenersi alle informazioni d'uso del acido fluoridrico in gel al 5% VITA ADIVA CERA-ETCH.

**1.2 Applicazione dell'agente adesivo al silano**

Sulle superficie mordenzate dei restauri applicare un idoneo agente adesivo al silano (ad es. VITA ADIVA C-PRIME).

**Attenersi alle informazioni d'uso dell'agente adesivo al silano VITA ADIVA C-PRIME.**

Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.

**Instrucciones de uso****VITA ADIVA® F-CEM**

Composite de fijación de fraguado dual

VITA ADIVA F-CEM es un composite microibrido fluido de **fraguado dual** y fuertemente radiopaco, con una elevada proporción de material de relleno, para la fijación permanente. Integramente adhesiva de restauraciones de cerámica, cerámica ibrida, compósito y metal a la sustancia dental dura. VITA ADIVA F-CEM satisface los requisitos de la norma **DIN EN ISO 4049**.

**Composición**

VITA ADIVA F-CEM se basa en resinas basadas en Bis-GMA, catalizadores, estabilizadores, pigmentos y partículas de relleno inorgánicas en una distribución de 0,05-1 µm. La proporción de material de relleno se sitúa en el 61 % en peso o el 41 % en volumen.

**Indicaciones**

VITA ADIVA F-CEM está indicado para la fijación permanente e integralmente adhesiva (esto es, incluido el grabado al ácido fosfórico y sistema adhesivo con VITA ADIVA T-BOND) de inlays, onlays, carillas, coronas y puentes de cerámica, cerámica ibrida y compósito a la sustancia dental dura.

**Contraindicaciones**

En caso de alergia confirmada a componentes de VITA ADIVA F-CEM.

**Efectos secundarios**

No se conocen efectos secundarios sistémicos.

**Preparación de la jeringa de VITA ADIVA F-CEM**

Retirar el cierre de la jeringa de doble cámara (**desechar, no reutilizar!**) y sustituirlo por la cánula de mezcla 1:1 suministrada. Fijar la cánula de mezcla girándola lateralmente 90°. El material puede aplicarse directamente desde la cánula de mezcla.

**Nota:**

Después del almacenamiento en la nevera el material sólo estará disponible para su uso al haber alcanzado temperatura ambiente.

**El tiempo de manipulación (a 23°C/73°F) en el modo autopolimerizable es de 2:00 min desde el inicio del mezclado.**

**Nota:**

La cánula de mezcla usada sirve como cierre hasta la siguiente aplicación. Deben desecharse los primeros 2-3 mm del material que sale de la cánula de mezcla (aproximadamente el equivalente a un grano de pimienta). Esta regla es aplicable a cada nuevo mezclado.

**1. Fijación de inlays, onlays, carillas y coronas de cerámica ibrida (VITA ENAMIC), cerámica de feldespato (p. ej., VITABLOCS) y cerámica vítreas (p. ej., VITA SUPRINITY PC)****Preparación de la restauración****1.1 Grabado con gel de ácido fluorídrico**

Siga las instrucciones de uso de VITA ADIVA CERA-ETCH, gel de ácido fluorídrico al 5%.

**1.2 Aplicación de agente adhesivo de silano**

Aplicar sobre las superficies grabadas de las restauraciones un agente adhesivo de silano adecuado (p. ej., VITA ADIVA C-PRIME).

**Siga las instrucciones de uso del agente adhesivo de silano VITA ADIVA C-PRIME.****2. Fissaggio di restauri in biossido di zirconio (ad es. VITA YZ)****Preparazione del restauro****2.1 Sabbiare con Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**

Sabbiare le superfici in biossido di zirconio da incollare o rivestire con corindone (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, max. 50 µm, pressione 2 bar). Pulire quindi la superficie sabbiata.

**2.2 Applicazione dell'adesivo per biossido di zirconio**

Approntare l'adesivo per biossido di zirconio VITA ADIVA ZR-PRIME sulla piastra di miscelazione, con un pennellino monouso o un Microbrush applicare uno strato uniforme sulla superficie pretrattata come da istruzioni del produttore, e lasciar agire **10 sec**. Distribuire i componenti volatili con un leggero getto d'aria compressa.

Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.

**3. Fissaggio di restauri metallici****Preparazione del restauro****3.1 Sabbiare con Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**

Sabbiare il restauro da incollare o rivestire con corindone (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, max. 50 µm, pressione 2 bar). Pulire quindi la superficie sabbiata in bagno ad ultrasuoni e asciugare con un getto d'aria privo d'olio.

**3.2 Applicazione dell'adesivo per metalli**

Approntare l'adesivo per metalli VITA ADIVA M-PRIME sulla piastra di miscelazione. Con un pennellino monouso o un Microbrush applicare uno strato uniforme sulle superfici di legame precondizionate e lasciar agire per **10 sec**. Distribuire i componenti volatili con un leggero getto d'aria compressa.

Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.

**4. Fissaggio di restauri in composito****Preparazione del restauro**

Attenersi alle indicazioni di lavorazione dei produttori dei composti.

**Trattamento preliminare della sostanza dentaria****Tener asciutto il campo operatorio.**

Si raccomanda l'uso di una diga.

Togliere il provvisorio, pulire la sostanza dentaria con pomice in polvere. Provare il restauro.

**Mordenzatura della sostanza dentaria con acido fosforico in gel**

Mordenzare la sostanza dentaria secondo la tecnica Total-Etch (ad es. VITA ADIVA TOOTH-ETCH, acido fosforico mordenzante al 37%) attenendosi alle informazioni d'uso.

**Aplicación del Bonding System**

Miscelare il Bonding System VITA ADIVA T-BOND secondo le informazioni d'uso e applicarlo sulla sostanza dentaria mordenzata.

Sulla superficie così pretrattata è possibile applicare un composito di fissaggio a base di metacrilato (ad es. VITA ADIVA F-CEM) secondo le istruzioni di impiego.

Sobre la superficie así pretratada puede aplicarse un composite de fijación basado en metacrilato (p. ej., VITA ADIVA F-CEM) conforme a las instrucciones de uso.

**2. Fijación de restauraciones de óxido de circonio (p. ej., VITA YZ)****Preparación de la restauración****2.1 Arenado con Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**

Arenar con corindón noble (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, máx. 50 µm, presión de arenado 2 bar) las superficies de óxido de circonio a adherir o a recubrir. A continuación limpiar la superficie arenada.

**2.2 Aplicación de agente adhesivo para óxido de circonio**

Preparar el agente adhesivo para óxido de circonio VITA ADIVA ZR-PRIME en la paleta de mezcla, aplicar con un pincel desechable o un microbrush en una capa uniforme sobre la superficie preparada conforme a las especificaciones del fabricante y dejar actuar **10 s**. Soplar ligeramente con aire comprimido los componentes volátiles.

Sobre la superficie así pretratada puede aplicarse un composite de fijación basado en metacrilato (p. ej., VITA ADIVA F-CEM) conforme a las instrucciones de uso.

**3. Fijación de restauraciones metálicas****Preparación de la restauración****3.1 Arenado con Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**

Arenado de la restauración a adherir o a recubrir con corindón noble (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 50 µm, presión de arenado 2 bar). A continuación, limpiar la superficie arenada en el baño de ultrasonidos y secarla con aire exento de aceite.

**3.2 Aplicación de agente adhesivo para metal**

Preparar el agente adhesivo para metal VITA ADIVA M-PRIME en la paleta de mezcla. Empleando un pincel desechable o un microbrush, aplicarlo en una capa uniforme sobre las superficies de unión precondicionadas y dejar actuar **10 s**. Soplar ligeramente con aire comprimido los componentes volátiles.

Sobre la superficie así pretratada puede aplicarse un composite de fijación basado en metacrilato (p. ej., VITA ADIVA F-CEM) conforme a las instrucciones de uso.

**4. Fijación de restauraciones de composite****Preparación de la restauración**

Sigas las respectivas instrucciones de uso de los fabricantes de los materiales de composite.

**Tratamiento previo de la sustancia dental****Mantener seca la zona a tratar.**

Se recomienda utilizar dique de goma.

Retirar la prótesis provisional, limpiar la sustancia dental con polvo de piedra pómez. Probar la restauración en boca.

**Grabado de la sustancia dental con gel de grabado de ácido fosfórico**

Grabar al ácido la sustancia dental preparada conforme a la técnica Total-Etch (p. ej., VITA ADIVA TOOTH-ETCH, gel de grabado de ácido fosfórico al 37%) siguiendo las instrucciones de uso.

Grabar al ácido la sustancia dental preparada conforme a la técnica Total-Etch (p. ej., VITA ADIVA TOOTH-ETCH, gel de grabado de ácido fosfórico al 37%) siguiendo las instrucciones de uso.

**Aplicazione di VITA ADIVA F-CEM**

Applicare VITA ADIVA F-CEM in strato sottile (ca. 0,5 mm) direttamente sulle superfici del restauro da incollare e sulla sostanza dentaria pretrattata. Inserire completamente il restauro *in situ* esercitando una leggera pressione. Quando la sede del restauro è perfetta, eliminare il materiale in eccedenza dopo una breve irradiazione (ca. 5 sec.). Per un rapido fissaggio fotopolimerizzare le zone marginali del restauro da ogni lato per **20 sec**. Il materiale a indurimento duale si autopolimerizza entro **3 min**.

A indurimento ultimato rifinire e lucidare i bordi nei modi consueti.

**Avvertenze importanti**

- Non diluire VITA ADIVA F-CEM con resina.
- Non usare in combinazione con preparati contenenti eugenolo, in quanto l'eugenolo compromette l'indurimento del materiale. Anche la conservazione in prossimità di prodotti in confezione chiusa contenenti eugenolo è dannosa. Materiale non indurito non deve venire in contatto con prodotti contenenti eugenolo.
- Evitare il contatto con la pelle, soprattutto su persone con note reazioni allergiche ai metacrilati.

**Conservazione**  
Non conservare oltre 20°C (68°F). Conservare in frigorifero fino all'utilizzo. Materiale iniziato va consumato entro 3 mesi. Non utilizzare oltre la data di scadenza!

**Marcature sulla confezione**

Data di produzione



Utilizzabile fino a



Lotto



Temperatura di conservazione