

# VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Dla łatwego polerowania wstępnego oraz końcowego ceramiki hybrydowej VITA ENAMIC



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan: 2022-09

VITA – perfect match.

**VITA**

## Opis produktu

Zestawy do polerowania VITA ENAMIC zostały stworzone w celu ergonomicznej i właściwej obróbki powierzchni uzupełnień protetycznych wykonanych z ceramiki hybrydowej. Zestawy zawierają różne instrumenty, które służą do polerowania wstępnego oraz końcowego, zarówno w gabinecie jak i pracowni.

Przy pomocy tych instrumentów możemy bezpiecznie polerować powierzchnie żujące, guzki, bruzdy międzyguzkowe i punkty kontaktowe w uzupełnieniach protetycznych. Zastosowanie tych instrumentów polerskich w efekcie końcowym gwarantuje tworzenie powierzchni o wysokim połysku.

## Zalety produktu

### *Dobre wyniki:*

Instrumenty te umożliwiają użytkownikowi szybkie doprowadzenie uzupełnień ENAMIC do wysokiego połysku. Dokładnie określone obroty, właściwie dobrane uziarnienie i indywidualne kształty instrumentów gwarantują dobre wyniki.

### *Łatwe i pewne użytkowanie.*

Instrumenty gwarantują doskonały poziom obróbki. Wydajne użytkowanie bez obowiązkowego stosowania pasty polerskiej umożliwia szybkie i łatwe polerowanie. Sterylizacja instrumentów klinicznych gwarantuje bezpieczeństwo.

### *Specyficzna obróbka dla danego materiału*

Specjalny zestaw instrumentów stworzony i przeznaczony do obróbki VITA ENAMIC gwarantuje właściwą obróbkę materiału.

## Informacje o produkcie

VITA ENAMIC Polishing Set kliniczny: zawiera ogółem sześć instrumentów na kątnice. W zestawie znajdują się trzy instrumenty do polerowania wstępnego oraz trzy do polerowania na wysoki połysk.

VITA ENAMIC Polishing Set techniczny: zawiera ogółem sześć instrumentów na prostnice. W zestawie znajdują się trzy instrumenty do polerowania wstępnego oraz trzy do polerowania na wysoki połysk.

## VITA ENAMIC® Zestawy do polerowania

Oznaczenie	Objaśnienie	Zawartość/sztuk	REF
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	2-stopniowy system do polerowania wstępnego oraz na wysoki połysk na kątnice	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	2-stopniowy system do polerowania wstępnego oraz na wysoki połysk na prostnice	6	EENPSETTV1

## VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/opakowanie uzupełniające


Oznaczenie	Objaśnienie	Zawartość/sztuk	REF
<b>Polerowanie wstępne (różowy)</b>	SiC-Instrumenty (węgiel krzemu)		
szczotka, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
soczewka, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
kielich, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
<b>Polerowanie na wysoki połysk (szary)</b>	Instrumenty diamentowe		
szczotka, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
soczewka, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
kielich, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

## VITA ENAMIC® Polishing Set technical/opakowanie uzupełniające

Oznaczenie	Objaśnienie	Zawartość/sztuk	REF
<b>Polerowanie wstępne (różowy)</b>	SiC-Instrumenty (węgiel krzemu)		
szczotka, VI-EB17m		3	ERHEB17M3
grot, VI-ES5m		6	ERHES5M6
krążek, VI-ER15m		6	ERHER15M6
<b>Polerowanie na wysoki połysk (szary)</b>	Instrumenty diamentowe		
szczotka, VI-EB17f		3	ERHEB17F3
grot, VI-ES5f		6	ERHES5F6
krążek, VI-ER15f		6	ERHER15F6

 EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Keltern · Niemcy

Firma EVE Ernst Vetter GmbH posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych.

Następujące produkty posiadają oznaczenia  **0483** :

VITA ENAMIC Polishing Set clinical i odpowiednie opakowania uzupełniające.



**VITA**

Vertrieb: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany · Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-299 · www.vita-zahnfabrik.com