

# VITA VIONIC<sup>®</sup> SOLUTIONS

Digital Dentures: Your Next Level



weiter >

# Das nächste Level der **Digitalen Prothese**

mit **VITA VIONIC**<sup>®</sup> SOLUTIONS

Die Vorteile >

Das Portfolio >


Die Workflows >



V




## Erreichen Sie ein neues Level bei Ihren digital hergestellten Prothesen mit VITA VIONIC® SOLUTIONS.




### Das nächste Level der Digitalen Ästhetik

- Prothesen digital herzustellen muss keine ästhetischen Kompromisse bedeuten.
- Die VITA VIONIC VIGO Konfektionszähne mit einem hochästhetischen, dreidimensionalen Farbverlauf oder die mehrfarbige VITA VIONIC DENT DISC multiColor bringen Ihre Prothesen auf ein neues ästhetisches Level.



### Das nächste Level der Digitalen Möglichkeiten

- Patienten wünschen sich eine Prothese, die individuell auf sie zugeschnitten ist.
- Die VITA VIONIC Zahnbibliotheken bieten dafür 7 individuelle Aufstellkonzepte.



### Das nächste Level der Digitalen Qualität

- Mit den richtigen Materialien erfüllt eine digital hergestellte Prothese hohe Qualitätsansprüche.
- Die VITA VIONIC DENT DISC multiColor beispielsweise überzeugt durch Abrasionsbeständigkeit und Polierbarkeit.



### Das nächste Level der Digitalen Effizienz

- Digital gefertigte Prothesen bedeuten Effizienz.
- VITA VIONIC SOLUTIONS – alle Systemkomponenten für einen reibungslosen und effizienten Workflow.

# VITA VIONIC® SOLUTIONS – Abgestimmte Systemkomponenten für Ihren digitalen Workflow.

CAD-Prozess

Herstellung des Try-In

Herstellung der definitiven Prothese

1

**VITA VIONIC VIGO®**  
**VITA VIONIC® DIGITAL VIGO**  
Prothesenzahnbibliothek



2

**VITA VIONIC® WAX**



3

**VITA VIONIC® BASE DISC HI**



4

**VITA VIONIC VIGO®**



ODER

**VITA VIONIC® DENT DISC multiColor**



5

**VITA VIONIC® BOND**



weiter >

## Wählen Sie Ihren Workflow:

# präfabriziert

mit **VITA VIONIC VIGO®**



weiter >

ODER

# gefräst

mit **VITA VIONIC® DENT DISC multiColor**




weiter >



## VITA VIONIC VIGO® Prothesenzahnbibliothek

Digitale Möglichkeiten auf dem nächsten Level mit der VITA VIONIC VIGO Prothesenzahnbibliothek für den präfabrizierten Konfektionszahn:

- Größte Auswahl an Aufstellkonzepten
- Kaum manuelle Nacharbeit in der Software
- VITA Zahndesign-Expertise



weiter >



## VITA VIONIC® WAX


Formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge

### Try-In-Möglichkeiten auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC WAX:

- Komfortable Wachseinprobe
- Präzise Wachsaufstellung
- Einfache Korrektur



weiter >






## VITA VIONIC® BASE DISC HI

Hochwertige PMMA-Disc zur Herstellung definitiver Prothesenbasen

### Digitale Qualität auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC BASE DISC HI:

- Langlebigkeit dank schlagzähem Material
- Hervorragende Passung zum Kieferkamm
- Neue Auswahl an Gingiva-Farben



weiter >





## VITA VIONIC VIGO®


Der smarte Zahn für digitale Prothesen

### Ästhetik auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC VIGO:

- Lebensnahe Ästhetik und funktionales Zahndesign
- Zeitsparender Arbeitsablauf für höhere Produktivität
- Prozesssicherheit im digitalen Workflow



weiter >





## VITA VIONIC® BOND


Selbsthärtendes Zweikomponenten-Befestigungssystem

### Sicherheit auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC BOND:

- Effiziente adhäsive Befestigung
- Präzises, spaltfreies Verkleben der Zähne in der Kavität
- Sicherer Haftverbund von Zähnen und Prothesenbasis

Workflow mit VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

weiter >






## VITA VIONIC® DIGITAL VIGO

Prothesenzahnbibliothek

**Digitale Möglichkeiten auf dem nächsten Level mit der VITA VIONIC DIGITAL VIGO Prothesenzahnbibliothek für gefräste und gedruckte Prothesenzähne:**

- Export des Zahndesigns und/oder der Prothesenbasis für den Fräs- oder Druckvorgang
- Größte Auswahl an Aufstellkonzepten
- Kaum manuelle Nacharbeit in der Software
- VITA Zahndesign-Expertise



weiter >



## VITA VIONIC® WAX


Formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge

### Try-In-Möglichkeiten auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC WAX:

- Komfortable Wachseinprobe
- Präzise Wachsaufstellung
- Einfache Korrektur



weiter >






## VITA VIONIC® BASE DISC HI

Hochwertige PMMA-Disc zur Herstellung definitiver Prothesenbasen

### Digitale Qualität auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC BASE DISC HI:

- Langlebigkeit dank schlagzähem Material
- Hervorragende Passung zum Kieferkamm
- Neue Auswahl an Gingiva-Farben



weiter >



## VITA VIONIC® DENT DISC multiColor


MRP-Komposit DISC (anorganisch gefülltes PMMA)  
für herausnehmbare Prothesen

### Digitale Qualität auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC DENT DISC multiColor:

- Gleiche Materialqualität wie VITA Premium Konfektionszähne:
  - Hohe Abrasionsfestigkeit
  - Gute Polierbarkeit
- Integrierter Zahnfarbverlauf für überzeugende Ästhetik



weiter >





## VITA VIONIC® BOND

Selbsthärtendes Zweikomponenten-Befestigungssystem

### Sicherheit auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC BOND:

- Effiziente adhäsive Befestigung
- Präzises, spaltfreies Verkleben der Zähne in der Kavität
- Sicherer Haftverbund von Zähnen und Prothesenbasis

Workflow mit VITA VIONIC VIGO®

weiter >

