

VITAVM.11

Information produit



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

VITA – perfect match.

VITA

Céramique à structure fine pour l'individualisation des restaurations en céramique vitreuse à base de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS), spéciale pour VITA SUPRINITY PC.



III. 1 : masses effet VITA VM 11

Céramique à structure fine pour la personnalisation de VITA SUPRINITY PC

VITA VM 11 est une céramique feldspathique à structure fine et basse fusion. Elle a été mise au point spécialement pour la personnalisation des restaurations en céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium.*

Les CDT précisément harmonisés du matériau d'infrastructure et du matériau cosmétique assurent une excellente cohésion et sécurisent les résultats, tout en évitant les déformations et réduisant les tensions au sein de l'incrustation.

Avantages du produit



III. 2

Restaurations d'une grande esthétique

La forte translucidité et les couleurs chaudes de VITA VM 11 conjuguées à l'opalescence de VITA SUPRINITY PC donnent un résultat très esthétique et un jeu de couleurs dynamique.

Cohésion sûre

La parfaite harmonisation des deux plages de CDT garantit une cohésion sans tension et donc sûre.



III. 3

Bonne aptitude au meulage et au polissage

Avec la fameuse structure fine dont est dotée la céramique VITA VM 11, la surface obtenue est lisse et bien dense. Elle se meule aisément et se polit rapidement.

Mise en œuvre simple

VITA VM 11 se caractérise par une remarquable tenue, un retrait minime et une grande solidité des bords. En association avec VITA SUPRINITY PC, il est possible, grâce à la très bonne mouillabilité de surface de la nouvelle céramique vitreuse, d'effectuer directement le montage cosmétique sans cuisson de liner ou de lait.



III. 4

Stabilité de premier ordre à la cuisson

La VITA VM 11 est dotée de très bonnes propriétés à la cuisson et conserve sa forme même après plusieurs cuissons.

Les photos 2 - 4 ont été réalisées avec l'aimable coopération de la maître prothésiste dentaire Heike Assmann.

* Utilisable également pour CELTRA[®] Duo et CELTRA[®] CAD FC.
CELTRA est une marque déposée de DeguDent GmbH.



Assortiments

VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Mode d'emploi

VITAVM®11 DENTINE KIT classical, BV11DKC

Quantité	Contenu	Matériau
8	12 g	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Mode d'emploi


Poudres à l'unité

VITAVM®11

Couleur	Matériau	Contenu	N° art.
0M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946412
WIN	WINDOW	12 g	B4918112
NT	NEUTRAL	12 g	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 g	B4919112
END	ENAMEL dark	12 g	B4919212
MM1	MAMELON	12 g	B4916112
MM3	MAMELON	12 g	B4916312

Couleur	Matériau	Contenu	N° art.
EP1	EFFECT PEARL	12 g	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 g	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 g	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 g	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 g	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 g	B4912112
EC3	EFFECT CHROMA	12 g	B4912312
EC5	EFFECT CHROMA	12 g	B4912512
EE1	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 g	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 g	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 g	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 g	B4936312

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER® permet de déterminer d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.



N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 2024-05

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage

CE0124:

VITAVM®11 · VITA SUPRINITY® PC



VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik