


VITA Easyshade® V

Optimális színmeghatározás, maximális biztonság



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2021.09.



VITA – perfect match.

VITA

„A fogak színét gazdaságosan meghatározni és továbbítani csak digitálisan lehet – erre a legjobban VITA Easyshade® V képes.”

Dr. med. dent. Philipp Grohmann (FT)



VITA Easyshade[®] V

Abszolút pontos színmeghatározás. Megbízható színhelyreállítás.

VITA Easyshade V olyan digitális színmérő eszköz, amellyel a természetes fogak, valamint a leplezett kerámia fogpótlások színe precízen, gyorsan és megbízhatóan határozható meg.

VITA Easyshade V segítségével van a fogorvosoknak és fogtechnikusoknak a fogszín meghatározásától és továbbításától kezdve a helyreállításon át egészen az elkészült fogpótlás színének ellenőrzéséig, javítva ezzel a folyamatbiztonságot.

VITA Easyshade V

- **megbízható, pontos fogszín-meghatározás**
az intelligens, objektív mérési technikának köszönhetően
- **idő- és költséghatékony színmeghatározás másodpercek alatt**
mérési eredmények egy gombnyomásra
- **biztonságos anyagválasztás és színhelyreállítás**
a pontos és részletes fogszín-információk révén
- **fogszín- és képinformációk egyszerű továbbítása**
a laborhoz, szoftver vagy alkalmazás segítségével



VITA Easyshade® V Egy eszköz. Sokoldalú felhasználás.

VITA Easyshade V hatékonyan és megbízhatóan támogatja a fogorvosi rendelőket és laborokat

- a természetes fogak és leplezett fogpótlások színének meghatározásában
- a megfelelő fogpótlási anyagok optimális kiválasztásában
- a fogfehérítő kezelések profi megtervezésében és ellenőrzésében
- rétegezett kerámia fogpótlások minőségellenőrzésében, a megcélzott fogszínre vonatkozóan
- a rendelő és labor közötti zökkenőmentes kommunikációban

Termékinformáció

- kompakt, ergonomikus kialakítású spektrofotométer intuitívan kezelhető érintőképernyővel
- modern méréstechnika az alapszín és az egyes fogrégiók színének meghatározásához
- eredmények megjelenítése a VITA színszabványokban, valamint fehéřített színek kijelzése az American Dental Association (ADA) szerint
- Lab- és LCh-értékek kijelzése
- Bluetooth illesztőegység a megfelelő szoftverrel és alkalmazással való vezeték nélküli kommunikációhoz



VITA mobileAssist.

A fogszín mobilos adatátvitelének egyszerű módja.


A praktikus VITA mobileAssist alkalmazással egyszerűvé és hatékonyá válik a fogszín-információk továbbítása a rendelő és a labor között. VITA Easyshade V adatai belső Bluetooth illesztőegység segítségével vezeték nélkül vihetők át az alkalmazásra, ott páciens-fotók rendelhetők hozzá és e-mailben elküldhetők. Minden releváns fogszín-információ, valamint a páciensek fotói kényelmesen továbbíthatók okostelefonon vagy tableten.



VITA Assist.

Professzionális fogszín-kommunikáció és -dokumentáció rendelőknek és labornak.

A windows alapú VITA Assist PC-szoftverrel professzionális módon dokumentálhatók és kezelhetők a fogászati eredmények és fogszín-információk. VITA Assist lehetővé teszi, hogy VITA Easyshade V mérési eredményeit a páciensek digitális fotóiba integráljuk, illetve kiegészítő képfeldolgozó eszközöket és sokféle kommentelési funkciót is kínál. Az egyes esetek adatainak kezelése és az információcsere rendelő és labor között az adatbank segítségével valósítható meg.



Egy eszköz. Számptalan alkalmazás.




Alapszín meghatározása természetes fogon.




Átlagszín meghatározása multikromatikus természetes fogaknál



Fogregió színének meghatározása természetes fogon, cervikális, centrális és incizális tartományban.



Legfeljebb 6 frontfog színének meghatározása fogfehérítő kezelés tervezéséhez és ellenőrzéséhez



Fogpótlás színének meghatározása fogpótlás készítése közben, valamint a célszín minőségellenőrzése.



Intraorális színmeghatározás meglévő kerámia fogpótlásokon




Kommunikáció VITA mobileAssist App segítségével

Kommunikáció VITA Assist szoftverrel




VITA rendszerek.

A legjobb megoldások a megmunkálás során



* Megjegyzés: „Folyamat opcionális lépései/kiégetés” részhez: A földpát- és hibridkerámia anyagok csiszolás és polírozás után közvetlenül beilleszthetők. A földpátkerámiára vonatkozóan tehát a folyamat fenti lépései opcionálisak. Elvileg ugyanez érvényes a hibrid kerámiára is, annál azonban nem szabad kiégetést végezni. Cirkónium-dioxid esetében a szinterégetés megelőzi a karakterizálást/individualizálást.

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER® rendszerrel minden természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és teljes egészében helyreállítható.



Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2021.09

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V a 2006/95/EK, 2004/108/EK és 2011/65/EU irányelveknek megfelelő CE-jelzéssel van ellátva.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik