

Risques résiduels des matériaux CFAO en céramique hybride (comme par exemple VITA ENAMIC et ENAMIC IS)

Complications et risques résiduels potentiels des matériaux CFAO en céramique hybride, généraux et non spécifiques aux matériaux VITA

- Écailllements ou décollement de la restauration avec ingestion éventuelle
- Accumulations de plaque
- Hypersensibilité postopératoire
- Irritation des muqueuses
- Gingivite
- Caries au niveau du joint
- Intolérances et/ou potentiel allergène
- Fracture

Ces risques doivent être communiqués au patient par le personnel spécialisé (personnel médical dentaire par exemple).

002/11.2021