

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Pro snadné předběžné leštění a leštění do vysokého lesku hybridní keramiky VITA ENAMIC



VITA určování barev

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy

Stav 2022-11

VITA – perfect match.

VITA

Popis výrobku

Lešticí sady VITA ENAMIC byly vyvinuty pro materiálově vhodné opracování povrchu restaurací z hybridní keramiky v praxi a laboratořích. Sady obsahují různá lešticí tělesa pro předběžné leštění a leštění

na vysoký lesk. Pomocí těchto nástrojů lze v souladu s materiálem leštit žvýkací plochy, hrbolky, fisury a kontaktní body restaurace do vysokého lesku.

Přednosti výrobku

Dobré konečné výsledky

Tyto nástroje umožní uživateli rychle dosáhnout vysokého lesku restaurací ENAMIC. Přesný kruhový pohyb, sladěné velikosti zrna a individuální geometrie nástrojů zaručují dobré výsledky.

Jednoduchá a bezpečná manipulace

Nástroje zajišťují vysoký úběrový výkon. Snadná manipulace a nasazení bez nutnosti používání leštící pasty umožňuje jednoduché a rychlé leštění. Možnost provádět sterilizaci zajišťuje bezpečnost nástrojů clinical.

Opracování v souladu s materiálem

Pomocí těchto nástrojů speciálně vyvinutých pro VITA ENAMIC lze provádět dodatečné opracování vhodné pro daný materiál.

Údaje o výrobku

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: Obsahuje celkem šest nástrojů pro kolénko. Obsahuje po třech nástrojích pro předběžné leštění a leštění do vysokého lesku.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: Obsahuje celkem šest nástrojů pro násadec. Obsahuje po třech nástrojích pro předběžné leštění a leštění do vysokého lesku.

VITA ENAMIC® Polishing Sets

Označení	Vysvětlení	Obsah/kus	REF
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	Dvoustupňový leštící systém s předběžným leštěním a leštěním do vysokého lesku pro kolénko	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	Dvoustupňový leštící systém s předběžným leštěním a leštěním do vysokého lesku pro násadec	6	EENPSETTV1

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – doplňkové balení

Označení	Vysvětlení	Obsah/kus	REF
Předběžné leštění (pink)	SiC nástroje (karbid křemíku)		
Kartáček, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Čočka, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Kalíšek, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
Leštění na vysoký lesk (šedá)	Diamantové nástroje		
Kartáček, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Čočka, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Kalíšek, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

VITA ENAMIC® Polishing Set technical – doplňkové balení

Označení	Vysvětlení	Obsah/kus	REF
Předběžné leštění (pink)	SiC nástroje (karbid křemíku)		
Kartáček, VI-EB17m		3	ERHEB17M3
Špička, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Kolečko, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Leštění na vysoký lesk (šedá)	Diamantové nástroje		
Kartáček, VI-EB17f		3	ERHEB17F3
Špička, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Kolečko, VI-ER15f		6	ERHER15F6

■ EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Keltern · Germany

Společnost EVE Ernst Vetter GmbH je certifikována a následující produkty nesou označení **CE 0483** :

VITA ENAMIC Polishing Set clinical a příslušná doplňková balení. **MD**

VITA

Vertrieb: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany · Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-299 · www.vita-zahnfabrik.com