

Wahre Stärke ist vielschichtig.



VITABLOCS® TriLuxe forte

Schleifen. Polieren. Fertig.

- vier Schichten für einen natürlichen Farbverlauf und einzigartige Ästhetik
- einfaches Polieren für einen optimalen Glanz
- hohe Beständigkeit dank schmelzähnlicher Abrasion



CAD/CAM

VITABLOCS® TriLuxe forte

Der polychrome CAD/CAM Block: Schleifen. Polieren. Fertig.

VITABLOCS TriLuxe forte mit integriertem 4-schichtigem Farbverlauf ermöglicht die optimale Reproduktion des natürlichen Farbspiels in der ästhetischen Zone. Eine Chairside Behandlung in nur einer Sitzung ist einfach und effizient durchführbar. Durch den 4-schichtigen Farbverlauf ist das Ergebnis zudem hoch ästhetisch.

Von Inlays, Veneers bis hin zu Vollkronen – VITABLOCS TriLuxe forte bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten.

[Zu den Studien](#)



Als Experte auf dem Gebiet habe ich jeden verfügbaren Block ausprobiert. Mein Favorit ist eindeutig VITABLOCS TriLuxe forte. Dieser Block besticht durch seine Ästhetik und imitiert den natürlichen Zahnschmelz bestmöglich.“

Dr. Andres Powditch, Zahnarzt, Chile

[Hier gehts zum Webinar](#)



Der integrierte Farbverlauf in vier Intensitätsschichten ermöglicht ein natürliches Farb- und Lichtspiel in der ästhetischen Zone.“

Dr. Mon Li und ZT Sally Hsieh, CEREC Asia, Taipeh, Taiwan



Farben. Geometrien. Systemkompatibilität.

Farben

- 5 VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- 9 VITA classical A1–D4® Farben: A1C, A2C, A3C, A3,5C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C

Geometrien



VITABLOCS TriLuxe forte – SYSTEM LÖSUNG

VITA bietet VITABLOCS TriLuxe forte mit dem Haltersystem für CEREC/inLab (Dentsply Sirona).

VITABLOCS TriLuxe forte – UNIVERSAL LÖSUNGEN*

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation), CS 3000 /CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- N/R/S/Z/E Serien (vhf camfacture AG), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

*Hinweise: Der Umfang des Varianten-/Geometrie-/Farbangebots an VITA CAD/CAM Materialien kann für einzelne CAD/CAM-Systempartner bzw. -Systeme abweichen.

VITABLOCS
TriLuxe forte



VITABLOCS® TriLuxe forte

Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Produktbroschüre: 2024-06. Mit der Herausgabe dieser

Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung

CE 0124: VITABLOCS® TriLuxe forte

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

