

VITA ENAMIC® multiColor – Farbverlauf inklusive

Die multichromatischen CAD/CAM-Rohlinge für höchste Frontzahnästhetik



VITA – perfect match

VITA

Ihre Vorteile mit VITA ENAMIC multiColor:

- Höchste Zeiteffizienz und Ästhetik
- Minimalinvasive Eingriffe
- Garantierte Verlässlichkeit
- Wirtschaftlichkeit von ihrer schönsten und sichersten Seite
- Erhältlich in 5 VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben (1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT)
- Erhältlich in zwei Größen (EMC-14 und EMC-16)

VITA ENAMIC® multiColor – Farbverlauf inklusive

Die multichromatischen CAD/CAM-Rohlinge für höchste Frontzahnästhetik

EINSATZMÖGLICHKEITEN



VORTEILE



Wirtschaftlichkeit von ihrer schönsten und sichersten Seite

Zeiteffizienz. Naturnahe ästhetische Ergebnisse. Minimalinvasive Eingriffe. Höchste Verlässlichkeit. Bei der Frontzahnrestauration gibt es viele Ansprüche. Mit VITA ENAMIC multiColor erhalten Sie alle in nur einem Block perfekt erfüllt.

Höchste Zeiteffizienz und Ästhetik

Sie erkennen den Farbverlauf bei VITA ENAMIC multiColor sofort, fein nuanciert in sechs Schichten. Die Brandführung entfällt komplett. Ein Bemalen oder Charakterisieren ist nicht mehr nötig. Nur noch polieren – fertig!

Minimalinvasive Eingriffe

Die duale Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur von VITA ENAMIC multiColor ermöglicht besonders geringe Wandstärken und extrem dünn auslaufende Wandbereiche. Gut bei limitiertem Platzangebot.

Garantierte Verlässlichkeit

VITA ENAMIC ist ein Werkstoff mit integrierter Puffer- und Riss-Stopp-Funktion. Wie ein Stoßdämpfer absorbiert die Hybridkeramik alle auf sie einwirkenden Kräfte.

Adhäsive Eingliederung

VITA ENAMIC kann aufgrund des dominierenden Keramiknetzwerks in gewohnter Weise mit Fluss-Säure geätzt und silanisiert werden. Das führt bei der adhäsiven Eingliederung zu besten Haftwerten.

VITA