


**VITA**



**VITA PROTHETIK LÖSUNGEN**

**Formenkarte**

Cartes de formes | Tabella forme

## 1. Wählen Sie die Zahnlinie

### Lebendiges Form- und Farbspiel für natürliche Ergebnisse.

F: Un jeu de couleurs et de formes vivant pour des résultats naturels.

I: Vivace gioco di forme e colori per risultati naturali.



F: Choisissez la catégorie / gamme de dents adaptée I: Scegliere la categoria/linea di denti ottimale

### Überzeugende Farb- und Formenvielfalt für alle Fälle.

F: Diversité convaincante de couleurs et de formes pour tous les cas.

I: Poliedricità di forme e colori per tutti i casi.



### Effiziente CAD/CAM Prothetik für mehr Produktivität.



F: Prothèses CFAO efficaces pour une plus grande productivité.

I: Efficiente protesi CAD/CAM per una maggiore produttività.



## > Empfohlene Anterior-/Posterior-Kombinationen

F: Combinaisons antérieures / postérieures recommandées I: Combinazioni anteriori/posteriori raccomandate



> **Empfohlene Indikation(en)\*** **F:** Indication(s) conseillée(s)\* **I:** Indicazioni raccomandate\*

|                                                                                    | PREMIUM              |                    | UNIVERSAL            |                     | DIGITAL          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>Anterior</b><br>F: Antérieure<br>I: Anteriori                                   | VITAPAN<br>EXCELL    | VITA<br>PHYSIODENS | VITAPAN              |                     | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |
| <b>Posterior</b><br>F: Postérieure<br>I: Posteriori                                | VITAPAN<br>LINGOFORM | VITA<br>PHYSIODENS | VITAPAN<br>CUSPIFORM | VITAPAN<br>SYNOFORM | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |
| <b>Totalprothetik</b><br>F: Prothèses totales<br>I: Protesi totale                 | ●                    | ●                  | ●                    | ●                   | ●                | ●                 |
| <b>Teilprothetik</b><br>F: Prothèses partielles<br>I: Protesi parziale             | ●                    | ●                  | ●                    |                     |                  | ●                 |
| <b>Kombinationsprothetik</b><br>F: Prothèses combinées<br>I: Protesi combinata     | ●                    | ○                  | ●                    |                     |                  |                   |
| <b>Implantatprothetik</b><br>F: Prothèses implantoportées<br>I: Protesi implantare | ●                    | ○                  | ○                    |                     |                  |                   |
| <b>Gerontoprothetik</b><br>F: Prothèses gérontologiques<br>I: Gerontoprotesi       |                      |                    |                      | ●                   |                  |                   |


●○ **Empfohlen** **F:** Conseillée **I:** Raccomandate

\* das gesamte Spektrum von Total-/Teil-/Kombinations- und Implantatprothetik ist in der Regel möglich **F:** toutefois l'ensemble des prothèses totales, partielles, combinées et implanto-portées est généralement possible **I:** realizzabile l'intera gamma di protesi totali, parziali, combinate e implantari!

|                   |                      |                    |         |                      |                     |                     |                      |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| VITAPAN<br>EXCELL | VITAPAN<br>LINGOFORM | VITA<br>PHYSIODENS | VITAPAN | VITAPAN<br>CUSPIFORM | VITAPAN<br>SYNOFORM | VITA VIONIC<br>VIGO | VITA VIONIC<br>FRAME |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|


## 2. Wählen Sie die geeignete Formengruppe

F: Choisissez le groupe de formes adapté I: Scegliere il gruppo di forme ottimale




## 3. Ermitteln Sie die passende Zahnform

F: Déterminez la forme de dent adaptée I: Stabilire la forma del dente adatta



**Lachlinie**  
Ligne du sourire | Linea del sorriso



**Eckzahnlinie**  
Tracé des pointes canines | Linea dei canini

## Messpunkte: So werden die Zahnmaße bestimmt.\*

F: Les points de mesure : voici comment les dimensions des dents sont déterminées.\*

I: Punti di misura: così si determinano le dimensioni del dente.\*


### > Anterior

Antérieure | Anteriori

#### Oberkiefer und Unterkiefer


F: Maxillaire et mandibule

I: Superiori e inferiori




#### Zahnhs nicht in der Messung berücksichtigt

Collet non mesuré | Il colletto non rientra nella misurazione



VITAPAN EXCELL  
VITA PHYSIODENS  
VITAPAN  
VITA VIONIC FRAME



VITA VIONIC VIGO


### > Posterior

Postérieure | Posteriori

#### Oberkiefer und Unterkiefer

F: Maxillaire et mandibule

I: Superiori e inferiori



\* Alle Angaben in mm. Alle VITA Zahnlinien mit Einführung ab 2007 wurden digital vermessen. Maximale Abweichung der Maße von Kunststoffzähnen  $\pm 5\%$  lt. DIN ISO 22112:2017








F: \* Toutes les données en mm. Écart maximal des mesures des dents en résine  $\pm 5\%$  selon DIN ISO 22112:2017

I: \* Tutte le indicazioni in mm. Deviazione massima delle misure di denti protesici  $\pm 5\%$  lt. DIN ISO 22112:2017



OK-Anterior | Antérieures maxillaires | Anteriori superiori



Schaufel-  
förmig  
Ovale  
Ovale



Dreieckig  
Trianguläre  
Trianguläre



Rechteckig  
Rectanguläre  
Rectanguläre





Quadratisch  
Carrée  
Quadrato

S46

46.3



8.5



10.3

S48

47.9



8.7



9.1

S52

52.1



9.6



10.7

## UK-Anterior | Antérieures mandibulaires | Anteriori inferiori

L33

33.2



5.0



9.0

L35

35.3



5.2



9.9

L37

37.3



5.5



9.4

L37LC

37.4



5.6



11.4

L39

39.0



6.0



9.8

L41

41.2



6.1



10.8

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen

F: Remarque: pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté  
I: Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro

|                                                                 |                                                                                                   |             |             |             |             |                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>EXCELL<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori       | OK/Nr.<br><br>mm | 041<br>41.3 | 043<br>43.1 | 045<br>45.1 | 047<br>47.3 | 048<br>48.1                | 049<br>49.1 | 051<br>51.4 | T42<br>42.0 | T44<br>44.1 | T46<br>46.2 | T47<br>46.9 | T48<br>48.1 | T50<br>50.0 | T51<br>51.4 | T54<br>54.4 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | L33<br>33.2 | L33<br>33.2 | L35<br>35.3 | L37<br>37.3 | L37 / L37LC<br>37.3 / 37.4 | L39<br>39.0 | L41<br>41.2 | L33<br>33.2 | L33<br>33.2 | L35<br>35.3 | L37<br>37.3 | L37<br>37.3 | L39<br>39.0 | L39<br>39.0 | L41<br>41.2 |
| VITAPAN<br>LINGOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm | 21L<br>30.1 | 21L<br>30.1 | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6                | 23L<br>34.2 | 24L<br>35.8 | 21L<br>30.1 | 21L<br>30.1 | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6 | 24L<br>35.8 | 23L<br>34.2 | 24L<br>35.8 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | 21L<br>30.7 | 21L<br>30.7 | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1                | 23L<br>34.8 | 24L<br>36.4 | 21L<br>30.7 | 21L<br>30.7 | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1 | 24L<br>36.4 | 23L<br>34.8 | 24L<br>36.4 |

|                                                                 |                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>EXCELL<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori       | OK/Nr.<br><br>mm  | R45<br>45.4 | R47<br>47.0 | R49<br>49.1 | S46<br>46.3 | S48<br>47.9 | S52<br>52.1 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm  | L35<br>35.3 | L37<br>37.3 | L39<br>39.0 | L35<br>35.3 | L37<br>37.3 | L41<br>41.2 |
| VITAPAN<br>LINGOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm  | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6 | 23L<br>34.2 | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6 | 23L<br>34.2 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1 | 23L<br>34.8 | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1 | 23L<br>34.8 |

Die in der Kombinationstabelle enthaltenen Informationen sind nur als Richtwerte zu betrachten.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont donnés qu'à titre indicatif.


I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen

F: Remarque: pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté

I: Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro

Posterior | Postérieures | Posteriori




**OK-Anterior** | Antérieures maxillaires | Anteriori superiori




Schaufel-  
förmig  
Ovale  
Ovale


**01S\***




**02L**




**03M**




**04L**



**05L**




**06L**




Dreieckig  
Triangulaire  
Triangolare


**T6S\*\***




**T2S\***




**T1S**




**T3M**




**T4M\***




**T5M**




**T6L**




**T7M**



**T8L\***



**T9L**





**Rechteckig**  
Rectangulaire  
Rettangolare

**X1M\***

46.3



8.8



11.0

**X2L**

46.2



8.7



11.6

**X3L**

47.8



9.0



11.8



**Quadratisch**  
Carrée  
Quadrato

**Z1S**

44.1



8.1



9.8

**Z2S**

47.5



8.7



10.1

## UK-Anterior | Antérieures mandibulaires | Anteriori inferiori

**L1S\***

33.0



4.9



8.8

**L2M\***

34.5



5.2



10.4

**L3M\***

36.3



5.2



10.5

**L4M\***

35.5



5.4



9.4

**L5M\***

37.0



5.5



10.4

**L6L**

38.2



5.8



11.4

**L7L**

38.2



5.5



**L8L**

43.5



6.3



13.0

\*) Bleached Farbe(n) OM1 und OM3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

\*\*) Form(en) nur in VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbe(n) erhältlich.

F: \*Couleurs éclaircies OM1 et OM3 disponibles exclusivement pour la ou les formes choisies.

\*\*Formes uniquement disponibles dans la ou les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

I: \*I colori Bleached OM1 e OM3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

\*\*Forme disponibili solo in colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Farben | couleurs | colori:

28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3),  
15 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)

|                                                               |                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori    | OK/Nr.<br><br>mm | 01S<br>42.3 | 02L<br>45.7 | 03M<br>47.2 | 04L<br>49.2 | 05L<br>50.1 | 06L<br>51.3 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                               | UK/Nr.<br><br>mm | L1S<br>33.0 | L2M<br>34.5 | L3M<br>36.3 | L6L<br>38.2 | L6L<br>38.2 | L8L<br>43.5 | L1S<br>33.0 | L2M<br>34.5 | L1S<br>33.0 | L3M<br>36.3 | L4M<br>35.5 | L3M<br>36.3 | L5M<br>37.0 | L7L<br>38.2 | L5M<br>37.0 | L6L<br>38.2 |
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm | 21E<br>30.5 | 22E<br>32.9 | 23E<br>33.5 | 24E<br>34.8 | 24E<br>34.8 | 25E<br>36.7 | 21E<br>30.5 | 21E<br>30.5 | 20E<br>29.4 | 22E<br>32.9 | 22E<br>32.9 | 23E<br>33.5 | 23E<br>33.5 | 23E<br>33.5 | 24E<br>34.8 | 25E<br>36.7 |
|                                                               | UK/Nr.<br><br>mm | 21E<br>32.7 | 22E<br>33.7 | 23E<br>34.6 | 24E<br>36.1 | 24E<br>36.1 | 25E<br>37.3 | 21E<br>32.7 | 21E<br>32.7 | 20E<br>31.0 | 22E<br>33.7 | 22E<br>33.7 | 23E<br>34.6 | 23E<br>34.6 | 23E<br>34.6 | 24E<br>36.1 | 25E<br>37.3 |

|                                                               |                                                                                                   |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori    | OK/Nr.<br><br>mm | X1M<br>46.3 | X2L<br>46.2 | X3L<br>47.8 | Z1S<br>44.1 | Z2S<br>47.5 |
|                                                               | UK/Nr.<br><br>mm | L3M<br>36.3 | L4M<br>35.5 | L5M<br>37.0 | L1S<br>33.0 | L5M<br>37.0 |
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm | 23E<br>33.5 | 23E<br>33.5 | 24E<br>34.8 | 21E<br>30.5 | 22E<br>32.9 |
|                                                               | UK/Nr.<br><br>mm | 23E<br>34.6 | 23E<br>34.6 | 24E<br>36.1 | 21E<br>32.7 | 22E<br>33.7 |

Die in der Kombinationstabelle enthaltenen Informationen sind nur als Richtwerte zu betrachten.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont donnés qu'à titre indicatif.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

## Posterior | Postérieures | Posteriori

|                                                     |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>20E</b></p> <p>29.4 8.9</p> <p>31.0 8.3</p>   | <p><b>21E*</b></p> <p>30.5 9.5</p> <p>32.7 8.7</p>  | <p><b>22E*</b></p> <p>32.9 9.5</p> <p>33.7 9.0</p> |
| <p><b>23E*</b></p> <p>33.5 11.1</p> <p>34.6 9.8</p> | <p><b>24E*</b></p> <p>34.8 11.8</p> <p>36.1 9.8</p> | <p><b>25E</b></p> <p>36.7 11.2</p> <p>37.3 9.5</p> |

\* Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

F: \* Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.

I: \* Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate

**VITAPAN®**

Farben | couleurs | colori:






28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3),

15 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)

## OK-Anterior | Antérieures maxillaires | Anteriori superiori



Schaufel-  
förmig  
Ovale



Dreieckig  
Triangulaire  
Triangolare




Rechteckig  
Rectangulaire  
Rettangolare




Quadratisch  
Carrée  
Quadrato

T98



T99




X13




X66




X77




X87




X96




X99




Z51



Z61




Z74




Z84



Z85



Z97



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM




VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

## UK-Anterior | Antérieures mandibulaires | Anteriori inferiori

Voll ausgebildete Schneidekanten  
F: Bords incisifs entièrement formés  
I: Bordi incisali integralmente configurati



Abraidierte Schneidekanten  
F: Bords incisifs abrasés  
I: Bordi incisali abrasati



\* Bleached Farbe(n) 0M1 und 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

F: \*Couleurs éclaircies 0M1 et 0M3 disponibles exclusivement pour la ou les formes choisies.

I: \*I colori Bleached 0M1 e 0M3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

|                                                                 |                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori                 | OK/Nr.<br><br>mm | 013<br>41.7 | 025<br>42.8 | 034<br>43.3 | 035<br>43.2 | 043<br>43.6 | 086<br>47.1 | 097<br>49.2 | 098<br>48.1 | 099<br>52.5 | T36<br>43.7 | T53<br>44.6 | T56<br>44.4 | T66<br>44.6 | T67<br>45.1 | T76<br>45.9 | T77<br>46.2 | T88<br>47.1 | T98<br>50.5 | T99<br>48.0 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | L4<br>32.7  | L3<br>33.4  | L3<br>33.4  | L3<br>33.4  | L5<br>35.3  | L11<br>36.9 | L8<br>38.9  | L13<br>37.0 | L14<br>41.7 | L4<br>32.7  | L5<br>35.3  | L5<br>35.3  | L5<br>35.3  | L4<br>32.7  | L7<br>36.2  | L11<br>36.9 | L11<br>36.9 | L15<br>38.0 | L11<br>36.9 |
| VITAPAN<br>CUSPIFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm | 40C<br>28.1 | 40C<br>28.1 | 41C<br>29.9 | 41C<br>29.9 | 41C<br>29.9 | 42C<br>31.7 | 44C<br>32.8 | 42C<br>31.7 | 45C<br>34.8 | 40C<br>28.1 | 41C<br>29.9 | 41C<br>29.9 | 42C<br>31.7 | 42C<br>31.7 | 42C<br>31.7 | 42C<br>31.7 | 44C<br>32.8 | 45C<br>34.8 | 44C<br>32.8 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | 40C<br>29.5 | 40C<br>29.5 | 41C<br>31.3 | 41C<br>31.3 | 41C<br>31.3 | 42C<br>33.4 | 44C<br>34.6 | 42C<br>33.4 | 45C<br>36.3 | 40C<br>29.5 | 41C<br>31.3 | 41C<br>31.3 | 42C<br>33.4 | 42C<br>33.4 | 42C<br>33.4 | 42C<br>33.4 | 44C<br>34.6 | 45C<br>36.3 | 44C<br>34.6 |
| VITAPAN<br>SYNOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori  | OK/Nr.<br><br>mm | 10S<br>29.0 | 10S<br>29.0 | 11S<br>30.0 | 11S<br>30.0 | 11S<br>30.0 | 12S<br>31.3 | 14S<br>33.1 | 12S<br>31.3 | 14S<br>33.1 | 10S<br>29.0 | 11S<br>30.0 | 11S<br>30.0 | 12S<br>31.3 | 12S<br>31.3 | 12S<br>31.3 | 12S<br>31.3 | 14S<br>33.1 | 14S<br>33.1 | 14S<br>33.1 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | 10S<br>30.5 | 10S<br>30.5 | 11S<br>31.9 | 11S<br>31.9 | 11S<br>31.9 | 12S<br>32.7 | 14S<br>35.4 | 12S<br>32.7 | 14S<br>35.4 | 10S<br>30.5 | 11S<br>31.9 | 11S<br>31.9 | 12S<br>32.7 | 12S<br>32.7 | 12S<br>32.7 | 12S<br>32.7 | 14S<br>35.4 | 14S<br>35.4 | 14S<br>35.4 |

|                                                                 |                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori                 | OK/Nr.<br><br>mm   | X13<br>41.5 | X66<br>45.9 | X77<br>47.0 | X87<br>46.9 | X96<br>50.0 | X99<br>50.6 | Z51<br>44.6 | Z61<br>45.5 | Z74<br>46.7 | Z84<br>46.7 | Z85<br>47.5 | Z97<br>52.2 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm  | L4<br>32.7  | L9<br>36.1  | L11<br>36.9 | L11<br>36.9 | L10<br>39.0 | L15<br>38.0 | L3<br>33.4  | L3<br>33.4  | L9<br>36.1  | L9<br>36.1  | L13<br>37.0 | L12<br>41.0 |
| VITAPAN<br>CUSPIFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm | 41C<br>29.9 | 42C<br>31.7 | 42C<br>31.7 | 44C<br>32.8 | 44C<br>32.8 | 45C<br>34.8 | 43C<br>31.0 | 43C<br>31.0 | 42C<br>31.7 | 42C<br>31.7 | 44C<br>32.8 | 45C<br>34.8 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | 41C<br>31.3 | 42C<br>33.4 | 42C<br>33.4 | 44C<br>34.6 | 44C<br>34.6 | 45C<br>36.3 | 43C<br>32.3 | 43C<br>32.3 | 42C<br>33.4 | 42C<br>33.4 | 44C<br>34.6 | 45C<br>36.3 |
| VITAPAN<br>SYNOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori  | OK/Nr.<br><br>mm | 11S<br>30.0 | 12S<br>31.3 | 12S<br>31.3 | 14S<br>33.1 | 14S<br>33.1 | 14S<br>33.1 | 13S<br>31.3 | 13S<br>31.3 | 12S<br>31.3 | 12S<br>31.3 | 14S<br>33.1 | 14S<br>33.1 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | 11S<br>31.9 | 12S<br>32.7 | 12S<br>32.7 | 14S<br>35.4 | 14S<br>35.4 | 14S<br>35.4 | 13S<br>33.9 | 13S<br>33.9 | 12S<br>32.7 | 12S<br>32.7 | 14S<br>35.4 | 14S<br>35.4 |

Die in der Kombinationstabelle enthaltenen Informationen sind nur als Richtwerte zu betrachten.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont donnés qu'à titre indicatif.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

Posterior | Postérieures | Posteriori



|                                                   |                                                    |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>40C</b></p> <p>28.1 7.8</p> <p>29.5 7.6</p> | <p><b>41C*</b></p> <p>29.9 8.4</p> <p>31.3 8.0</p> | <p><b>42C*</b></p> <p>31.7 8.3</p> <p>33.4 8.0</p> |
| <p><b>43C</b></p> <p>31.0 8.5</p> <p>32.3 8.1</p> | <p><b>44C*</b></p> <p>32.8 9.1</p> <p>34.6 8.7</p> | <p><b>45C</b></p> <p>34.8 9.4</p> <p>36.3 8.6</p>  |

\* Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.


F: \* Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.

I: \* Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate

Posterior | Postérieures | Posteriori

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>10S</b></p> <p>29.0 7.5</p>  <p>30.5 6.8</p> | <p><b>11S</b></p> <p>30.0 7.8</p>  <p>31.9 7.3</p> | <p><b>12S</b></p> <p>31.1 8.7</p>  <p>32.7 7.8</p> |
| <p><b>13S</b></p> <p>31.3 8.3</p>  <p>33.9 7.4</p> | <p><b>14S</b></p> <p>33.1 9.3</p>  <p>35.4 8.3</p> |                                                                                                                                       |

**OK-Anterior** | Antérieures maxillaires | Anteriori superiori

|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Schaufel-förmig</b><br>Ovale<br>Ovale | <b>043</b><br><br>43.3<br>7.9<br>10.7 | <b>045</b><br><br>44.8<br>8.3<br>11.3 |                                                                                                                          |
|                                                                                                                           | <b>T44</b><br><br>44.0<br>8.1<br>11.7 | <b>T46</b><br><br>46.2<br>8.2<br>11.6 | <b>T48</b><br><br>48.3<br>8.7<br>12.5 |
|                                                                                                                           | <b>R47</b><br><br>47.0<br>8.6<br>10.7 | <b>R49</b><br><br>49.0<br>8.9<br>12.1 | <b>T50</b><br><br>49.9<br>9.2<br>12.9 |

**UK-Anterior** | Antérieures mandibulaires | Anteriori inferiori

|                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L33</b><br><br>33.2<br>4.9<br>8.9 | <b>L35</b><br><br>35.2<br>5.2<br>9.5 | <b>L37</b><br><br>37.2<br>5.5<br>10.0 | <b>L39</b><br><br>39.2<br>5.8<br>10.5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**► Hinweis:** Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorkonditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.

**F:** Remarque : la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base prothétique sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base prothétique fabriquée numériquement.

**I:** Avvertenza: VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica precondizionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

Posterior | Postérieures | Posteriori



| VITA VIONIC VIGO<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori    | OK/Nr.<br><br>mm | R47<br>47.0 | R49<br>49.0 | O45<br>44.8 | T50<br>49.9 | T46<br>46.2 | O43<br>43.3 | T44<br>44.0 | T48<br>48.3 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                             | UK/Nr.<br><br>mm | L37<br>37.2 | L39<br>39.2 | L35<br>35.2 | L39<br>39.2 | L37<br>37.2 | L33<br>33.2 | L33<br>33.2 | L37<br>37.2 |
| VITA VIONIC VIGO<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm | 22L<br>31.8 | 23L<br>34.3 | 22L<br>31.8 | 24L<br>35.9 | 22L<br>31.8 | 21L<br>30.3 | 21L<br>30.3 | 22L<br>31.8 |
|                                                             | UK/Nr.<br><br>mm | 22L<br>32.6 | 23L<br>35.0 | 22L<br>32.6 | 24L<br>36.9 | 22L<br>32.6 | 21L<br>31.0 | 21L<br>31.0 | 22L<br>32.6 |

➤ Hinweis: Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorkonditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.


F: Remarque : la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base prothétique sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base prothétique fabriquée numériquement.

I: Avvertenza: VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica precondizionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

## OK-Anterior | Antérieures maxillaires | Anteriori superiori



## UK-Anterior | Antérieures mandibulaires | Anteriori inferiori



# VITAPAN®LINGOFORM DD FRAME

Farben | couleurs | colori:

6 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Posterior | Postérieures | Posteriori



| VITAPAN<br>EXCELL<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriori       | OK/Nr.<br><br>mm | 043<br>43.1 | 045<br>45.1 | 049<br>49.1 | T44<br>44.1 | T46<br>46.2 | T48<br>48.1 | T50<br>50.0 | R45<br>45.4 | R47<br>47.0 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | L33<br>33.2 | L35<br>35.3 | L39<br>39.0 | L33<br>33.2 | L35<br>35.3 | L37<br>37.3 | L39<br>39.0 | L35<br>35.3 | L37<br>37.3 |
| VITAPAN<br>LINGOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriori | OK/Nr.<br><br>mm | 21L<br>30.1 | 22L<br>31.6 | 23L<br>34.2 | 21L<br>30.1 | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6 | 24L<br>35.8 | 22L<br>31.6 | 22L<br>31.6 |
|                                                                 | UK/Nr.<br><br>mm | 21L<br>30.7 | 22L<br>32.1 | 23L<br>34.8 | 21L<br>30.7 | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1 | 24L<br>36.4 | 22L<br>32.1 | 22L<br>32.1 |

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

**Weitere Informationen zu den VITA PROTHETIK LÖSUNGEN finden Sie unter:**

F: Vous trouverez de plus amples informations sur les SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA sous:

I: Per ulteriori informazioni sulle SOLUZIONI PROTETICHE VITA consultare:

[www.vita-zahnfabrik.com/prosthetic](http://www.vita-zahnfabrik.com/prosthetic)

**D:**

**Zur Beachtung:** Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2023-08

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung:

**CE 0124**

VITAPAN® product range, VITA PHYSIODENS®, VITA VIONIC® product range



**F:**

**N.B.** Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 2023-08

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage :

**CE 0124**

Gamme de produits VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, gamme de produits VITA VIONIC®



**I:**

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2023-08

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

**CE 0124**

Linea di prodotti VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, Linea di prodotti VITA VIONIC®



# VITA PROTHETIK LÖSUNGEN

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

**Phone:** +49 7761 562-0  
**Hotline:** +49 7761 562-222  
**E-mail:** [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)



  
**CE 0124**

10252DACH\_0823\_V01