

VITA

Fácil.  
En el punto justo.



VITA MFT®

Eficiencia asombrosa  
y calidad convincente:  
El diente preconfeccionado VITA  
con Easy Centric.





## Las ventajas

### Ahorra tiempo

Montaje sencillo y eficiente gracias al principio VITA Easy Centric. Indicado para todos los conceptos de montaje habituales.

### Ahorra dinero

Diente preconfeccionado económico y multifuncional en una gran variedad de colores y formas.  
Disponibile en 16 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y 16 colores VITA classical A1-D4.

### Ahorra nervios

Los resultados fiables, rápidos y con una calidad convincente le entusiasmarán no solo a usted como usuario, sino también a sus pacientes.

Diente protésico

# VITA MFT®

Ahorra tiempo. Ahorra dinero. Ahorra nervios.

## Montaje fácil y preciso gracias a los puntos de contacto predefinidos.

El VITA MFT (Multi Functional Tooth) permite un uso versátil, tanto para prótesis parciales y completas como para prótesis híbridas e implantosoportadas.

En virtud del diseño multifuncional de la superficie oclusal, la línea de dientes está indicada para todos los conceptos de montaje habituales. Gracias a VITA Easy Centric, el VITA MFT se monta de manera casi automática, lo cual ahorra tiempo y nervios.



## Montaje sencillo. Estética muy buena.

Floidi Endrio, protésico dental (Italia):  
"Tratándose de un diente de este segmento de precio, convence no solo por su calidad y estética, sino sobre todo por su fácil manipulación."

## Rentabilidad y estética

Susana García, protésica dental (España):  
"La facilidad de montaje convierte a este diente en único en este segmento. Rentabilidad y estética: VITA MFT ofrece ambas cosas."




# Fácil. En el punto justo.

El principio VITA Easy Centric para un flujo de trabajo ágil

**El diente protésico VITA MFT con el principio Easy Centric ofrece un montaje eficiente conforme a todos los conceptos habituales.**

- **Montaje sencillo con una elevada seguridad de montaje**  
mediante puntos de contacto predefinidos y determinación automática de la céntrica.
- **Menor trabajo de tallado selectivo**  
gracias al diseño basal optimizado.
- **De uso fiable para todos los conceptos protésicos**  
gracias al diseño multifuncional de la superficie oclusal. Utilizable, por ejemplo, según A. Gerber, APF/TiF, Gysi y ABC.







# Simplemente precioso. Simplemente versátil.

## Reproducción fiable del color

Seguridad a la hora de elegir el color dental, gracias al PERFECT MATCH con las guías de colores originales VITA.

- 16 colores VITA classical A1-D4 y
- 16 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER, incluidos 3 colores blanqueamiento.



### Juego de luces natural



## Variedad de formas

- 12 formas de dientes anteriores superiores
- 5 formas de dientes anteriores inferiores
- 3 formas de dientes posteriores superiores
- 3 formas de dientes posteriores inferiores

### Forma natural



### Diseño incisal estético



El VITA MFT ha demostrado ser un diente económico y de alta calidad, que satisface por completo no solo a mi equipo de odontólogos y protésicos, sino sobre todo también a nuestros pacientes.”

**Boris Jovanović**  
Protésico dental, Belgrado (Serbia)




# Calidad convincente

Calidad de material fiable para una durabilidad acreditada.  
Desarrollado por ingenieros alemanes.

## Material acreditado

El acreditado material polimérico HC (Highly Cross-Linked Polymer) de VITA incorpora una matriz altamente reticulada de MMA y monómeros reticulados. El resultado: una buena estabilidad mecánica y resistencia superficial.



## Conforme a estándares de calidad alemanes

Desarrollado por ingenieros alemanes en colaboración con protésicos dentales de todo el mundo.

Procesos de fabricación probados (conforme a estándares de calidad alemanes en cuanto a producción y diseño) para garantizar una calidad elevada y constante (probados y certificados conforme a EN ISO 13485).





# Variedad de formas.

## Dientes anteriores inferiores



### 16 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

### 16 colores VITA classical A1-D4®

## Dientes anteriores superiores



forma de pala



triangular



rectangular




cuadrado



# Variedad de formas.

## Dientes posteriores



## Combinaciones recomendadas

<b>VITA MFT</b> Dientes anteriores	Sup./n.º  mm	<b>040</b> 40,0	<b>044</b> 43,9	<b>049</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	Inf./n.º  mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
<b>VITA MFT</b> Dientes posteriores	Sup./n.º  mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	Inf./n.º  mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6

Esta tabla debe considerarse como una simple recomendación. La combinación adecuada depende en gran medida de la situación concreta de cada paciente.



# Soluciones óptimas en el proceso.



## Determinación del color

Determinación del color mediante el VITA Easyshade V, el VITA Easyshade LITE o las guías de colores VITA.



## Determinación de la forma

Elija la forma dental adecuada de su stock de dientes. La forma también puede determinarse mediante la tarjeta de formas vivas.



## Su diente protésico VITA MFT

Fácil. En el punto justo.  
Ahora disponible en 16 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y 16 colores VITA classical A1-D4.



## Agente adhesivo

Utilice VITACOLL como agente adhesivo seguro entre los dientes protésicos VITA MFT y la base de la prótesis. VITAFOL es el material aislante de silicona adecuado para ello.



## Caracterización

Caracterice su prótesis con el composite de micropartículas fotopolimerizable VITA VM LC. Como alternativa, dispone de los maquillajes fotopolimerizables VITA AKZENT LC.




# Estaremos encantados de ayudarle.

## Línea directa de apoyo a las ventas

Tel.: +49 7761 562-884  
Fax: +49 7761 562-299  
De 8:00 a 17:00 h CET  
info@vita-zahnfabrik.com

## Línea directa de asistencia técnica

Tel.: +49 7761 562-222  
Fax: +49 7761 562-446  
De 8:00 a 17:00 h CET  
info@vita-zahnfabrik.com



## Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 01.24

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado **CE 0124 VITA MFT\***

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.



## Referencias

### Análisis internos, Dpto. de I+D de VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Departamento de Investigación y Desarrollo  
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen (Alemania)  
Dra. Berit Gödiker, directora de proyectos de I+D de VITA,  
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen (Alemania)

### Datos de ensayo detallados

Véase la documentación científico-técnica de

VITA MFT\*

Descarga desde [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)



Más información sobre  
VITA MFT

[www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT](http://www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT)



**VITA MFT®**

**VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com  
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on  
Social Media!

