


## VITASONIC II

Apparecchio ad ultrasuoni per la tecnica di stratificazione VITA In-Ceram®



**VITA**

### Descrizione

Apparecchio ad ultrasuoni ad elevata frequenza sviluppato espressamente per la tecnica di stratificazione VITA In-Ceram.

### Prestazioni

Per miscelare la barbotine VITA In-Ceram Powder.

## VITASONIC II

### Funzioni tecniche

Il contaminuti incorporato consente sia cicli brevi che funzionamento continuo.

### Dotazione

#### Cod. DSON220

Apparecchio completo di 1 cavo di allacciamento, 1 coperchio con inserto, istruzioni di impiego

### Stampati

– Istruzioni di impiego Nr. 481M

### Dati tecnici

Larghezza	220 mm
Profondità	95 mm
Altezza	170 mm
Larghezza vasca	190 mm
Profondità vasca	85 mm
Altezza vasca	60 mm
Contenuto	0,8 l
Peso	2,2 kg
Esecuzione	acciaio inox
Allacciamento di rete	230 Volt AC, 50 Hz o 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 80 Watt
Frequenza	25 KHz

### Vantaggi

- operchio speciale per la tecnica di stratificazione VITA In-Ceram
- possibilità di utilizzo anche come normale apparecchio ad ultrasuoni senza il coperchio speciale
- esecuzione robusta in acciaio inossidabile
- contaminuti per cicli brevi e funzionamento continuo