

VITA SUPRINITY® – Polishing Set clinical/technical

Per la prelucidatura e lucidatura a specchio semplici di restauri in ceramica ibrida VITA



VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 05.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrizione del prodotto

I VITA SUPRINITY Polishing Set sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) in studio e laboratorio. I set contengono diversi gommini per la prelucidatura e la

lucidatura a specchio. Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza brillante.

Vantaggi del prodotto

Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti consistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano una buona capacità di asportazione ben controllabile e contemporaneamente usura contenuta. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA SUPRINITY è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce ad esempio anche il rischio di microfessure.

Dati del prodotto

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Comprende complessivamente sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Comprende complessivamente otto strumenti per manipolo, di cui quattro per la prelucidatura e quattro per la lucidatura a specchio.

VITA SUPRINITY® Assortimenti

Denominazione	Descrizione	Contenuto/Quantità	Codice
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical	Sistema di lucidatura in 2 fasi con gommini per prelucidatura e lucidatura a specchio per contrangolo	6	ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical	Sistema di lucidatura in 2 fasi con gommini per prelucidatura e lucidatura a specchio per manipolo	8	ELSPSETT

VITA SUPRINITY® Polishing Set clinical / Confezioni singole

Denominazione	Descrizione	Contenuto/Quantità	Codice
Prelucidatura (rosa)	diamantato		
Gommino a fiamma, S4m		6	ERWS4M6
Gommino lenticolare, L10m		6	ERWL10M6
Gommino a calice, C6m		6	ERWC6M6
Lucidatura a specchio (grigio)	diamantato		
Gommino a fiamma, S4f		6	ERWS4F6
Gommino lenticolare, L10f		6	ERWL10F6
Gommino a calice, C6f		6	ERWC6F6

VITA SUPRINITY® Polishing Set technical / Confezioni singole

Denominazione	Descrizione	Contenuto/Quantità	Codice
Prelucidatura (rosa)	diamantato		
Gommino a ruota, R15m		6	ERHR15M6
Gommino a fiamma, S5m		6	ERHS5M6
Gommino lenticolare, L16m		6	ERHL16M6
Gommino Longpin, LPm		6	ERHLP6M6
Lucidatura a specchio (grigio)	diamantato		
Gommino a ruota, R15f		6	ERHR15F6
Gommino a fiamma, S5f		6	ERHS5F6
Gommino lenticolare, L16f		6	ERHL16F6
Gommino Longpin, LPf		6	ERHLP6F6

Per ulteriori informazioni su VITA SUPRINITY consultare: www.vita-suprinity.de / www.vita-suprinity.com

VITA