

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Para o fácil pré-polimento e polimento de alto brilho da cerâmica híbrida VITA ENAMIC



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 09.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrição do produto

Os conjuntos de instrumentos de polimento VITA ENAMIC foram desenvolvidos para tratar a superfície de restaurações realizadas a partir de cerâmica híbrida de forma segura, económica e adequada às características do material, em consultório e em laboratório. Os kits incluem diversos instrumentos para pré-polimento e polimento de alto brilho.

Estes instrumentos permitem o polimento de faces oclusais, cúspides, fissuras e pontos de contacto da restauração, protegendo o material. O resultado final são superfícies com um excelente nível de brilho.

Vantagens do produto

Excelentes resultados

Com estes instrumentos, pode obter superfícies finais extraordinárias e resistentes à formação de placa. Uma rotação exata, as granulações adaptadas e dimensões individuais dos instrumentos garantem resultados de elevada precisão.

Utilização simples e segura

Os instrumentos garantem um elevado rendimento de polimento. A utilização simples sem aplicação de pasta de polimento permitem um processamento fácil e rápido. A capacidade de esterilização dos instrumentos clínicos garante a segurança.

Procedimento sem desbaste

Os instrumentos desenvolvidos especificamente para VITA ENAMIC garantem a aplicação excelente do material. Por exemplo, o risco de formação de microfissuras é reduzido.

Dados do produto

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: inclui um total de seis instrumentos para o contra-ângulo. Inclui três instrumentos para o pré-polimento e três para polimento de alto brilho.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: inclui um total de oito instrumentos para a peça de mão. Inclui quatro instrumentos para o pré-polimento e quatro para o polimento de alto brilho.

Gama linha de produtos VITA ENAMIC®

Designação	Descrição	Conteúdo/Unidades	N.º art.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	Sistema de polimento em 2 etapas com instrumentos para o pré-polimento e polimento de alto brilho para o contra-ângulo	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	Sistema de polimento em 2 etapas com instrumentos para o pré-polimento e polimento de alto brilho para a peça de mão	8	EENPSETT

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – embalagem de recarga

Designação	Descrição	Conteúdo/Unidades	N.º art.
Polimento preliminar (rosa)	Instrumentos SiC (carboneto de silício)		
Instrumento de polimento, pontiagudo, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Instrumento de polimento, forma de lentilha, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Instrumento de polimento, cónico, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
Polimento de alto brilho (cinza)	Instrumentos de diamante		
Instrumento de polimento, pontiagudo, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Instrumento de polimento, forma de lentilha, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Instrumento de polimento, cónico, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

VITA ENAMIC® Polishing Set technical – embalagem de recarga

Designação	Descrição	Conteúdo/Unidades	N.º art.
Polimento preliminar (rosa)	Instrumentos SiC (carboneto de silício)		
Instrumento de polimento, pontiagudo, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Instrumento de polimento, cónico, VI-ET6m		6	ERHET6M6
Instrumento de polimento, em forma de roda, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Instrumento de polimento, forma de lentilha, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
Polimento de alto brilho (cinza)	Instrumentos de diamante		
Instrumento de polimento, pontiagudo, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Instrumento de polimento, cónico, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Instrumento de polimento, em forma de roda, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Instrumento de polimento, forma de lentilha, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

Para mais informação sobre VITA ENAMIC aceda a: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA