

VITA ENAMIC® ST: ¡supertranslúcida!

Con el exclusivo efecto camaleón, especialmente para inlays, onlays, carillas oclusales y carillas



Imagen integrada, copyright: Dr. A. Hassel, catedrático

VITA – perfect match

VITA

Ventajas de VITA ENAMIC ST:

- Exclusivo efecto camaleón
- Plena integración funcional

- Máxima rentabilidad
- Disponible en 5 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER (1M1-ST, 1M2-ST, 2M2-ST, 3M2-ST, 4M2-ST)

www.vita-zahnfabrik.com  facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA ENAMIC® ST: ¡supertranslúcida!

Con el exclusivo efecto camaleón, especialmente para inlays, onlays, carillas oclusales y carillas

USOS POSIBLES



VENTAJAS



Con el exclusivo efecto camaleón

VITA ENAMIC ya está disponible también como VITA ENAMIC ST en versión "supertranslúcida". VITA ENAMIC ST ha sido desarrollada especialmente para restauraciones limitadas por el esmalte. Gracias a la mayor transmisión lumínica, ahora también inlays, onlays, carillas oclusales y carillas se integran perfectamente en la sustancia dental remanente, como un camaleón.

Plena integración también funcional

El grosor de capa mínimo en la zona del istmo es de solo un milímetro. Esto posibilita una preparación mínimamente invasiva y orientada al defecto. Los márgenes precisos y la excelente estabilidad de los ángulos proporcionan además una excelente precisión de ajuste.

Rentabilidad también perfecta

VITA ENAMIC ST permite prescindir por completo de la cocción tras el desbastado. Solo hace falta proceder al acabado y al pulido, y la restauración ya está lista para su colocación.

Colocación adhesiva

En virtud de la matriz cerámica dominante, es posible grabar VITA ENAMIC con gel de ácido fluorhídrico y silanizarla de la manera acostumbrada. Esto se traduce en unos valores de adhesión óptimos en la colocación adhesiva.

VITA