

VITA

Easy.
Right on point.



VITA MFT®

Straordinaria efficienza e
qualità convincente:
il dente preconfezionato VITA
con Easy Centric.





Vantaggi

Risparmio di tempo

Montaggio semplice ed efficiente grazie al principio VITA Easy Centric. Indicato per tutti i comuni concetti di montaggio.

Risparmio di denaro

Il dente preconfezionato multifunzionale ed economico in una vasta gamma di colori e forme. Disponibile in 16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER e 16 colori VITA classical A1-D4.

Si evitano inconvenienti

Risultati affidabili e rapidi di qualità convincente che entusiasmano non solo voi come utilizzatori ma anche i pazienti.

Dente protesico

VITA MFT®

Risparmio di tempo. Risparmio di denaro.
Risparmio di seccature.

Dritto al punto grazie ai punti di contatto predefiniti.

VITA MFT (Multi Functional Tooth) è versatile: per protesi parziale e totale, nonché per la protesi ibrida e implantare.

Poiché la superficie oclusale ha una configurazione multifunzionale, questa linea di denti è indicata per tutti i comuni concetti di montaggio. Grazie a VITA Easy Centric, VITA MFT si posiziona quasi automaticamente risparmiando tempo e seccature.



Montaggio semplice. Ottima estetica.

Endrio Floridi, odontotecnico, Italia:

"Come dente di questa fascia di prezzo, convince non solo per la sua qualità ed estetica, ma soprattutto per la facilità d'uso."

Economicità ed estetica

Susana García, odontotecnico, Spagna:

"La facilità di montaggio rende questo dente unico nel suo segmento. Economicità ed estetica – VITA MFT le offre entrambe."



Semplice. Dritto al punto.

Il principio VITA Easy Centric per un rapido flusso di lavoro.

Il dente protesico VITA MFT con principio Easy Centric offre un montaggio efficiente secondo tutti i concetti comuni.

- **facilità di montaggio con elevata sicurezza**


grazie a punti di contatto predefiniti che assicurano l'individuazione automatica della centrica

- **uso ridotto del fresaggio**

grazie alla configurazione basale ottimizzata

- **utilizzabile in modo affidabile per tutti i concetti protesici**

grazie al design oclusale multifunzionale. Utilizzabile ad esempio con i metodi Prof. Dott. A. Gerber, APF/TiF, Gysi e ABC.







Semplicemente bello. Semplicemente versatile.

Riproduzione affidabile del colore

Sicurezza nella scelta del colore dei denti grazie al PERFECT MATCH alle scale cromatiche originali VITA.

- 16 colori VITA classical A1-D4 e
- 16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER, inclusi 3 colori Bleach



gioco di luci naturale



Svariate forme

- 12 forme denti anteriori arcata superiore
- 5 forme denti anteriori arcata inferiore
- 3 forme denti posteriori arcata superiore
- 3 forme denti posteriori arcata inferiore

forme naturali



design incisale di forma elegante



VITA MFT si è rivelato un dente di elevata qualità ed economico, che ha soddisfatto completamente non solo il team odontoiatrico-odontotecnico ma anche i nostri pazienti."

Boris Jovanović
Odontotecnico, Belgrado, Serbia




Qualità convincente

Qualità del materiale affidabile per una durata comprovata.
Sviluppato da ingegneri tedeschi.

Materiale comprovato

L'affermato polimero HC VITA (Highly Cross-Linked Polymer) è costituito da una matrice ad elevata reticolazione in MMA e monomeri reticolanti. Il risultato: buoni livelli di stabilità meccanica e resistenza superficiale.



Secondo gli standard di qualità tedeschi

Sviluppato da ingegneri tedeschi in collaborazione con odontotecnici di tutto il mondo.


Processi di produzione testati (secondo gli standard di qualità tedeschi di produzione e design) per una qualità costantemente elevata (testato e certificato a norma EN ISO 13485).





Molteplicità di forme.

Denti anteriori arcata inferiore



16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER®
(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

16 colori VITA classical A1-D4®



Denti anteriori arcata superiore





ovale





triangolare



rettangolare




quadrato



Molteplicità di forme.

Denti posteriori



Combinazioni consigliate

VITA MFT Denti anteriori	Sup./Nr. mm	040 40,0	044 43,9	049 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	Inf./Nr. mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Denti posteriori	Sup./Nr. mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	Inf./Nr. mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Questa tabella viene fornita solo a titolo indicativo. La combinazione appropriata dipende fortemente dalla situazione individuale del paziente.



Soluzioni adatte al processo.



Determinazione del colore

Determinazione del colore con VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE o la scala cromatica VITA.



Determinazione della forma

Scegliete la forma corretta dalla vostra cassetteria denti. La determinazione della forma è proposta anche con il campionario forme dall'aspetto naturale.



Il vostro dente protesico VITA MFT

Semplice. Dritto al punto.
Ora disponibile in 16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER e 16 colori VITA classical A1-D4.



Adesione

Utilizzate VITACOLL come mezzo sicuro di adesione tra i denti protesici VITA MFT e la base protesica. VITAFOL è l'isolante a base di silicone adatto.



Caratterizzazione

Caratterizzate la vostra protesi col composto di rivestimento estetico fotopolimerizzabile a microparticelle VITA VM LC. In alternativa sono disponibili i colori fotopolimerizzabili VITA AKZENT LC.



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com



Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni se si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 01/24

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile al sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati **CE 0124: VITA MFT***

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.



Riferimenti

Studi interni, VITA R&S

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Dipartimento Ricerca & Sviluppo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dott. Berit Gödiker, Capoprogetto VITA R&S,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Dati dei test dettagliati

Consultare la documentazione tecnico-scientifica

VITA MFT*

Download dal sito www.vita-zahnfabrik.com



Per ulteriori informazioni su
VITA MFT

www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT



VITA MFT®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germania

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

**Seguici sui
Social Media!**

