

# VITA Easyshade® V – Modo de branqueamento

Documentação profissional e comunicação fácil com pacientes durante tratamentos de branqueamento



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 08.20

VITA – perfect match.

**VITA**

## Descrição da função

- O quê?**
- Em combinação com o VITA mobileAssist App, o modo de branqueamento do VITA Easyshade V se torna uma ferramenta de comunicação digital precisa para documentação, controle e comunicação de tratamentos de branqueamento.
- Para quê?**
- Ele é usado para agilizar e facilitar os processos de documentação e controle, bem como para a comunicação entre o dentista e o paciente durante o tratamento de branqueamento.
- Com o quê?**
- Uma medição das cores dos dentes 2, 4 e 6 no modo de branqueamento está disponível para uso individual, que pode ser comunicada, documentada e compartilhada de maneira confiável usando-se o aplicativo VITA mobileAssist.

## VANTAGENS DA FUNÇÃO

### Determinação precisa da cor

- Resultados de medição apurados com confiabilidade graças à tecnologia inteligente de medição digital.

### Planejamento e controle profissional do tratamento de clareamento

- Planejamento e controle confiáveis do tratamento de branqueamento graças à medição digital e precisa das cores dos dentes 2, 4 e 6 antes e depois do tratamento.

### Comunicação eficiente com os pacientes

- A comunicação com o paciente é otimizada, pois a informação das cores dos dentes e as fotos dos pacientes podem ser combinadas usando o aplicativo VITA mobileAssist.

### Simulação de branqueamento convincente

- Simulação digital e natural dos possíveis resultados de branqueamento graças à função de branqueamento ajustável por etapas e documentação fotográfica com o VITA mobileAssist App.\*

\*) Atualmente já disponível para dispositivos com sistema operacional iOS.

## USO FUNCIONAL

- O modo de branqueamento do VITA Easyshade V, em combinação com o VITA mobileAssist App e o VITA Bleachedguide 3D-MASTER, proporciona uma solução de sistema confiável.



## NOVAS FUNÇÕES

### VITA Easyshade V




1. Modo de branqueamento do VITA Easyshade V.



2. Medição digital e precisa das cores dos dentes 2, 4 e 6 antes e depois do tratamento.

### VITA mobileAssist App



1. Detecção/determinação automática da área de branqueamento.\*\*



2. Simulação digital de possíveis resultados de branqueamento na foto do paciente.\*\*

\*\*\*) O material da imagem foi ampliado para uma melhor visualização.

VITA