

VITA VIONIC VIGO® Sistemi compatibili

Contattateci se non trovate macchine o materiali in questa lista

| CAD-Software | CAM-Software <i>Fresaggio</i> | Unità di fresaggio <i>Fresaggio</i> | Stampante 3D <i>Stampa 3D</i> | Dispositivi post-polimerizzazione <i>Stampa 3D</i> | Materiale per basi protesiche | Materiale bonding <i>Bonding: VITA VIONIC VIGO a base protesica</i> | Espansione della cavità nel CAD <i>Indicazioni di regolazione da parte VITA; altre regolazioni vanno verificate inizialmente con un fitchecker</i> | Particolarità |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 3Shape Dental System 19 dalla versione 88.0.7 oppure exocad Dental CAD / Ceramill Mind dalla versione 2.4 Plovidiv | CAM Software a 5 assi 1. con opzione per calcolo del percorso di fresaggio di basi protesiche incl. calcolo dei sottosquadri oppure 2. con templates prefabbricati per try-in e basi protesiche | Unità di fresaggio a 3+2 assi Unità di fresaggio a 5 assi Unità di fresaggio a 5 assi simultanee in generale: preferibilmente unità di fresaggio con lavorazione a umido | | | VITA VIONIC® BASE | | 20µm | |
| | Ceramill Match 2 | Ceramill Motion 2 (5X) | | | | | 0µm | |
| | | | Formlabs Form 2, Form 3, Form 3B | | Formlabs Denture Base Resin | VITA VIONIC® BOND | 30µm | Raccomandazione: integrazione di elementi di stabilizzazione nelle basi protesiche, per contrastare distorsioni. |
| | | | Rapidshape D20II, D30II, D40II, D10+ capsule, D20+ cartridge, D20+, D30+ Straumann® CARES® P20, P30, P40, P10+ capsule, P20+ cartridge, P20+, P30+ | | Dreve FotoDent® denture 385nm | | 20µm | |
| | | | Carbon M1, M2 | secondo indicazioni del produttore dei materiali | Detax FREEPRINT® denture | | 20µm | |
| | | | NextDent 5100 | | Dentca Denture Base II | | 20µm | |
| | | | NextDent 5100 for ceramill | | Lucitone Digital Print™ 3D Denture Resin | | n.i. | |
| | | | Asiga MAX UV | | NextDent Denture 3D+ | | 20µm | |
| | | | | | NextDent Denture 3D+ | | 20µm | |
| | | | | | pro3dure GR-14.1 denture | | 20µm | |
| | | | | Scheu Dental IMPRIMO® LC Denture | 20µm | | | |
| | | | | Detax FREEPRINT® denture | 20µm | | | |