

**Restrisiken von polymerbasierten CAD/CAM Materialien (wie z.B. VITA CAD-Temp und CAD-Temp IS)**

*Mögliche Komplikationen und Restrisiken für polymerbasierte CAD/CAM Materialien generell und nicht spezifisch für VITA Materialien sind:*

- Abplatzungen oder Verlust der Restauration mit Folge des eventuellen Verschluckens
- postoperative Hypersensitivität
- Plaqueanlagerungen
- Schleimhautreizungen
- Gingivitis
- Unverträglichkeiten und/oder Allergiepotenzial
- Randspaltenkaries
- Bruch

*Diese Risiken sind dem Patienten durch das Fachpersonal (z.B. zahnmedizinisches Personal) zu kommunizieren.*