

**Restrisiken von Verblendkeramiken (wie z.B. VITA LUMEX AC, VITA VM 11, VITA VM 9, VITA VM 13, VITA VMK Master, und Charakterisierungsmaterialien wie Akzent Plus und VITA INTERNO)**

*Mögliche Komplikationen und Restrisiken für Verblendkeramiken generell und nicht spezifisch für VITA Materialien sind:*

- Abplatzungen und Ablösen der Restauration mit der Folge des eventuellen Verschluckens
- Randspalten
- Plaqueablagerungen
- Parodontitis
- Schleimhautreizungen und Schleimhautschädigungen
- Unverträglichkeit und Allergiepotezial
- Bruch

*Diese Risiken sind dem Patienten durch das Fachpersonal (z.B. zahnmedizinisches Personal) zu kommunizieren.*