

Restrisiken von polymerbasierten CAD/CAM Materialien (wie z.B. VITA CAD-Waxx)

Mögliche Komplikationen und Restrisiken für polymerbasierte CAD/CAM Materialien generell und nicht spezifisch für VITA Materialien sind:

- Schleimhautreizungen
- Unverträglichkeiten und/oder Allergiepotenzial
- Bruch des Materials im Mund mit eventuellen Verletzungen des umliegenden Gewebes

Diese Risiken sind dem Patienten durch das Fachpersonal (z.B. zahnmedizinisches Personal) zu kommunizieren.

002/11.2021