

## **Riesgos residuales de los materiales CAD/CAM cerámicos (p. ej., VITABLOCS)**

*Posibles complicaciones y riesgos residuales de los materiales CAD/CAM cerámicos en general y no específicos de los materiales VITA:*

- Desconchamientos o desprendimiento de la restauración, con la posible consecuencia de ingestión
- Acumulaciones de placa
- Hipersensibilidad postoperatoria
- Irritaciones de las mucosas
- Caries en las fisuras marginales
- Intolerancias y/o potencial alergénico
- Rotura

*El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.*

002/11.2021