

Restrisiken von polymerbasierten Verblendkunststoffen (wie z.B. VITA VM LC, VITA VM CC, VITA AKZENT LC)

Mögliche Komplikationen und Restrisiken für polymerbasierte Verblendkunststoffe generell und nicht spezifisch für VITA Materialien sind:

- Abplatzungen der Restauration mit Folge des eventuellen Verschluckens
- Plaqueanlagerungen
- Schleimhautirritationen
- Unverträglichkeiten und/oder erhöhtes Allergiepotezial
- Bruch

Diese Risiken sind dem Patienten durch das Fachpersonal (z.B. zahnmedizinisches Personal) zu kommunizieren.

002/11.2021