

**Остаточные риски, связанные с использованием CAD/CAM-материалов, содержащих диоксид циркония (например, VITA YZ SOLUTIONS)**

*Возможные осложнения и остаточные риски, связанные с использованием содержащих диоксид циркония CAD/CAM-материалов в целом, а не конкретно материалов VITA:*

- Сколы или отслоение реставраций с риском случайного проглатывания
- Налет
- послеоперационная гиперчувствительность
- Воспаление слизистой оболочки
- Кариес в области края
- Расшатывание опорных зубов
- Непереносимость и/или аллергенный потенциал
- Разлом

*Эти риски должны быть доведены до сведения пациента персоналом стоматологического профиля (например, врачом-стоматологом).*

002/11.2021